


يجب عدم ارتداء دعامة القدم إلا في **وضع الجلوس** مع استخدام الجوارب المرفقة للحفاظ على النظافة الصحية المثالية وتوفير أقصى قدر ممكن من الراحة.



## 4 ربط الأحزمة

- اربط الأحزمة من الأسفل إلى الأعلى (أ، ب، ج)
- شد الأحزمة بحيث تثبت دعامة القدم بإحكام، ولكن بصورة مريحة

## 3 ارتداء الجزء الأمامي

- يجب أن يكون شعار AIRCAST® فوق أصابع القدم
- بينما توجد جوانب الجزء الأمامي السفلي (الجزء الخاص بالقدم) داخل دعامة القدم
- أما جوانب الجزء الأمامي العلوي فتوجد خارج دعامة القدم

## 2 وضع القدم في دعامة القدم

- ضع عقب القدم في الجزء الخلفي
- ألق غطاء القدم القلاب وغطاء أصابع القدم

## 1 تحضير دعامة القدم

- لا يجوز ملء الحجرات الهوائية بالهواء قبل ارتداء دعامة القدم.
- فك الأحزمة وانزع الجزء الأمامي وافتح غطاء أصابع القدم وغطاء القدم القلاب

## خلع دعامة القدم

لضمان تثبيت دعامة القدم بشكل صحيح عند إعادة ارتدائها يجب تفريغ الحجرات من الهواء قبل خلع الدعامة

- 1 لف العجلة الدوارة الكبيرة إلى أن تصل إلى الرقم المناسب للحجرات الهوائية (صورة 5)
- 2 اضغط على زر تفريغ الهواء الصغير الموجود بالجانب الأيمن العلوي من دعامة القدم
- 3 كرر الإجراء نفسه مع الحجرات الهوائية الأخرى
- 4 فك الأحزمة وانزع الجزء الأمامي وافتح غطاء أصابع القدم وغطاء القدم القلاب

## جدول المقاسات

| المقاس         | الجانب         | مقاس الحذاء |
|----------------|----------------|-------------|
| XS (صغير جدًا) | مناسب للجانبين | 34-32       |
| S (صغير)       | مناسب للجانبين | 38-35       |
| M (متوسط)      | مناسب للجانبين | 42-39       |
| L (كبير)       | مناسب للجانبين | 45-43       |
| XL (كبير جدًا) | مناسب للجانبين | 48-46       |

## تدابير احترازية

- لا تُفرط في نفخ الحجرات الهوائية
- افحص الجلد بانتظام لاكتشاف أي مواضع ضغط أو تهيجات جلدية. في حالة حدوث تغيرات في الجلد أو عند الشعور بالتعب وعدم الارتياح قلل ضغط الحجرات الهوائية
- لا تستخدم دعامة القدم في حالة فقدان الإحساس بمنطقة القدم أو الساق بسبب التخدير بعد العمليات الجراحية، أو بسبب وجود آلام بالأعصاب، أو الجلد، أو أي آلام أخرى.



## 6 ضخ الهواء في الحجرات الهوائية

- اضغط على الجزء الأوسط من المضخة الكبرى (أعلى يمين)، ثم حرره مرة أخرى ببطء
- ضخ الهواء إلى أن تثبت حجرات الهواء بإحكام، ولكن بصورة مريحة
- كرر الإجراء نفسه مع الحجرات الهوائية الأخرى
- إذا أصبحت الحجرات الهوائية ممتلئة للغاية بالهواء أخرج منها بعض الهواء

## 5 ضبط ضغط الحجرات الهوائية

- أولاً: املأ الحجرات الهوائية على الجانب المُضَاف بالهواء
- لف العجلة الدوارة على الجانب الأيمن من دعامة القدم حتى تصل إلى الرقم المناسب:
- رقم 1: يملأ الحجرات الهوائية يميناً
- رقم 2: يملأ الحجرات الهوائية يساراً
- رقم 3: يملأ الحجرات الهوائية في الخلف
- بعد ضخ الهواء في كل الحجرات الهوائية اضبط العجلة الدوارة على علامة القفل

enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Böttinger Straße 90, 79111 Freiburg, GERMANY

## ملاحظة مهمة!

يرجى الانتباه إلى أنه لا يجوز لشركة DJO, LLC ولا لأي شركة تابعة لها أن تقدم أي نصائح طبية. كما أن محتويات دليل ارتداء الدعامة هذا لا تمثل أي استشارات طبية أو قانونية أو أي نوع آخر من الاستشارات المتخصصة. ولا تعد المعلومات الواردة فيما يتعلق بالحالات الصحية المختلفة والأمراض والحالات البدنية وعلاجها بديلاً عن الاستشارات المقدمة من طبيب أو أي فريق طبي متخصص آخر. فقد تختلف النتائج من شخص لآخر. يحتوي دليل ارتداء الدعامة هذا على معلومات عامة بهدف الاسترشاد والتوجيه. إلا أننا لا نضمن صحة جميع المعلومات ولا يُمكن تقديم أي مطالب قانونية ضد مؤلف دليل ارتداء الدعامة أو ضد من قام بتسليم دليل ارتداء الدعامة هذا.