



DANISH

LÆS VENLIGT DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT GJENNEM. INDEN DU BRUGER DENNE ENHED, KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIGT FOR AT ENHEDEN FUNGERER RIGTIGT.

ENGLISH

TILTÆNKT BRUGERPROFIL
Den tilsligtede bruger skal være en autoriseret læge, patienten, patientens omsorgsperson eller et familiemedlem, der yder assistance. Brugeren skal kunne læse, forstå og være fysisk i stand til at udføre alle anvisninger, advarsler og forholdsregler, som er angivet i brugsanvisningen.

TILTÆNKT BRUG/INDIKATIONER

- Støtte og kompression efter akut og kronisk ankelskade og mild ankel- og fodartrose
- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering gennem kompression (for at undersøgte balancetilstand og bevægelser)
- Forebyggelse af skader

Præstationsegenskaber:

- Giver mild kompression (klasse II, tysk standard RAL) af lemmer eller kropsegment gennem elastisk konstruktion.
- Giver mild beskyttelse af lem eller et legemssegment til akut og profylaktisk behandling.

ANVENDELSESANVISNINGER

- KONTRAINDIKATIONER
- Enhver kendt allergi over for det medicinske udstyr's materialer.
- Periferer arterielle sygdomme.
- Nedsat blodgennemstrømning i benet (f.eks. med diabetes mellitus).
- Nedsat lymfedrænage eller bløddelshævelse af ukendt oprindelse.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Produktet er kun beregnet til engangsbrug
- Hvis du har hudsygdomme/traumer i den relevante del af kroppen, bør produktet kun monteres og bæres efter konsultation med en læge.
- Må ikke anvendes på åbne sår.
- Produktet er designet til at blive båret direkte på huden.
- Påfør ikke lotioner eller salver på den relevante del af kroppen, mens du bærer støtten.
- Fjern støtten under længere hvileperioder.
- Hvis patienter oplever smerter, hævelse, forandringer i sansningen eller andre usædvanlige reaktioner, mens de bruger dette produkt, skal du straks kontakte din læge.
- Brug ikke denne enhed, hvis den er beskadiget og/eller emballagen har været åbnet.
- Brug ikke dette produkt på nogen måde, der kan skade dets integritet.

BEMÆRK: Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af en alvorlig hændelse, der opstår på grund af brugen af dette udstyr.

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

PORTUGUÊS

RUSSIAN

SPANISH

SWEDESH

TURKISH

VIETNAMESE

RENGØRINGSANVISNINGER
Kan maskinvaskes på skånsomt program (maks. 40 °C) med et mildt vaskemiddel. Må ikke bleges. Skyl grundigt. Lufttør. Må ikke tørres i maskine. Må ikke kemisk renses. Må ikke strykes.

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

GARANTI DJO, LLC vil reparere eller udskifte alle eller dele af enheden og dens tilbehør ved materialellet fremstillingsdefekter i en periode på seks måneder fra salgsdatoen.

BEMÆRK: SELVOM VI HAR ANVENDT DEN SEMESTE TEKNOLOGI TIL AT OPNÅ MAKSIMAL KOMPATIBILITET MELLEM FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG KOMFORT, KAN VI IKKE GARANTERE, AT VISSE KVALESTELSER VIL BLIVE FOREBYGGET VED BRUG AF DETTE PRODUKT.

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STORSTA VIKT FOR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

ENGLISH

FRANÇAIS

AVSEDD ANVÄNDARE
Den avsedda användaren ska vara en legitimerad läkare, patienten, patientens vårdgivare eller en familjemedlem som hjälper till. Användaren bör kunna läsa, förstå och vara fysiskt kapabel att utföra alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som anges i brugsanvisningen.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER

- Stöd och kompression vid akut och kronisk fotledsskada samt lådrig fotleds- och fodartros
- Proprioceptiv och neuromuskulär stimulering genom kompression (som stöd vid balansstörningar och vid rörelser)
- Forebyggande av skador

Egenskaper:

- Skonsam kompression (klass II, tyska standarden RAL) av lem eller kroppsdæl gennem elastisk konstruktion.
- Skonsamt skydd av lem eller kroppsdæl for akut og profylaktisk behandling.

KONTRAINDIKATIONER

- Eventuelle kjente allergier mot produktmaterialer.
- Periferer artæriskjukdom.
- Försämrat blodflöde i benet (Ex. vid diabetes mellitus).
- Nedsatt lymfdräning eller svullnad av mjukvävnad av okänd orsak.

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER

- Produktet är avsedd att användas av endast en person.
- Om du har hudtillstånd/hudskad/påanden berörda kroppsdelen ska du rådföras kvalificerad vårdpersonal innan du sätter på och bär produkten.
- Får inte sättas på öppna sår.
- Den här produkten är avsedd att bäras direkt på huden.
- Den berörda delen av kroppen ska inte smörjas med lotion eller salva medan stödet bärs.
- Ta av stödet under längre viloperioder.
- Kontakta omedelbart läkare om smärta, svullnad, förändringar i känsel eller andra ovanliga reaktioner uppstår medan produkten används.
- Produkten ska inte användas om den är skadad och/eller om förpackningen är bruten.
- Produkten ska inte användas på något sätt som kan skada dess integritet.

OBS! *Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarig incident inträffar i samband med användningen av produkten.*

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

PORTUGUÊS

RUSSIAN

SPANISH

SWEDESH

TURKISH

VIETNAMESE

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER
Tvättas i maskin på ett skonsamt program (max 40 °C) med ett mildt tvättmedel. Får ej blegas. Skölj noga. Lufttorkas. Får ej torktumlas. Får ej kemtvåtas. Får ej strykas.

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

GARANTI DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material og utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum.

OBS! *ALLA ANSTRÄNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMNAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.*

NORSK

FØR BRUKET TAS I BRUK. MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NOYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

PORTUGUÊS

RUSSIAN

SPANISH

SWEDESH

TURKISH

VIETNAMESE

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KINNITTÄMINEN ON TARKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALLTA.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

PORTUGUÊS

RUSSIAN

SPANISH

SWEDESH

TURKISH

VIETNAMESE

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES. APLICAÇÃO CORRECTA É VITAL AO FUNCIONAMENTO CORRECTO DO DISPOSITIVO.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

PORTUGUÊS

RUSSIAN

SPANISH

SWEDESH

TURKISH

VIETNAMESE

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY

WARRANTY