

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE ENTIRE INSTRUCTION MANUAL.

CORRECT APPLICATION AND CARE IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USE / INDICATIONS: The Wrist Brace (WB) with Boa® provides stabilization to the wrist joint.

CONTRAINDICATIONS: Patients with known allergies to foams, adhesives, or plastic products.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

Instruction for wearing, opening, closing or removing the brace should be provided by a healthcare professional.

Brace should be applied by a qualified healthcare professional.

Do not heat brace on the body.

Check to make sure brace is not too hot prior to application.

Brace should be appropriately sized to the patient to ensure proper support and function.

Care should be taken with patients with delicate or compromised skin, especially the elderly, not to apply the brace too tightly, which may cause pressure and shear to the fragile tissue. PATIENTS SHOULD BE INSTRUCTED ON APPROPRIATE USE AND LONG-TERM ONGOING USE. An under sleeve or stockinette is used to pad the product.

Do not heat Exos® products to greater than 120°F (100°C).

If the brace does not fit properly, or is irritating, it may be reformed and adjusted by a healthcare professional.

If patient experiences any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult a healthcare professional immediately.

Patient should be instructed to check for breaks and cracks and informed to see a healthcare professional for a replacement.

Patient should be instructed to never clean and drying instructions (see Patient Cleaning Instructions below).

Patient should be instructed not to expose brace to heat over 130°F (55°C) as the brace may soften and lose its desired shape.

Patient should be instructed not to expose the brace to moisturizers, chemicals, or solvents, as they may affect durability.

If the brace is applied with a Locking Ring, the patient must not get brace wet.

OPERATING BOA® LACING SYSTEM:

To Loosen Boa®:

- Lift Boa® Knob. (Figure 1)

- Pull Tab. (Figure 2)

To Close and Tighten Boa®:

- Push Boa® Knob down. (Figure 3)

- Boa® Knob must be in the down locked position when wearing brace.

HEATING AND APPLICATION:

- Open the WB. (Figure 4)

- Heat brace to 100°F (38°C).

- Heat brace in Exos® recommended oven approximately 3-4 minutes or until brace is pliable. Brace should not be too hot to handle comfortably.

- Ensure that skin is completely dry before application.

- Fit brace on patient. (Figure 5)

- Remove slack face by tightening Boa® Knob.

Caution: Do not tighten brace fully until brace has returned to room temperature otherwise permanent deformation may occur.

- Hook-and-loop fastener strap may be secured in the desired position. (Figure 7)

Once brace has hardened, the Boa® Knob may be tightened to desired tension.

Warning: The brace should not be worn too tightly. This may produce excessive mechanical force or shear forces to the skin. (Figure 8)

PATIENT CLEANING AND STORAGE INSTRUCTIONS:

- Loosen or remove the brace as instructed by healthcare professional. The brace may be washed or worn while swimming or bathing, only if the healthcare professional allows the patient to loosen or remove the brace. If not, the patient cannot get the brace and skin wet.

Hand wash

Do NOT iron.


Do NOT tumble dry.

only.

Do NOT bleach.

Do NOT expose to heat over 130°F (55°C).

Do NOT



ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM ZAJIŘÍDIA SI, PROSÍM, PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD NA POUŽITÍ. SPRÁVNÁ APLIKÁCIA A STAROSTLIVÝ NEVHNUŤA PRESPRÁVĘ FUNKOVANIE ZARIADENIA.

ZAMYSLÉNÉ POUŽITÍ / INDIKACE:

Zájemník s držákem na zápästie so systémom Boa® (Wrist Brace with Boa®, WB) poskytuje stabilizáciu zápalného klobúka.

KONTRAINDIKÁCIE:

Pacienti so známymi alergiami na peny, adhezívu alebo plastové výrobky.

KONTRAINDIKÁCIAMI:

Pacienti so známymi alergiami na peny, adhezívu alebo plastové výrobky.

VAROVÁNIA A BEZPEČNOSŤ OPATRENIA:

NÁVOD NA NOSENIE:

ZAPINÁNÍ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pokyny k nošeniu, rozepínání, zapínanie alebo odstránenie ortézy by mal byť poskytnutý zdravotníckym pracovníkom.

• Ortézu nesahajte na telo.

• Préd hasením zkontrolujte, či ortéza nie je príliš horúca.

• Abys ste správne opónať funkciu, musíte sa veľkost ortézy pripáčosobiť.

• Veličinu opatrne postupujte u pacientov s citlivou alebo poranenou pokojovou, predívou a staršich pacientov. Nenadzajte ortézu príliš teplé.

• Mohula byť na krehkú tkán a poranit jú. PACIENTA JE NUTNE POUČIŤ O PRÍMERE NEM UTAHOVÁNI ORTEZY BÉHM POUŽÍVÁNI.

Dodatečnou oporu miestej zajistí tím, že ortézu podložíte rukávom alebo trikotovou tkaninou.

• Nezahŕňajte výrobok Exos® na teplotu vyššiu ako 100°C.

• Po používaní nechajte správne vysušiť, požiadajte o výrobcu, aby vás upozornil.

• Pokud se u pacienta objeví akútové bolesti, odcítivosti alebo zvýšená citlivosť, odstráňte ortézu.

• Použite pacienta, aby pravidelné kontroloval nepôtnosť páchnikov a trhlin a aby se v sýmene obrátil na odborného zdravotníckyho pracovníka.

• Použite pacienta zásadne správnej cestou a súsení (viz Pacientov pokyny pre ortézu).

• Použite pacienta, aby ortézu nevytavoval teplotam nad 55°C, jelikož inak môže ortéza zmeknúť a ztratí požadovaný tvor.

• Použite pacienta, aby nenosiť ortézu v silikónovej prostredí a nevytavoval jú, keďže chemická reakcia môže rozpoťať ďalšie.

• Pokud je ortéza nasadená s pojistným kroužkom, nesmi jí pacient námočiť.

POUŽITIE SYSTÉMU TKANIC BOA®

Uvoľnenie Boa®:

Zvednete knoflík Boa®. (Obrázok 1)

Zdvinhnite západku. (Obrázok 2)

Zapnutí a uvoľnenie Boa®:

• Stisknite knoflík Boa®. (Obrázok 3)

• Otočte knoflík Boa® ve smere hodinových ručičiek. (Obrázok 3)

• Na nasadené ortéze musí byť knoflík Boa® v dolnej zablokovanej polohe.

ZAHŕÁTÍ A NAZASĒNÍ:

• Ortézu rozepniete a rozložte. (Obrázok 4)

• Správna teplota zahrádza je 93°C.

• Ortézu zahrievajte v ruke Exos® doporučeného približne 5 minút, nebo dokud nebudete varenatelia.

• Ortéza nesmie byť príliš horúca, aby se s ňou dalo dobré pracovať.

• Préd hasením ortézy si určite, že je pokožka úplne suchá.

• Nasadte ortézu pacientovi. (Obrázok 5)

• Užívajte tkanicu pomocí knoflíku Boa®.

• Upozornite! Ortézu zaháňte až potom, čo sa ochladí na pokojovou teplotu. V opačnom prípade sa neplastových časťach môžu vytvoriť pruhly.

• Vytvárať sa môže do pokojovej teploty. (Obrázok 6)

• Zapnite a posuňte na súčinnú zip pokojovou polozu. (Obrázok 7)

• Jemko otvorte záveru, môžete užívajte knoflík Boa® na požadovaný stupň. Varovanie! Ortéza nesmie byť priľahlá k skóre. Mohla by tlačiť na pokojovú alebo ju ponechať.

PACIENTOV POKYNY PRO ČÍSTEŇA A ULOŽENÍ:

• Uvoľnite nebo sajmte ortézu tak, aby vám uľahol odborný zdravotnícky pracovník. Ortéza se může umýti alebo vysušit podél povrchu v pripade, pokud odborný zdravotnícky pracovník dovolí pacientovi ortézu uvoľňovat nebo sundávat. Pokud ne, pacient nesmi ortézu ani kúpiť pod námoč.

POKYNY PRE PACIENTA OHĽADOM ČISTENIA:

• Uvoľnite alebo odstráňte ortézu podľa pokynov zdravotníka. Ortéza sa môže práť alebo nosiť pri plávani, alebo kúpaní, iba ak zdravotnícky pracovník povolí uvoľniť alebo odstrániť ortézu. Ak nás pacient nemôže nechat ortézu a pokoju.

POUKYNA PRE ORTEZU A ULOŽENÍ:

• Uvoľňovať nebo sajmovať ortézu tak, aby vám uľahol odborný zdravotnícky pracovník. Ortéza se může umýti alebo vysušit podél povrchu v pripade, pokud odborný zdravotnícky pracovník dovolí pacientovi ortézu uvoľňovat nebo sundávat. Pokud ne, pacient nesmi ortézu ani kúpiť pod námoč.

ZLOŽENÍ MATERIÁLU:

• Pěna EVA, spandex, nylon, termopolímer, polyester, ocel, polypropylen 6/6, antimikrobiálny látka, polykarbonát, termoplastický elastomer, polyoxymetylén.

GARANTIA:

• DJO, LLC vili reparať alebo uděláť hele eler delem de enheten a dess tillbehör vid brister i materialer eller utfrände under en period på 8 veckor från försäljningsdagen. Om garantins villkor är i strid med lokala bestämmelser ska den lokala bestämmelserna gälla.

ZÁRUKA:

• Spoločnosť DJO, LLC proveðe opravu nebo výmenu celého výrobku nebo jeho časti a je ho príslušenstvom v pripade vady materiálu alebo chybou povrchu, alebo funkciou alebo výrobkom v jednom periodé på 8 uger fra satgesdagen. I det omfatt vilkenligen i denne garantii er uforløigeligt med lokal lovgivning, vil tempestimerne i den pågældende lovgivning være gældende. poly-carbonat, temoplastisk elastomer, polyoxymetylén.

LEN NA LÉKAŘSKÝ PREDPIS.

K POUŽITIU PROJEDNOHOCIENATE.

NEOBHAJUJE PREDNÍHO KAUČUKU.

ČEŠTINA

PRED POUŽITIEM ZAJIŘÍDIA SI, PROSÍM, PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD NA POUŽITÍ. SPRÁVNÁ APLIKÁCIA A STAROSTLIVÝ NEVHNUŤA PRESPRÁVĘ FUNKOVANIE ZARIADENIA.

ZAMYSLÉNÉ POUŽITÍ / INDIKACE:

Zájemník s držákem na zápästie so systémom Boa® (Wrist Brace with Boa®, WB) poskytuje stabilizáciu zápalného klobúka.

KONTRAINDIKÁCIE:

Pacienti so známymi alergiami na peny, adhezívu alebo plastové výrobky.

KONTRAINDIKÁCIAMI:

Pacienti so známymi alergiami na peny, adhezívu alebo plastové výrobky.

VAROVÁNIA A BEZPEČNOSŤ OPATRENIA:

NÁVOD NA NOSENIE:

ZAPINÁNÍ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pokyny k nošeniu, rozepínanie, zapínanie alebo odstránenie ortézy by mal byť poskytnutý zdravotníckym pracovníkom.

• Ortézu nezáhrňte na telo.

• Préd hasením zkontrolujte, či ortéza nie je príliš horúca.

• Abys ste správne opónať funkciu, musíte sa veľkost ortézy pripáčosobiť.

• Veličinu opatrne postupujte u pacientov s citlivou alebo poranenou pokojovou, predívou a staršich pacientov. Nenadzajte ortézu príliš teplé.

• Mohula byť na krehkú tkán a poranit jú. PACIENTA JE NUTNE POUČIŤ O PRÍMERE NEM UTAHOVÁNI ORTEZY BÉHM POUŽÍVÁNI.

Dodatečnou oporu miestej zajistí tím, že ortézu podložíte rukávom alebo trikotovou tkaninou.

• Nezahŕňajte výrobok Exos® na teplotu vyššiu ako 100°C.

• Po používaní nechajte správne vysušiť, požiadajte o výrobcu, aby vás upozornil.

• Pokud se u pacienta objeví akútové bolesti, odcítivosti alebo zvýšená citlivosť, odstráňte ortézu.

• Použite pacienta, aby pravidelné kontroloval nepôtnosť páchnikov a trhlin a aby se v sýmene obrátil na odborného zdravotníckyho pracovníka.

• Použite pacienta zásadne správnej cestou a súsení (viz Pacientov pokyny pre ortézu).

• Použite pacienta, aby ortézu nevytavoval teplotam nad 55°C, jelikož inak môže ortéza zmeknúť a ztratí požadovaný tvor.

• Použite pacienta, aby nenosiť ortézu v silikónovej prostredí a nevytavoval jú, keďže chemická reakcia môže rozpoťať ďalšie.

• Pokud je ortéza nasadená s pojistným kroužkom, nesmi jí pacient námočiť.

POUŽITIE SYSTÉMU SNÍRKOV BOA®

Uvoľnenie Boa®:

Zvednete knoflík Boa®. (Obrázok 1)

Zdvinhnite západku. (Obrázok 2)

Zapnutí a uvoľnenie Boa®:

• Stisknite knoflík Boa®. (Obrázok 3)

• Otočte knoflík Boa® ve smere hodinových ručičiek. (Obrázok 3)

• Na nasadené ortéze musí byť knoflík Boa® v dolnej zablokovanej polohe.

ZAHŕÁTÍ A NAZASĒNÍ:

• Ortézu rozepniete a rozložte. (Obrázok 4)

• Správna teplota zahrádza je 93°C.

• Ortézu zahrievajte v ruke Exos® doporučeného približne 5 minút, nebo dokud nebudete varenatelia.

• Ortéza nesmie byť príliš horúca, aby se s ňou dalo dobré pracovať.

• Préd hasením ortézy si určite, že je pokožka úplne suchá.

• Nasadte ortézu pacientovi. (Obrázok 5)

• Užívajte tkanicu pomocí knoflíku Boa®.

• Upozornite! Ortézu zaháňte až potom, čo sa ochladí na pokojovou teplotu. V opačnom prípade sa na plastových časťach môžu vytvoriť pruhly.

• Vytvárať sa môže do pokojovej teploty. (Obrázok 6)

• Zapnite a posuňte na súčinnú zip pokojovou polozu. (Obrázok 7)

• Ortéza nesmie byť priľahlá k skóre. Mohla by tlačiť na pokojovú alebo ju ponechať.

PACIENTOV POKYNY PRO ČÍSTEŇA A ULOŽENÍ:

• Uvoľnite alebo odstráňte ortézu podľa pokynov zdravotníka. Ortéza sa môže práť alebo nosiť pri pláv