



ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE:

The intended user should be a licensed medical professional, the patient, the patient's caregiver, or a family member providing assistance. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

INTENDED USE /INDICATIONS:

The DonJoy Genuforce is designed to support the knee. It may be suitable for use following mild soft tissue injuries and may help those suffering from chronic instability. Soft-good/semi-rigid designed to restrict motion through elastic or semi rigid construction.

FEATURES:

- Flexible silicone buttress around the knee reduces the pressure level and Relieves the patella
- Helps give the patella slight guidance
- Wrinkled, non-slip fit for comfort of wear
- 3-D anatomically contoured knit provides compression
- Breathable material

INDICATIONS:

- Post-operative or post-traumatic use, chronic soft tissue inflammation of the knee joint
- Recurrent joint effusions
- Feelings of instability
- Sensations of instability
- Bleessures or meniscus injuries
- Load-related pain in the knee
- Swelling

CONTRAINDICATIONS:

Do no use if you are allergic to any of the materials contained in this product.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
- Do not use over open wounds.
- Do not use this device if it was damaged and/or package has been opened.
- The GENUFORCE® Knee Support should only be used after consulting a health care professional if you suffer from the following symptoms: skin diseases and injuries in the knee area (e.g. allergy related skin changes, irritations, scars with swelling, redness, hyperthermia), varicose veins with reflux disorders, Lymphatic disorders, indistinct soft tissue swelling around the knee area or Circulatory or sensory disorders in the legs.

NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device

APPLICATION INSTRUCTIONS:

1. Sit down to fit GENUFORCE.
2. Grip the knee support with both hands by the upper blue edge
3. Pull the support over the knee, so that the circular silicone buttress covers the kneecap evenly.
4. The silicone buttress should be positioned so that its elongated part sits below the mid-kneecap.

USAGE INSTRUCTIONS:

- The support is worn directly on the skin. Therefore, the skin must have no injuries and should be free of moisture, oils, creams, gels or similar residues when putting on the device.
- The support is intended for single patient use only.
- The support should not be worn for more than 8 hours a day.
- With proper use and the observance of all instructions, no pressure points should occur.
- The manufacturer shall bear no responsibility for any changes to the product or incorrect usage.

CARE:

- Hand wash in lukewarm water (max. 30 °C) with a mild detergent
- Air dry (do not place on radiators/heaters or other heat sources)
- Do not use bleach or chlorine, do not iron.

COMPOSITION:

Knitted material: polyamide, elatin, polyester / Buttress: silicone / Cover: terrycloth

LATEX

CAUTION: THIS PRODUCT CONTAINS NATURAL RUBBER LATEX WHICH MAY CAUSE ALLERGIC REACTIONS.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

WARRANTY DJO, LLC WILL REPAIR OR REPLACE ALL OR PART OF THE UNIT AND ITS ACCESSORIES FOR MATERIAL OR WORKMANSHIP DEFECTS FOR A PERIOD OF SIX MONTHS FROM THE DATE OF SALE.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR VISÉ :

Le produit s'adresse à un professionnel de santé agréé, au patient, à l'aidé-soignant ou à un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de lire et de comprendre l'ensemble des instructions, avertissements et précautions qui figurent dans le mode d'emploi, et être physiquement apte à les respecter.

UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS :

Le DonJoy Genuforce est conçu pour soutenir le genou. Il peut être adapté à une utilisation après une lésion légère des tissus mous et peut aider les personnes souffrant d'instabilités chroniques. Produit en textile/matériau semi-rigide conçu pour restreindre le mouvement grâce à une construction élastique ou semi-rigide.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le renfort flexible en silicone autour du genou permet de réduire la pression et soulage la patella
- Aide à bien positionner la rotule
- Ne glisse pas et ne se frotte pas pour plus de confort.
- Tissage anatomique en 3-D pour une meilleure compression.
- Matériau respirant

INDICATIONS :

- Utilisation post-opératoire, post-traumatique, ou pour les inflammations chroniques des tissus mous de l'articulation du genou
- Epanchements articulaires récurrents
- Sensations d'instabilité
- Blessures au ménisque
- Blessures du ligament
- Douleurs au genou résultant d'une charge
- Tuméfaction

CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des matériaux contenus dans ce produit.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

- En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation ou d'autres réactions anormales lors de l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement un médecin.
- Ne pas l'utiliser sur une plaie ouverte.
- Ne pas utiliser ce dispositif s'il a été endommagé et/ou si l'emballage a été ouvert.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'après consultation d'un professionnel de la santé si vous souffrez des symptômes suivants : maladies cutanées et blessures au niveau du genou (par ex. : changements cutanés liés à une allergie, irritations, cicatrices avec tuméfaction, rougeurs, hyperthermie), varices présentant des troubles du reflux, troubles lymphatiques, gonflement indistinct des tissus mous autour du genou ou troubles circulatoires ou sensoriels dans les jambes.

REMARQUE : Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave découlant de l'utilisation de ce dispositif.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION :

1. Asseyez-vous pour bien placer l'attelle GENUFORCE®.
2. Agrippez l'attelle avec les deux mains par l'extrémité supérieure (bordure supérieure azul).
3. Tirez l'attelle vers vous et placez-la sur le genou de telle sorte que l'insert en silicone couvre la rotule de façon homogène.
4. L'insert en silicone doit être positionné avec la partie allongée sous la rotule.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

- L'attelle doit être portée directement sur la peau. La peau ne doit pas être blessée, humide et ne doit pas présenter de traces d'huile, de crème, de gel ou de résidus similaires lors du port du produit.
- Cette attelle est destinée à l'usage d'un seul patient uniquement.
- L'attelle ne doit pas être portée plus de 8 heures par jour.
- Si toutes les instructions sont respectées, vous ne devriez ressentir aucun point de pression.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de toute modification apportée au produit ou d'une mauvaise utilisation.

ENTRETIEN :

- Laver à la main à l'eau tiède (max. 30 °C) à l'aide d'un détergent doux
- Laisser sécher à l'air libre (ne pas placer sur un radiateur ou une autre source de chaleur)
- Ne pas utiliser de javel ou de chlore, et ne pas repasser.

COMPOSITION :

Matériau : polyamide, élastine, polyester / Renfort : silicone / Revêtement : tissu-éponge

LATEX

MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES.

POUR USAGE SUR UN SEUL PATIENT UNIQUEMENT.

GARANTIE DJO, LLC RÉPARE OU REMPLACERA TOUT OU PARTIE DE L'UNITÉ ET DE SES ACCESSOIRES EN CAS DE VICE DE MATÉRIEL OU DE FABRICATION PENDANT UNE PÉRIODE DE SIX MOIS À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT.

AVIS: BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

PERFIL DE USUARIO PREVISTO:

El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el Pílegue/a del paciente o un familiar que proporcione asistencia. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

USO PREVISTO/INDICACIONES:

La rodillera DonJoy Genuforce está diseñada para ofrecer soporte para la rodilla. Puede ser adecuada para su uso después de lesiones leves en los tejidos blandos y para las personas que sufren de inestabilidades crónicas. Producto blando/semirígido diseñado para restringir el movimiento a través de una estructura elástica o semirígida.

CARACTERÍSTICAS:

- El refuerzo de silicona flexible que rodea la rodilla reduce el nivel de presión y ayuda a la rotación
- Actúa bien posición de la rótula
- No proporciona a la rótula una guía firme
- Sin arrugas y con ajuste antideslizante para un uso más cómodo
- El tejido en 3D con contorno anatómico proporciona compresión
- Material transpirable

INDICACIONES:

- Uso postoperatorio o postraumático, inflamación crónica de los tejidos blandos de la articulación de la rodilla
- Siempre terugkerende vochttoppingen in het gewricht
- Sensación de inestabilidad
- Meniscusverletzingen
- Lesiones de menisco
- Lesiones de ligamentos
- Dolor asociado a la carga de la rodilla
- Hinchazón

CONTRAINDICACIONES:

No usar si es alérgico a cualquiera de los materiales contenidos en este producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Si sufre algún dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.
- No debe aplicarse sobre heridas abiertas
- Este producto no debe utilizarse si el empaque está abierto.
- La rodillera GENUFORCE® solo debe utilizarse después de consultar a un profesional de la salud si sufre los siguientes síntomas: enfermedades y lesiones cutáneas en la zona de la rodilla (por ejemplo, cambios cutáneos relacionados con alergias, irritaciones, cicatrices inflamadas, enrojecimiento, hipertermia), venas varicosas con trastornos de reflujo, trastornos linfáticos, hinchazón indistinta de los tejidos blandos alrededor de la zona de la rodilla o trastornos circulatorios o sensoriales en las piernas.

NOTA: Comuníquese con el fabricante y la autoridad competente en caso de un incidente grave que surja debido al uso de este dispositivo.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN:

1. Siéntese para colocarse GENUFORCE.
2. Agarre el soporte de rodilla con las dos manos por el extremo superior azul.
3. Tire del soporte hasta la rodilla de forma que el refuerzo de silicona circular cubra uniformemente la rotula
4. El inserto de silicona debe colocarse de forma que la parte alargada se sitúe bajo el centro de la rótula.

INSTRUCCIONES DE USO:

- El soporte se coloca directamente sobre la piel. Por tanto, se recomienda limpiar los restos de humedad, aceites, cremas, gels o residuos similares de la piel antes de utilizar el dispositivo.
- El producto se ha diseñado para uso exclusivo en un solo paciente.
- No utilizar las instrucciones más de 8 horas al día.
- Si se utiliza correctamente y se respetan todas las instrucciones, no debería producirse ningún punto de presión.
- El fabricante no se hace responsable de ningún cambio en el producto o de un uso incorrecto.

CUIDADO:

- Lavado a mano con agua tibia (50 °C máx.) con un detergente suave
- Séquelo al aire libre (no lo exponga a radiadores/calentadores o cualquier otra fuente de calor)
- No utilice lejía ni lo planche.

COMPOSICIÓN:

Materia: poliamida, elastina, poliéster / Refuerzo: silicona / Cubierta: felpa

VERWENDETE MATERIALIEN:

Strick: Polyamid, Elastan, Polyester / Pelotte: Silikon / Abdeckung: Frottee

LATEX

PRECAUCIÓN: ESTE PRODUCTO CONTIENE LATEX DE CAUCHO NATURAL QUE PODRÍA CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS.

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

GARANTÍA DJO, LLC SE COMPROMETE A REPARAR O REEMPLAZAR TODO O PARTE DEL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS, POR DEFECTOS DEL MATERIAL O DE LA FABRICACIÓN, DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE VENTA.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

ANWENDERPROFIL:

Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten, Pfleger/innen des Patienten oder unterstützende Familienmitglieder bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in den Gebrauchsinformationen zu lesen, zu verstehen und körperlich in der Lage sein, diese auszuführen.

VERWENDUNGSWECK/INDIKATIONEN:

Das DonJoy Genuforce Orthese wurde zur Stützung des Knies entwickelt. Sie eignet sich zur Verwendung nach leichten Weichgewebeverletzungen und kann bei chronischer Instabilität helfen. Textilmaterial/halbsteif, um Bewegungen durch eine elastische oder halbsteife Konstruktion einzuschränken.

MERKMALE:

- Die flexible Silikonzone um das Knie reduziert das Druckniveau und entlastet die Knie Scheibe
- Contribuisce a fornire la rotazione für die Knie Scheibe
- Faltenfreier, rutschfester Sitz für hohen Tragekomfort
- Anatomisch gefürmtes 3D-Strickmaterial zur Kompression
- Atmungsaktives Material

INDIKATIONEN:

- Postoperative oder postraumatische Verwendung, chronische Weichgewebeentzündung des Kniegelenks
- Wiederkehrende Gelenkgüsse
- Stets terugkerende vochttoppingen in het gewricht
- Meniskusverletzungen
- Bandverletzungen
- Belastungsschmerzen im Knie
- Schwellung

KONTRAINDIKATIONEN:

Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe allergisch sind.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Wenn bei der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsänderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihrem Arzt an.
- Nicht auf offenen Wunden verwenden.
- Gebrauch des Produkts ist nur erlaubt, wenn es beschädigt und/oder die Verpackung geöffnet wurde.
- Die GENUFORCE® Kniestütze sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden, wenn Sie unter folgenden Symptomen leiden: Hauterkrankungen und Verletzungen im Kniebereich (z. B. allergiebedingte Hautveränderungen, Reizungen, Narben mit Schwellungen, Rötungen, Hyperthermie), Krampfadern mit Refluxstörungen, lymphatische Störungen, undeutliche Schwellungen des Weichgewebes im Kniebereich bzw. Durchblutungs- oder Empfindungsstörungen in den Beinen.

HINWEIS: Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.

ANLEGEN DER BANDAGE

1. Setzen Sie sich zum Anlegen der GENUFORCE® hin.
2. Fassen Sie die Kniebandage mit beiden Händen am oberen blauen Rand.
3. Ziehen Sie nun die Bandage so übers Knie, dass die kreisrunde Pelotte die Knie Scheibe gleichmäßig umschließt
4. Die nach unten hin auslaufende Verlängerung der Silikonpelotte soll dabei mittig unterhalb der Knie Scheibe aufliegen.

ANWENDUNGSHINWEISE:

- Die Bandage wird direkt auf der Haut getragen. Deswegen darf die Haut keine Verletzungen aufweisen und sollte beim Anziehen frei von Feuchtigkeit, Ölen, Fetten, Gelen oder ähnlichen Rückständen sein.
- Die Bandage ist für Versorgung nur eines Patienten bestimmt.
- Pro Tag sollte die Bandage nicht mehr als 8 Stunden getragen werden.
- Bei ordnungsgemäßem Gebrauch und Beachtung aller Hinweise können keine Druckstellen auftreten.

• Veränderungen am Produkt oder nicht zweckmäßige Verwendung schließen die Produkthaftung des Herstellers aus.

PFLEGE:

- Handwäsche in lauwarmem Wasser (max. 30 °C) mit Kaltwaschmittel
- An der Luft trocknen (Nicht auf Heizkörper oder andere Wärmequelle legen)
- Nicht bleichen, nicht bügeln, nicht chloren

VERWENDETE MATERIALIEN:

Strick: Polyamid, Elastan, Polyester / Pelotte: Silikon / Abdeckung: Frottee

LATEX

ACHTUNG: DIESES PRODUKT ENTHÄLT NATÜRLICHEN LATEX UND KANN ALLERGISCHE REAKTIONEN VERURSACHEN.

NUR ZUM GEBRAUCH AN EINEM PATIENTEN BESTIMMT.

GARANTIE DJO, LLC GARANTIERT BEI MATERIAL- ODER HERSTELLUNGSDIEFENIT DIE REPARATUR BZW. DEN AUSTAUSCH DES KOMPLETTEN PRODUKTES ODER EINES TEILS DES PRODUKTES UND ALLER ZUGEHÖRIGEN ZUBEHÖRTEILE FÜR EINEN ZEITRAUM VON SECHS MONATEN AB DEM VERKAUFSDATUM.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSAZT MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

PROFILO UTENTE PREVISTO:

Il prodotto è destinato a essere utilizzato da medici professionisti, da personale di assistenza o dai familiari che assistono il paziente. L'utente deve poter leggere, comprendere ed essere fisicamente in grado di rispettare tutte le indicazioni, le avvertenze e le precauzioni fornite nelle istruzioni per l'uso.

USO PREVISTO/INDICAZIONI:

DonJoy Genuforce è progettato per fornire supporto al ginocchio. È idoneo per l'uso in seguito a lievi lesioni ai tessuti molli e può aiutare coloro che soffrono di instabilità cronica. Progettato nella modalità soft-good/semirigida per limitare il movimento attraverso una struttura elastica o semirigida.

CARATTERISTICHE:

- Il supporto flessibile in silicone intorno al ginocchio riduce il livello di pressione donando sollievo alla rotula
- Contribuisce a fornire la rotazione della rotula
- Senza pieghe, non scivola e si indossa comodamente
- Compressione dorata grebide 3D-structuur met anatomische vormgeving
- In materiale traspirante

INDICAZIONI:

- Il prodotto è indicato per l'utilizzo postoperatorio o post-traumatico e per le infiammazioni croniche dei tessuti molli dell'articolazione del ginocchio
- Versamenti articolari ricorrenti
- Sensazioni di instabilità
- Meniscuslesels
- Lesioni del menisco
- Lesioni dei legamenti
- Dolore da carico al ginocchio
- Gonfiore

CONTRAINDICAZIONI:

Non utilizzare se si è allergici a uno qualsiasi dei materiali contenuti in questo prodotto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

- In caso di dolore, gonfiore, variazioni di sensibilità o altre reazioni insolite durante l'uso del prodotto, contattare immediatamente il medico.
- Non usare su ferite aperte
- Non utilizzare il dispositivo se il prodotto è risultato danneggiato e/o se la confezione è stata aperta.
- Il supporto per ginocchio GENUFORCE® va utilizzato solo previo consulto di un professionista sanitario, nel caso in cui si riportino i seguenti sintomi: patologie e lesioni cutanee nell'area interessata (ad es., alterazioni cutanee correlate ad allergia, irritazioni, cicatrici con gonfiore, arrossamento e ipertermia), vene varicose con patologie da reflusso, disturbi del sistema linfatico, gonfiore indistinto dei tessuti molli nella zona interessata, disturbi della circolazione o disturbi nervosi nelle gambe.

NOTA: contattare il produttore e l'autorità competente in caso di gravi incidenti dovuti all'uso di questo dispositivo.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE:

1. Sedersi per indossare GENUFORCE®.
2. Afferrare il bordo superiore blu del supporto per ginocchio con entrambe le mani.
3. Tirare il supporto sul ginocchio, in modo che il sostegno in silicone ricopra uniformemente la rotula.
4. Il sostegno in silicone deve essere posizionato in modo che la parte oblunga si trovi sotto la metà inferiore della rotula.

ISTRUZIONI D'USO:

- Il supporto si indossa direttamente sulla pelle. Questa non deve pertanto presentare lesioni e, al momento di indossarsi il dispositivo, non deve essere umida, né presentare residui di crema, gel o altro.
- Questo supporto è indicato per l'uso su un solo paziente.
- Il supporto non deve essere indossato per più di 8 ore al giorno.
- Se si osservano tutte le istruzioni e si fa un uso adeguato del sistema, non dovrebbero verificarsi punti di pressione.
- Il produttore non si assume la responsabilità di alterazioni del prodotto in caso di uso scorretto.

MANUTENIMENTO:

- Lavare a mano in acqua tiepida (massimo 30 °C) con un detersivo delicato
- Lasciare asciugare all'aria (non mettere su termosifoni/stufe o altre fonti di calore)
- Non usare candeggina o cloro e non stirare.

COMPOSIZIONE:

Materiale in maglia: poliammide, elastina, poliostere / Sostegno: silicone / Rivestimento: tessuto spugnoso

SAMENSTELLING:

Getrieb materiaal: polyamide, elastine, polyester / Steun: siliconen / Hoes: Terry doek

LATEX

ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO CONTIENE LATTICE DI GOMMA NATURALE CHE POTREBBE CAUSARE REAZIONI ALLERGICHE.

PER L'USO SU UN SOLO PAZIENTE.

GARANZIA DJO, LLC S'IMPEGNA ALLA RIPARAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE IN TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO E DEI RELATIVI ACCESSORI IN CASO DI DIFETTI DI LAVORAZIONE O MATERIALI, RINVENUTI ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ACQUISTO.

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT HULPMIDDEL GEBRUIKT, JUIST

