



## SVENSKA

INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN MÅSTE DU NOGA LÄSA ALLA ANVÄNINGSGAR FÖR FÖLJER. KORREKT APLIKATION ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT ENHETEN SKA FUNGERA SOM DEN SKA.

**Avsända användare:**

Den avsända användaren ska vara en legitimerad läkare, patienten eller patientens vårdare. Användaren ska kunna läsa, förstå och vara fysiskt förmögen att följa alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder i bruksanvisningen.

**AVSÄND ANVÄNDNING/I INDIKATIONER:**

Aircast AirSelect Short-gångstöd är avsett att ge stöd åt och immobilisera fotleden. Det lämpar sig för behandling av stabila fotfrakturer, fotledsstussningar och ligamentskador som plantarfasciit.

**PRESTANDAEGENSKAPER:**

Mjuk halvtäty konstruktion som begränsar rörelse genom elastiskt eller halvtäty utformning. Ger immobilisering eller kontrollerad rörelse av lemmen eller kroppsdelen.

**KONTRAINDIKATIONER:**

Använd inte om du är allergisk mot något av materialen i denna produkt. Produkten är kontraindicerad för instabila frakturer i underbenet, fotleden och foten.

**VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:**

- Denna produkt får enbart användas under övervakande av sjukvårdspersonal. Det är uteslutande den behandlande läkarens bedömning som avgör när stödet ska appliceras, samt frekvensen och varaktigheten av användningen av stödet. Rådgräns alltså med din läkare innan du gör några ändringar av stödet.
- Produkten får inte användas på patienter som är oförmögna att uttrycka fysiskt obehag.
- Blås inte upp luftcellerna för mycket. Felaktig uppblåsning av luftcellerna kan ge upphov till avsevärld hudirritation, i synnerhet på patienter med diabetesneuropati. Minska lufttrycket vid varje synlig hudförändring eller om patienten upplever obehag.
- Patienter utan känsel (t.ex. anestesi efter operation, neuropatier etc.) bör övervakas ofta med avseende på hudskador, hudirritation eller sårbenäring.
- Lukkalilla till märilla pinnoilla on kävelävä varenen vammion vältämiseksi.
- Älsä kirsitä hihhoja liikaa. Tämä voi johtaa verenkierron tai tunnon heikkenemiseen.
- Älsä kätjää avohaajoen päältä.
- Älsä muokkaa latteita tai kätjää sitä muuten kuin käyttöartokoi- kusessa.
- Imatungnyy taijanevat suurissa korkeuksissa optimatsionsa jylä. Säädä imatungnyy tukea kiristämällä tai löysämällä hihnoja.
- Älsä kätjää latteita, jos se on varoitutun/ tai järj pakkauks on avattu.
- Kysy vältämättä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos koet tätä tuotetta käyttäessä kipua, turvotusta, tuntuomuksia tai muita epätavallisia reaktioita.
- Imatungnyy tukea ei tule käyttää, jos sinulla on jalkapainon tai muun epävakaiten reaktioita.
- Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

**OBSI** Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarlig incident inträffar i samband med att denna produkt används.

Vid gång används en gymnastisksoffa eller promenadsko med ShoeLiht™ eller likvärdig produkt på den oskadda foten för att kompensera den skillnad i benlängd som frakturortsen ger upphov till.

**INFORMATION OM ANVÄNDNING:**

Aircast är bomullstrumpa eller en strumpa som används med gips för att göra det bekvämare – *INGÅR E.J*

**1) FÖRBÄRRD ORTSEN**

- Ta loss remmarna, ta bort skenan på framsidan och öppna innerfodret.

**2) SÄTT PÅ ORTSEN**

- Sitt ner och placera foten i ortsen. Placera hälen i bakre delen av ortsen. Lågg innerfodret runt foten och sedan runt vristen (fig. A).
- Sätt tillbaka framsidesskenan. Justera framsidesskenan så att Aircast-togtuppen är placerad över tårna och fotskenan är placerad mitt i ortsen. Den övre delen av skenan ska fastas utanpå ortsen (fig. B).
- Fäst remmarna nedifrån och upp (fig. C). Dra åt remmarna så att de sitter åt ordentligt och bekvämt.

**3) JUSTERA STÖDET I LUFTCELLERNA**

- Luftcellerna i **SHORT-ortsen** är *inte* fyllda från början
- Börja fylla på med luft på den skadade sidan först.
- Du fyller luftcellen genom att sätta fingret över det lilla hållet ovanpå den stora luftpumpen som sitter på ömse sidor av ortsen (fig. D). Fyll på tills tills luftcellen sitter åt ordentligt.
- Om du fyller på för mycket luft kan du tömma luftcellerna.

**4) TÖMMA LUFTCELLER**

- Tryck in och håll ner den lilla tömningsknappen för att tömma luftcellerna (fig. E).
- Tom tills trycket känns bekvämt.

**OBSI** Tom luftcellerna *innan du tar av ortsen* så att den sitter ordentligt när du tar på den nästa gång.

**OBSI** Ett högre tryck ger mer stöd när du går och ett lägre tryck är bekvämare när du sitter eller ligger ned. Du kan även justera trycket genom att dra åt eller lossa remmarna.

**RENGÖRING:**

SKUMFODRET KAN TVÄTTAS FÖR HAND I 30 °C MED ETT MILT TVÄTTMEDEL OCH LUFTTORKKAS. FÄR EJ LÄGGAS I TORKTUMLARE ELLER ANNAN VÄRMEKÄLLA FÖR ATT TORKA. GARANTI: DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av produkten och dess tillbehör vid brister i material eller utförande under en period om sex månader från försäljningsdatumet.

**✗ INTE TILLVERKAD AV NATURGUMMILATEX**

Avsett för användning på en patient

**Materialsets komponenter**

Höjre: POLYPROPYLEN  
Framsideskennan: POLYETEN MED HÖG DENSITET  
Remmar: NYLON  
Pumpar: TERMOPLASTISK POLYURETAN  
Foder: NYLON/POLYURETAN/POLYESTER (YTRE/SKUM/ INRE NÄT)  
Sidokant: POLYESTER  
Ytersula/innersula: EVA/GUMMI

**✗ INTE TILLVERKAD AV NATURGUMMILATEX**  
Avsett för användning på en patient  
**Materialsets komponenter**  
Höjre: POLYPROPYLEN  
Framsideskennan: POLYETEN MED HÖG DENSITET  
Remmar: NYLON  
Pumpar: TERMOPLASTISK POLYURETAN  
Foder: NYLON/POLYURETAN/POLYESTER (YTRE/SKUM/ INRE NÄT)  
Sidokant: POLYESTER  
Ytersula/innersula: EVA/GUMMI

## SUOMI

LUE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ KAIKKI SEURAAVAT OHJEET. TUOTTEEN OIKEA PUKKEUTAMINEN ON NÖDVÄNDISET JÄSEN KUNNOLLISILLE TOIMINNILLE.

**Käyttäjäs koskevat edellytykset:**

Käyttäjän tulee olla valtuutettu terveydenhuollon ammattilainen, potilas tai hänen hoitajansa. Käyttäjän pitää pystyä lukemaan, ymmärtämään ja kyetä fyysisesti noudattamaan käyttöohjeiden kaikkia ohjeita, varoituksia ja huomautuksia.

**KÄYTTÖARTOKUTS / INDIKAATIO:**

Aircast AirSelect Short- -hohotekniä on suunniteltu tukemaan niskkaa ja pitämään sen paikallaan. Se voi soveltua jalkaterän stabiilien murtumien, lateraalisten nilkan nyrjähdyksen ja nivelstöövammojen, kuten plantaarifasciitin hoitoon.

**SUORITUSKYKYMINAISUUDET:**

Tuote on mukavan pehmeä / puoliujakkä tuki, joka on suunniteltu rajoittamaan liikettä joustavan tai puoliujakkä rakenteensa ansiosta.

Pitää rajat ja kehonsaan paikallaan tai hallitussa liikkeessä.

**VASTA-AIHHEET:**

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. Vain hoitava lääkäri voi päättää tuen käytämisestä ja käytön toistumistahdesta ja kestosta. Pyydä lääkäritä neuvoa aina, ennen kuin teet tukeen muutoksia.

Älsä kätjää latteita potillaia, jotka kärsivät jalkojen uukkeen viestimän fyysisestä epämuukavuuden tunteesta.

- Älsä kätjää imatungnyy lään täyteen. Imatungnyy väärinärlänen täytämisen saatava aiheuttaa merkittäviä hoidusryhtiä.
- Erlituseen diabetesta neuropatiaa sairastavilla. Väärästä imatungnyy painetta, mikäli esiintyy huomattoksia tai epämuukavuuden tunnetta.
- Potillaia, jotka eivät tunne kipua (ts. postoperatiivinen anestesia, neuropatit jms.) on tarkkailtava säännöllisesti, jotta havaitaan mahdolliset ihovauriot, ihon ärtymisen tai haavan hohotatava.
- Lukkalilla tai märillä pinnoilla on kävelävä varenen vammion vältämiseksi.
- Älsä kirsitä hihhoja liikaa. Tämä voi johtaa verenkierron tai tunnon heikkenemiseen.
- Älsä muokkaa latteita tai kätjää sitä muuten kuin käyttöartokoi- kusessa.

Imatungnyy taijanevat suurissa korkeuksissa optimatsionsa jylä.

Säädä imatungnyy tukea kiristämällä tai löysämällä hihnoja.

Älsä kätjää latteita, jos se on varoitutun/ tai järj pakkauks on avattu.

Kysy vältämättä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos koet tätä tuotetta käyttäessä kipua, turvotusta, tuntuomuksia tai muita epätavallisia reaktioita.

Imatungnyy tukea ei tule käyttää, jos sinulla on jalkapainon tai muun epävakaiten reaktioita.

- Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.
- Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.
- OBSI Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarlig incident inträffar i samband med att denna produkt används.
- Vid gång används en gymnastisksoffa eller promenadsko med ShoeLiht™ eller likvärdig produkt på den oskadda foten för att kompensera den skillnad i benlängd som frakturortsen ger upphov till.
- Imatungnyy taijanevat suurissa korkeuksissa optimatsionsa jylä. Säädä imatungnyy tukea kiristämällä tai löysämällä hihnoja.
- Älsä kätjää latteita, jos se on varoitutun/ tai järj pakkauks on avattu.
- Kysy vältämättä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos koet tätä tuotetta käyttäessä kipua, turvotusta, tuntuomuksia tai muita epätavallisia reaktioita.
- Imatungnyy tukea ei tule käyttää, jos sinulla on jalkapainon tai muun epävakaiten reaktioita.

**HUOMAUTUS:** ota yhteyttä valmistajaan ja toimivaltaiseen viranomaiseen, jos tämän tuotteen käyttö aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.

Laita terevessä jalassa olevan kengän päälle ShoeLiht™ tai vastavaa kävelyn ajaksi, jotka tukijalkien käytöstä johtuva alkoihen pituusero lasoituu.

**PUKEMISOHJEET:**

*Puvvulla- tai kipsisidoksukka lisää mukavuutta – EI TOIMITETA MUKAAN.*

**1) VALMISTE TUKE –**

- Avaa hihnat, irrota etupaneeli ja avaa pehmuste.

**2) PUE TUKE –**

- Aseta jalka tuen sisään istuma- asennossa. Aseta kantapäät tuen takaseen. Kään pehmuste ensin jalan ja sitten nilkan ympärille (kuva A).
- Aseta etupaneeli paikalleen: Aseta etupaneeli niin, että Aircast-merkki on varpaiden päällä ja jalkapaneeli on tuen sisäpuolella. Paneelin yläosa kiinnitetään tuen ukupuolelle (kuva B).
- Kiristä hihnat alhaalta ylöspäin (kuva C). Kiristä, kunnes tuki tuen riittävästi tukialla ja mukavalla.

**3) SÄÄDÄ IMATUNGNYN TUKEA –**

- SHORT-kävelytuen imatungnyy ovat alussa tyhjät.*
- Aloitaa imatungnyy täyttämisen loukkautuneelta puolelta.
- Imatungnyy täytetään painamalla sormella tuen kummita tahansa puolelta toivuttuun **isön** täyttöpumpun yläosaan täyttävää pientä reikää (kuva D). Painele pumpppua, kunnes imatungnyy tuntuu riittävästi tukialla.
- Toista sama toisella puolella. Painele pumpppua, kunnes imatungnyy tuntuu riittävästi tukialla.
- Jos imatungnyy täyttävät liikaa, tyhjennä tyynyä.

**4) IMATUNGNYYN TYHJENTÄMINEN –**

- Tyhjennä imatungnyy painamalla **pienää** vapautuspainiketta ja sitten side av skennan (kuva E).
- Tyhjennä imatungnyy, kunnes paine tuntuu miellyttävältä.

**HUOMAA:**

Korkeampi paine antaa kävelätässä enemmän tukea, kun taas matalampi paine on miellyttävämmän tuntuinen istuma- tai kävelyasennossa. Painetta voi säätää myös kiristämällä tai löysämällä hihnoja.

**PUHDISTUSOHJEET:**

VAHTOMUOVIPUHEHJUSTE VOIDAAN PESTÄ KÄSIN 30 °C:N LÄMPÖISESSA VEDESSÄ MIEDOLLA PESUANEELLA. RUPUSTA KUIVUAMAAN. ÄLÄ PANE PEHMUSTETTA KUIVUAAJAAN TAI KÄYTÄ KUIVAAJAMISEEN MITÄÄN MUUTAKAAN LÄMPÖLÄHDETTÄ.

**TAKUU:**

DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaist tuotteen tai tuotteen osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kulussa myyntipäivästä.

**✗ VALMISTUKSESSA EI OLE KÄYTTETTY**

**LUONNONKUMILATEXIA**  
uhden potilaan käyttöön  
Osien materiaalit:  
Pinta: POLYPROPYLENI  
Etupaneeli: SUURIITYEYKSIINEN POLYETYLEENI  
Hihnat: NAILON  
Täyttöpumput: TERMOPLASTINEN POLYURETAANI  
Sisus: NAILON/POLYURETAANI/POLYESTER (OLKUPINTA/ VAHTOMUOVISISÄVERKKO)  
Sidokset: POLYESTERI  
Ulkopinta / sisapinta: EVA/GUMMI

**HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPIA TEKNIKKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ ON PYRYTTY VARMISTAMAAN, ETTÄ TOIMIVUUS, VAHVUUS, KESTÄVÄYS JA MUKAVUUS OLLISIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN TAKUUTA EI ANNETA SIITÄ, ETTÄ VAHINKO VOITAISIIN ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.**

## NORSK

LES ALLE ANVISNINGENNE NEDENFOR NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE PRODUKTET. RIKTIGT BRUK ER VESSENTIELLT FOR Å OPPNÅ RIKTIG FUNKSJON.

**Tiltenkt bruker:**

Den tiltenkte brukeren skal være lisensiert helsepersonell, pasienten eller pasientens omsorgsperson. Bruken skal kunne lese, forstå og være fysisk i stand til å utføre anvisningene, advarene og forholdsreglene i denne bruksanvisningen.

**BRUKSOMRÅDE/INDIKASJONER:**

Aircast AirSelect Short rullator er utformet for å støtte og immobilisere ankelen. Den kan være egnet for behandling av stabile brudd i foten, laterale ankelforstuvninger og leddbåndskader som plantar fasciitt.

**YTELESEEGENSKAPER:**

Mjukhalvtäty utformning med elastisk eller halvstær konstruksjon, for å begrense bevegelse.

Gi immobilisering eller kontrollert bevegelse av ekstremiteten eller kroppselementet.

**KONTRAINDIKASJONER:**

Skal ikke brukes hvis du er allergisk mot noen av materialene i dette produktet. Denne enheten er kontraindisert for ustabile brudd i leggen, ankelen og foten.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. Vain hoitava lääkäri voi päättää tuen käytämisestä ja käytön toistumistahdesta ja kestosta. Pyydä lääkäritä neuvoa aina, ennen kuin teet tukeen muutoksia.

Älsä kätjää latteita potillaia, jotka kärsivät jalkojen uukkeen viestimän fyysisestä epämuukavuuden tunteesta.

Älsä kätjää imatungnyy lään täyteen. Imatungnyy väärinärlänen täytämisen saatava aiheuttaa merkittäviä hoidusryhtiä.

Erlituseen diabetesta neuropatiaa sairastavilla. Väärästä imatungnyy painetta, mikäli esiintyy huomattoksia tai epämuukavuuden tunnetta.

Potillaia, jotka eivät tunne kipua (ts. postoperatiivinen anestesia, neuropatit jms.) on tarkkailtava säännöllisesti, jotta havaitaan mahdolliset ihovauriot, ihon ärtymisen tai haavan hohotatava.

Lukkalilla tai märillä pinnoilla on kävelävä varenen vammion vältämiseksi.

Älsä kirsitä hihhoja liikaa. Tämä voi johtaa verenkierron tai tunnon heikkenemiseen.

Älsä muokkaa latteita tai kätjää sitä muuten kuin käyttöartokoi- kusessa.

Imatungnyy taijanevat suurissa korkeuksissa optimatsionsa jylä.

Säädä imatungnyy tukea kiristämällä tai löysämällä hihnoja.

Älsä kätjää latteita, jos se on varoitutun/ tai järj pakkauks on avattu.

Kysy vältämättä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos koet tätä tuotetta käyttäessä kipua, turvotusta, tuntuomuksia tai muita epätavallisia reaktioita.

Imatungnyy tukea ei tule käyttää, jos sinulla on jalkapainon tai muun epävakaiten reaktioita.

Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

OBSI Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarlig incident inträffar i samband med att denna produkt används.

Vid gång används en gymnastisksoffa eller promenadsko med ShoeLiht™ eller likvärdig produkt på den oskadda foten för att kompensera den skillnad i benlängd som frakturortsen ger upphov till.

Imatungnyy taijanevat suurissa korkeuksissa optimatsionsa jylä.

Säädä imatungnyy tukea kiristämällä tai löysämällä hihnoja.

Älsä kätjää latteita, jos se on varoitutun/ tai järj pakkauks on avattu.

Kysy vältämättä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos koet tätä tuotetta käyttäessä kipua, turvotusta, tuntuomuksia tai muita epätavallisia reaktioita.

Imatungnyy tukea ei tule käyttää, jos sinulla on jalkapainon tai muun epävakaiten reaktioita.

Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

OBSI Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarlig incident inträffar i samband med att denna produkt används.

Vid gång används en gymnastisksoffa eller promenadsko med ShoeLiht™ eller likvärdig produkt på den oskadda foten för att kompensera den skillnad i benlängd som frakturortsen ger upphov till.

Imatungnyy taijanevat suurissa korkeuksissa optimatsionsa jylä.

Säädä imatungnyy tukea kiristämällä tai löysämällä hihnoja.

Älsä kätjää latteita, jos se on varoitutun/ tai järj pakkauks on avattu.

Kysy vältämättä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos koet tätä tuotetta käyttäessä kipua, turvotusta, tuntuomuksia tai muita epätavallisia reaktioita.

Imatungnyy tukea ei tule käyttää, jos sinulla on jalkapainon tai muun epävakaiten reaktioita.

Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

OBSI Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarlig incident inträffar i samband med att denna produkt används.

Vid gång används en gymnastisksoffa eller promenadsko med ShoeLiht™ eller likvärdig produkt på den oskadda foten för att kompensera den skillnad i benlängd som frakturortsen ger upphov till.

Imatungnyy taijanevat suurissa korkeuksissa optimatsionsa jylä.

Säädä imatungnyy tukea kiristämällä tai löysämällä hihnoja.

Älsä kätjää latteita, jos se on varoitutun/ tai järj pakkauks on avattu.

Kysy vältämättä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos koet tätä tuotetta käyttäessä kipua, turvotusta, tuntuomuksia tai muita epätavallisia reaktioita.

Imatungnyy tukea ei tule käyttää, jos sinulla on jalkapainon tai muun epävakaiten reaktioita.

Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

OBSI Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarlig incident inträffar i samband med att denna produkt används.

Vid gång används en gymnastisksoffa eller promenadsko med ShoeLiht™ eller likvärdig produkt på den oskadda foten för att kompensera den skillnad i benlängd som frakturortsen ger upphov till.

Imatungnyy taijanevat suurissa korkeuksissa optimatsionsa jylä.

Säädä imatungnyy tukea kiristämällä tai löysämällä hihnoja.

Älsä kätjää latteita, jos se on varoitutun/ tai järj pakkauks on avattu.

Kysy vältämättä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos koet tätä tuotetta käyttäessä kipua, turvotusta, tuntuomuksia tai muita epätavallisia reaktioita.

Imatungnyy tukea ei tule käyttää, jos sinulla on jalkapainon tai muun epävakaiten reaktioita.

Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

OBSI Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarlig incident inträffar i samband med att denna produkt används.

Vid gång används en gymnastisksoffa eller promenadsko med ShoeLiht™ eller likvärdig produkt på den oskadda foten för att kompensera den skillnad i benlängd som frakturortsen ger upphov till.

Imatungnyy taijanevat suurissa korkeuksissa optimatsionsa jylä.

Säädä imatungnyy tukea kiristämällä tai löysämällä hihnoja.

Älsä kätjää latteita, jos se on varoitutun/ tai järj pakkauks on avattu.

Kysy vältämättä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos koet tätä tuotetta käyttäessä kipua, turvotusta, tuntuomuksia tai muita epätavallisia reaktioita.

Imatungnyy tukea ei tule käyttää, jos sinulla on jalkapainon tai muun epävakaiten reaktioita.

Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

Om smärta, svulnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

OBSI Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarlig incident inträffar i samband med att denna produkt används.

V