



ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER

The intended user should be a licensed medical professional, the patient, the patient’s caretaker, or a family member providing assistance. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

INTENDED USE/INDICATIONS

- Support and compression following elbow injury and mild elbow osteoarthritis
- Proprioceptive and neuromuscular stimulation through compression (to support balance conditions and movements)
- Prevention of injury
- Elbow strains or sprains
- Medial or lateral epicondylitis (e.g. golfer’s elbow or tennis elbow)
- Tendinopathies

Performance characteristics:

- Provide mild compression of limb or body segment through elastic construction.
- Provide mild protection of a limb or body segment for acute and prophylactic care.

- Maintain et compression et soutien de l’articulation et de la zone articulaire.
- Proprioceptive et neuromusculaire stimulation par la contention (pour favoriser l’équilibre et les mouvements).
- Prévention de blessures
- Entorses de coude
- Epicondylite médiale ou latérale (ex. : coude du golfeur ou tennis elbow)
- Tendinopathies
- Séquençages d’inflammation

CONTRAINDICATIONS

- Any known allergies to the medical device materials.
- Peripheral arterial diseases.
- Impaired blood flow in the arm (e.g. with diabetes mellitus).
- Impaired lymphatic drainage or soft tissue swelling of unknown origin.

WARNING AND PRECAUTIONS

- The product is intended for single patient use only
- If you have skin conditions/trauma in the relevant part of the body, the product should be fitted and worn only after consultation with a medical professional.
- Do not apply on open wounds.
- The product is designed to be worn directly on the skin.
- Do not apply any lotions or ointments on the relevant part of the body while wearing the support.
- Remove the support during longer periods of rest.
- If patients experience pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, they should contact their doctor immediately.
- Do not use this device if it is damaged and/or packaging has been opened.
- Do not use this product in any way that may damage its integrity.
- Handle with care: avoid fastening the strap’s hook closure onto the knitted sleeve as it may cause damage to the appearance of the product when strap is removed.

NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

- Toute allergie connue aux matériaux du dispositif médical.
- Maladies artérielles périphériques.
- Troubles de la circulation sanguine dans le bras (par exemple en cas de diabète sucré).
- Trouble du drainage lymphatique ou gonflement des tissus mous d’origine inconnue.

CONTRAINDICACIONES

- Cualquier alergia conocida a los materiales del dispositivo médico.
- Enfermedades arteriales periféricas.
- Trastorno de la circulación de la sangre en el brazo (por ej. por diabetes mellitus).
- Trastorno del drenaje linfático o inflamación del tejido blando de origen desconocido.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Qualunque allergia nota ai materiali del dispositivo medico.
- Patologie delle arterie periferiche.
- Flusso sanguigno ridotto nelle braccia.
- Drainaggio linfatico ridotto o gonfiore dei tessuti molli di origine sconosciuta.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

- Het product is uitsluitend bedoeld voor het gebruik door één patiënt
- Als u huidandoeningen/verwondingen in het relevante lichaamsdeel heeft, mag het product alleen aangebracht en gedragen worden na overleg met een arts.
- Niet op open wonden aanbrengen.
- Het product is ontworpen om direct op de huid gedragen te worden.
- Breng geen lotions of zuren op het betreffende lichaamsdeel tijdens het dragen van het verband.
- Verwijder het verband tijdens langere rustperiodes.
- Als patiënten pijn, zwellingen, veranderingen in het gevoel ervaren of er andere ongebruikelijke reacties optreden tijdens het gebruik van dit product, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
- Dit hulpmiddel niet gebruiken als het beschadigd is en/of als de verpakking geopend is.
- Dit product niet gebruiken op manieren die de integriteit ervan kan beschadigen.
- Wees voorzichtig: bevestig de haaksluiting van de band niet aan het gebreide deel, omdat dit het uiterlijk van het product kan beschadigen wanneer de band wordt verwijderd.

LET OP: Neem contact op met de fabrikant en een bevoegde autoriteit in het geval van een ernstig incident dat veroorzaakt wordt door het gebruik van dit hulpmiddel.

CONTRA-INDICATIES

- Alle bekende allergïen van de materialen van dit medisch hulpmiddel.
- Periferie arteriële ziekten.
- Verminderde bloedsdoorstroming in de arm (bijv. diabetes mellitus).
- Tendinopathieën.

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

- Ondersteuning en compressie na elleboegletsel en milde osteoartritis van de elleboeg
- Proprioceptieve en neuromusculaire stimulatie door compressie (ter ondersteuning van het evenwicht en de bewegingen)
- Voorkoming van letsel
- Belasting van de elleboeg of verstuikingen
- Mediale of laterale epicondylitis (bijv. golf- of tenniselleboeg)
- Tendinopathieën

Prestatie-eigenschappen:

- Zorgt voor een milde compressie van het ledemaat of lichaamsdeel door een elastische constructie.
- Biedt een redelijke bescherming aan een ledemaat of lichaamsdeel voor acute en preventieve gezondheidszorg.

CONTRA-INDICATIES

- Eventuali allergie note ai materiali del dispositivo medico.
- Patologie delle arterie periferiche.
- Flusso sanguigno ridotto nelle braccia.
- Drainaggio linfatico ridotto o gonfiore dei tessuti molli di origine sconosciuta.

DEUTSCH

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS BITTE DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG VOLLSTÄNDIG UND GRÜNDLICH DURCH. DAS KORREKTE ANLEGEN IST VORAUSSETZUNG FÜR EINE ORDNUNGSGEMÄSSE FUNKTION DES PRODUKTES.

ANWENDERPROFIL

Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten, Pflegekräfte des Patienten oder unterstützende Familienmitglieder bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise des Herstellers zu lesen, zu verstehen und körperlich in der Lage sein, diese auszuführen.

VORGESEHENE VERWENDUNG/INDIKATIONEN

- Unterstützung und Kompression bei Ellenbogenverletzungen und leichter Arthrose im Ellenbogen
- Propriozeptive und neuromuskuläre Stimulation durch Kompression (zur Unterstützung der Stabilität in Bewegung)
- Prävention von Verletzungen
- Elbengemertstauchungen und -zerrungen
- Mediale oder laterale Epicondylitis (z.B. Golfarm oder Tennisarm)
- Schlenkentründigungen

Leistungsmerkmale:

- Sanfte Kompression des Gliedmaßen- oder Körpersegments dank elastischer Struktur.
- Sanfter Schutz eines Gelenkes/oder Körpersegments für Akut- oder prophylaktische Versorgung.

CONTRAINDICATIONS

- Jegliche bekannten Allergien auf Materialien, aus denen Medizinprodukte hergestellt werden.
- Periphere arterielle Erkrankungen.
- Durchblutungsstörungen im Arm (z.B. bei Diabetes mellitus).
- Lymphdrainage-Störungen oder Weichteilschwellungen unbekannter Herkunft.

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung durch einen einzigen Patienten vorgesehen
- Falls Sie am jeweiligen Körperteil Hautprobleme/-verletzungen haben, sollte dieses Produkt nur nach Konsultation mit einer medizinischen Fachkraft angebracht und getragen werden.
- Nicht auf offenen Wunden anbringen.
- Das Produkt wird direkt auf der Haut getragen.
- Keine Lotionen oder Salben auf den entsprechenden Teil des Körpers auftragen, solange die Bandage getragen wird.
- Die Bandage für lange Ruhezeiten abnehmen.
- Falls beim Patienten bei der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Empfindungsänderungen oder sonstige ungewöhnliche Reaktionen auftreten, sollten Sie umgehend ihren Arzt konsultieren.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt wurde und/oder die Verpackung geöffnet wurde.
- Beim Gebrauch dieses Produkts darf seine Intaktheit nicht gefährdet werden. Das Produkt ist stets bestimmungsgemäß zu verwenden.
- Vorsichtig handhaben: der Klettverschluss des Gurts sollte nicht an der Strickmanschette befestigt werden, da dies nach dem Entfernen des Gurts die äußere Erscheinung des Produktes beeinträchtigen könnte.

BITTE BEACHTEN: Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- Das Bandage über den Ellenbogen ziehen.
- Das Bandage einstecken zu gestalten, den oberen Teil der Bandage vor dem Anziehen ggf. bis zu den Silikonplättern nach unten falten.
- Adjust the fit of the support as necessary.
- Den Sitz der Bandage nach Bedarf korrigieren. Sicherstellen, dass die Öffnung im lateralen (äußeren) Polster über dem lateralen Epicondylus (Knochenwulst auf der Außenseite des Ellenbogens) liegt, und das mediale (innere) Polster über dem medialen Epicondylus (Knochenwulst auf der Innenseite des Ellenbogens).
- Den oberen Teil der Bandage zurück in die ursprüngliche Position falten.
- Um zusätzliche Kompression zu gewährleisten, das Klettteil des abnehmbaren Gurtes am Flaussteil der Bandage fixieren.
- Den Gurt um den Unterarm festziehen: dabei sicherstellen, dass er nicht in den Arm einschneidet. Bei Prickeln, Verfärbung, Schwellung oder Taubheit sollte der Gurt unverzüglich gelockert oder entfernt werden.

REINIGUNGSANWEISWE

Maschine waschbar à gentle cycle (max. 40°C) mit einem milden Waschmittel waschen. Do not bleach. Rinse thoroughly. Air dry. Do not machine dry. Do not dry clean. Do not iron. Hook and loop should be closed for washing.

Nicht bleichen. Gründlich spülen. Lufttrocknen. Nicht maschinentrocknen. Von chemischer Reinigung absehen. Nicht bügeln. Klettverschluss sollte für die Reinigung geschlossen sein.

VERWENDETE MATERIALIEN

Elasthan, Nylon, Polyester, Polyamid, Baumwolle, Polyurethan, Elastomer, Polyolefin, Silikon, Polypropylen

COMPOSITION

Elastane, Nylon, Polyester, Polyamide, Coton, Polyuréthane, Elastomer, Polyoléfine, Silicón, Polypropylene

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

WARRANTY DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D’UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L’UTILISATEUR

Le produit s’adresse à un professionnel de santé agréé, au patient, à l’aide-soignant ou à un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L’utilisateur doit être capable de lire et de comprendre l’ensemble des instructions, avertissements et précautions qui figurent dans le mode d’emploi, et être physiquement apte à les respecter.

UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS

- Maintien et contention à la suite d’une blessure au coude ou d’une légère arthrose du coude.
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire par la contention (pour favoriser l’équilibre et les mouvements).
- Prévention des blessures
- Entorses de coude
- Epicondylite médiale ou latérale (ex. : coude du golfeur ou tennis elbow)
- Tendinopathies

Caractéristiques de performance :

- Fournir une légère contention d’un membre ou d’un segment du corps grâce à une construction élastique.
- Assurer une protection légère d’un membre ou d’un segment du corps en phase aiguë ou prophylactique.

CONTRA-INDICATIONS

- Toute allergie connue aux matériaux du dispositif médical.
- Maladies artérielles périphériques.
- Altération de la circulation sanguine dans le bras (par exemple en cas de diabète sucré).
- Trouble du drainage lymphatique ou gonflement des tissus mous d’origine inconnue.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Le produit est destiné à être utilisé par un seul patient.
- Si vous souffrez d’affections cutanées/traumatiques dans la partie du corps concernée, le produit doit être ajusté et porté uniquement après consultation d’un professionnel de la santé.
- Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
- Le produit est conçu pour être porté directement sur la peau.
- Si le dispositif est porté directement sur la peau, celle-ci doit être exempte de blessures, d’humidité, d’huiles, de crèmes, de gels ou de résidus similaires.
- Retirer le dispositif pendant les périodes de repos prolongées.
- En cas de douleur, de gonflement, d’altération de la sensation ou d’autres réactions anormales lors de l’utilisation de ce produit, il convient de cesser d’utiliser le dispositif et de contacter immédiatement votre professionnel de santé.
- Ne pas utiliser ce produit s’il est endommagé et/ou si l’emballage a été ouvert.
- Ne pas utiliser ce produit d’une manière qui pourrait endommager son intégrité.
- Manipuler avec précaution : éviter d’attacher la fermeture à crochet de la sangle sur le manchon tricoté car cela peut endommager l’apparence du produit lorsque la sangle est retirée.

Manipuler avec précaution : éviter d’attacher la fermeture à crochet de la sangle sur le manchon tricoté car cela peut endommager l’apparence du produit lorsque la sangle est retirée.

BITTE BEACHTEN: Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.

CONTRAINDICACIONES

- Cualquier alergia conocida a los materiales del dispositivo médico.
- Enfermedades arteriales periféricas.
- Trastorno de la circulación de la sangre en el brazo (por ej. por diabetes mellitus).
- Trastorno del drenaje linfático o inflamación del tejido blando de origen desconocido.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Qualunque allergia nota ai materiali del dispositivo medico.
- Patologie delle arterie periferiche.
- Flusso sanguigno ridotto nelle braccia.
- Drainaggio linfatico ridotto o gonfiore dei tessuti molli di origine sconosciuta.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

- Het product is uitsluitend bedoeld voor het gebruik door één patiënt
- Als u huidandoeningen/verwondingen in het relevante lichaamsdeel heeft, mag het product alleen aangebracht en gedragen worden na overleg met een arts.
- Niet op open wonden aanbrengen.
- Het product is ontworpen om direct op de huid gedragen te worden.
- Breng geen lotions of zuren op het betreffende lichaamsdeel tijdens het dragen van het verband.
- Verwijder het verband tijdens langere rustperiodes.
- Als patiënten pijn, zwellingen, veranderingen in het gevoel ervaren of er andere ongebruikelijke reacties optreden tijdens het gebruik van dit product, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
- Dit hulpmiddel niet gebruiken als het beschadigd is en/of als de verpakking geopend is.
- Dit product niet gebruiken op manieren die de integriteit ervan kan beschadigen.
- Wees voorzichtig: bevestig de haaksluiting van de band niet aan het gebreide deel, omdat dit het uiterlijk van het product kan beschadigen wanneer de band wordt verwijderd.

LET OP: Neem contact op met de fabrikant en de autoriteit competente in het geval van een ernstig incident dat veroorzaakt wordt door het gebruik van dit hulpmiddel.

CONTRA-INDICATIES

- Alle bekende allergïen van de materialen van dit medisch hulpmiddel.
- Periferie arteriële ziekten.
- Verminderde bloedsdoorstroming in de arm (bijv. diabetes mellitus).
- Tendinopathieën.

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

- Ondersteuning en compressie na elleboegletsel en milde osteoartritis van de elleboeg
- Proprioceptieve en neuromusculaire stimulatie door compressie (ter ondersteuning van het evenwicht en de bewegingen)
- Voorkoming van letsel
- Belasting van de elleboeg of verstuikingen
- Mediale of laterale epicondylitis (bijv. golf- of tenniselleboeg)
- Tendinopathieën

Prestatie-eigenschappen:

- Zorgt voor een milde compressie van het ledemaat of lichaamsdeel door een elastische constructie.
- Biedt een redelijke bescherming aan een ledemaat of lichaamsdeel voor acute en preventieve gezondheidszorg.

CONTRA-INDICAZIONI

- Eventuali allergie note ai materiali del dispositivo medico.
- Patologie delle arterie periferiche.
- Flusso sanguigno ridotto nelle braccia.
- Drainaggio linfatico ridotto o gonfiore dei tessuti molli di origine sconosciuta.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

USUARIO PREVISTO

El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente, el cuidador del paciente o un familiar que proporcione asistencia. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

USO PREVISTO/INDICACIONES

- Estabilización y compresión tras lesiones leves en el codo y en caso de osteoartritis leve del codo
- Estimulación neuromuscular y propioceptiva mediante compresión (para ayudar al equilibrio y a los movimientos)
- Prevención de lesiones
- Distensiones o esguinces de codo
- Epicondilitis mediotale o lateral (por ejemplo, codo de golfista o codo de tenista)
- Tendinopatías

Características funcionales:

- Proporciona una compresión moderada en la extremidad o segmento del cuerpo gracias a una estructura elástica.
- Proporciona una ligera protección en la extremidad o segmento del cuerpo para cuidados agudos y profilácticos.

CONTRAINDICACIONES

- Cualquier alergia conocida a los materiales del dispositivo médico.
- Enfermedades arteriales periféricas.
- Trastorno de la circulación de la sangre en el brazo (por ej. por diabetes mellitus).
- Trastorno del drenaje linfático o inflamación del tejido blando de origen desconocido.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è destinato all’uso personale.
- In caso di problemi alla pelle/trauma nella parte interessata del corpo, il prodotto deve essere adattato e indossato solo dopo aver consultato un professionista medico.
- Non applicare su ferite aperte.
- Il prodotto è concepito per essere indossato direttamente sulla pelle.
- Non applicare lozioni né unguenti sulla parte del corpo su cui si indossa il tutore.
- Rimuovere il tutore durante periodi di riposo prolungati.
- In caso di dolore, gonfiore, modifiche alla sensibilità o eventuali reazioni insolite durante l’utilizzo del prodotto, consultare immediatamente il proprio medico.
- Maneggiare con cura: evitare di fissare la fascia di chiusura sulla guaina lavorata a maglia poiché questo potrebbe danneggiare l’aspetto del prodotto quando viene rimossa la fascia.
- In caso di problemi alla pelle/trauma nella parte interessata del corpo, il prodotto deve essere adattato e indossato solo dopo aver consultato un professionista medico.
- Non applicare su ferite aperte.
- Non usare questo dispositivo se è danneggiato e/o se la confezione è stata aperta.
- Non usare questo prodotto in alcun modo che possa danneggiare l’integrità.
- Maneggiare con cura: evitare di chiudere la fascia compressiva sulla parte in tessuto poiché questo potrebbe provocare danni all’aspetto del dispositivo quando viene rimossa la fascia.

LET OP: Neem contact op met de fabrikant en de autoriteit competente in het geval van een ernstig incident grave debido al uso de este dispositivo.

CONTRAINDICAZIONI

CONTRA-INDICATIES

- Het product is uitsluitend bedoeld voor het gebruik door één patiënt
- Als u huidandoeningen/verwondingen in het relevante lichaamsdeel heeft, mag het product alleen aangebracht en gedragen worden na overleg met een arts.
- Niet op open wonden aanbrengen.
- Het product is ontworpen om direct op de huid gedragen te worden.
- Breng geen lotions of zuren op het betreffende lichaamsdeel tijdens het dragen van het verband.
- Verwijder het verband tijdens langere rustperiodes.
- Als patiënten pijn, zwellingen, veranderingen in het gevoel ervaren of er andere ongebruikelijke reacties optreden tijdens het gebruik van dit product, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
- Dit hulpmiddel niet gebruiken als het beschadigd is en/of als de verpakking geopend is.
- Dit product niet gebruiken op manieren die de integriteit ervan kan beschadigen.
- Wees voorzichtig: bevestig de haaksluiting van de band niet aan het gebreide deel, omdat dit het uiterlijk van het product kan beschadigen wanneer de band wordt verwijderd.

LET OP: Neem contact op met de fabrikant en de autoriteit competente in het geval van een ernstig incident dat veroorzaakt wordt door het gebruik van dit hulpmiddel.

CONTRA-INDICAZIONI

- Eventuali allergie note ai materiali del dispositivo medico.
- Patologie delle arterie periferiche.
- Flusso sanguigno ridotto nelle braccia.
- Drainaggio linfatico ridotto o gonfiore dei tessuti molli di origine sconosciuta.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

- Het product is uitsluitend bedoeld voor het gebruik door één patiënt
- Als u huidandoeningen/verwondingen in het relevante lichaamsdeel heeft, mag het product alleen aangebracht en gedragen worden na overleg met een arts.
- Niet op open wonden aanbrengen.
- Het product is ontworpen om direct op de huid gedragen te worden.
- Breng geen lotions of zuren op het betreffende lichaamsdeel tijdens het dragen van het verband.
- Verwijder het verband tijdens langere rustperiodes.
- Als patiënten pijn, zwellingen, veranderingen in het gevoel ervaren of er andere ongebruikelijke reacties optreden tijdens het gebruik van dit product, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
- Dit hulpmiddel niet gebruiken als het beschadigd is en/of als de verpakking geopend is.
- Dit product niet gebruiken op manieren die de integriteit ervan kan beschadigen.
- Wees voorzichtig: bevestig de haaksluiting van de band niet aan het gebreide deel, omdat dit het uiterlijk van het product kan beschadigen wanneer de band wordt verwijderd.

LET OP: Neem contact op met de fabrikant en de autoriteit competente in het geval van een ernstig incident dat veroorzaakt wordt door het gebruik van dit hulpmiddel.

CONTRA-INDICAZIONI

- Alle bekende allergïen van de materialen van dit medisch hulpmiddel.
- Periferie arteriële ziekten.
- Verminderde bloedsdoorstroming in de arm (bijv. diabetes mellitus).
- Tendinopathieën.

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

- Ondersteuning en compressie a seguito di lesioni del gomito e leggera artrosi del gomito
- Stimolazione proprioceptiva e neuromuscolare mediante compressione (per sostenere in condizioni di equilibrio e durante i movimenti)
- Prevenzione di infartuni
- Strappi o distorsioni del gomito
- Epicondilitis mediale o laterale (ad es. gomito del tennista, gomito del golfista)
- Tendinopatie

Prestatie-eigenschappen:

- Zorgt voor een milde compressie van het ledemaat of lichaamsdeel door een elastische constructie.
- Biedt een redelijke bescherming aan een ledemaat of lichaamsdeel voor acute en preventieve gezondheidszorg.

CONTRAINDICAZIONI

- Eventuali allergie note ai materiali del dispositivo medico.
- Patologie delle arterie periferiche.
- Flusso sanguigno ridotto nelle braccia.
- Drainaggio linfatico ridotto o gonfiore dei tessuti molli di origine sconosciuta.

ITALIANO

PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO, LEGGERE ATTENTAMENTE APPARATO GEBRUKT WORDT VOOR EEN GOEDE WERKING IS HET VAN ESSENTIEEL BELANG DAT HET APPARAAT OP DE JUISTE MANIER WORDT AANGEBRACHT.

PROFILO DELL’UTILIZZATORE PREVISTO

Zamýšleným uživatelem je zdravotník pracující s licenci, pacient, pacientuv pečovatel nebo asistující rodinný příslušník. Uživatel musí být schopn přečíst všechny pokyny, varování a upozornění uvedené v návodu k použití, porozumět jim a fyzicky je dodržvat.

INDICAZIONI E PRECAUZIONI

- Stabilization y compresione a seguito di lesioni del gomito e leggera artrosi del gomito
- Stimolazione proprioceptiva e neuromuscolare mediante compressione (per sostenere in condizioni di equilibrio e durante i movimenti)
- Prevenzione di infartuni
- Strappi o distorsioni del gomito
- Epicondilitis mediale o laterale (ad es. gomito del tennista, gomito del golfista)
- Tendinopatie

Caratteristiche delle prestazioni:

- Zorgt voor een milde compressie van het ledemaat of lichaamsdeel door een elastische constructie.
- Biedt een redelijke bescherming aan een ledemaat of lichaamsdeel voor acute en preventieve gezondheidszorg.

CONTRAINDICAZIONI

- Any known allergies to the medical device materials.
- Peripheral arterial diseases.
- Impaired blood flow in the arm (e.g. with diabetes mellitus).
- Impaired lymphatic drainage or soft tissue swelling of unknown origin.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è destinato all’uso personale.
- In caso di problemi alla pelle/trauma nella parte interessata del corpo, il prodotto deve essere adattato e indossato solo dopo aver consultato un professionista medico.
- Non applicare su ferite aperte.
- Il prodotto è concepito per essere indossato direttamente sulla pelle.
- Non applicare lozioni né unguenti sulla parte del corpo su cui si indossa il tutore.
- Rimuovere il tutore durante periodi di riposo prolungati.
- In caso di dolore, gonfiore, modifiche alla sensibilità o eventuali reazioni insolite durante l’utilizzo del prodotto, consultare immediatamente il proprio medico.
- Maneggiare con cura: evitare di fissare la fascia di chiusura sulla guaina lavorata a maglia poiché questo potrebbe danneggiare l’aspetto del prodotto quando viene rimossa la fascia.
- In caso di problemi alla pelle/trauma nella parte interessata del corpo, il prodotto deve essere adattato e indossato solo dopo aver consultato un professionista medico.
- Non applicare su ferite aperte.
- Non usare questo dispositivo se è danneggiato e/o se la confezione è stata aperta.
- Non usare questo prodotto in alcun modo che possa danneggiare l’integrità.
- Maneggiare con cura: evitare di chiudere la fascia compressiva sulla parte in tessuto poiché questo potrebbe provocare danni all’aspetto del dispositivo quando viene rimossa la fascia.

LET OP: Neem contact op met de fabrikant en een bevoegde autoriteit in het geval van een ernstig

