

AirSelect™ Elite Walker

AIRCAST®

Legen Sie den Walker nur in sitzender Position an und verwenden Sie die beigelegten Socken für optimale Hygiene und bestmöglichen Komfort.



1. Vorbereiten des Walkers

- Die Luftkammern dürfen vor Anlegen des Walkers nicht gefüllt sein
- Gurte lösen, Frontschale entfernen, Zehenabdeckung und Fußklappe öffnen




2. Den Fuß in den Walker stellen

- Die Ferse an der Rückseite anlegen
- Fußklappe und die Zehenabdeckung schließen



3. Die Frontschale anlegen

- AIRCAST® Logo befindet sich über den Zehen
- Seiten der unteren Frontschale (Fußteil) befinden sich im Inneren des Walkers
- Seiten der oberen Frontschale befinden sich außen am Walker



4. Gurte schließen

- Gurte von unten nach oben schließen (A, B & C)
- Gurte festziehen, sodass der Walker eng, aber bequem anliegt



5. Einstellen des Luftkammerdrucks

- Zuerst Luftkammer auf der verletzten Seite auffüllen
- Drehrad auf der rechten Seite des Walkers zur entsprechenden Nummer drehen:
Nummer 1: füllt Luftkammer rechts
Nummer 2: füllt Luftkammer links
Nummer 3: füllt Luftkammer hinten
- Nach Aufpumpen aller Luftkammern Drehrad auf das Lockzeichen stellen



6. Aufpumpen der Luftkammern

- Mittig auf die große Pumpe (oben rechts) drücken und langsam wieder loslassen
- Pumpen, bis die Luftkammern eng, jedoch angenehm anliegen
- Vorgehen für die weiteren Luftkammern wiederholen
- Sollten die Luftkammern zu prall sein, etwas Luft ablassen

Ablegen des Walkers

Für einen korrekten Sitz beim Wiederanlegen des Walkers, sollte die Luft vor Ablegen des Walkers abgelassen werden

- Das große Auswahlrad bis zur entsprechenden Nummer der Luftkammer drehen (Abb. 5)
- Die kleine, rechts oben am Walker befindliche Ablassaste drücken
- Vorgehen für die weiteren Luftkammern wiederholen
- Gurte lösen, Frontschale entfernen und Zehenabdeckung sowie Fußklappe öffnen

Größentabelle

GRÖÖE	SEITE	SCHUHGRÖÖSE
XS	UNIVERSAL	32-34
S	UNIVERSAL	35-38
M	UNIVERSAL	39-42
L	UNIVERSAL	43-45
XL	UNIVERSAL	46-48



Vorsichtsmaßnahmen

- Luftkammern nicht überdehnen
- Die Haut regelmäßig auf Druckstellen und Hautreizungen untersuchen.
- Bei Hautveränderungen oder Unwohlsein den Luftkammerdruck reduzieren
- Den Walker nicht verwenden, wenn aufgrund von postoperativer Anästhesie, Nerven-, Haut- oder sonstigen Beschwerden kein Gefühl im Fuß oder Unterschenkel vorhanden ist

enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Böttinger Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Anlegeanleitung stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Anlegeanleitung enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Anlegeanleitung oder gegen denjenigen, der diese Anlegeanleitung übergeben hat, abgeleitet werden.