




ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE:

The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver.

The user or caregiver should be able to read, understand and be physically capable of performing all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

INTENDED USE/INDICATIONS: The Donjoy LUMBOFORCE 5 is designed to provide comfort and support of the lumbar spine. It may be suitable for the symptomatic relief of acute and chronic low back pain.

Soft-good/semi-rigid designed to restrict motion through elastic or semi-rigid construction.

CONTRAINDICATIONS: If you have skin disorders/injuries in the relevant part of the body, the product should be fitted and worn only after consultation with a medical professional. Do not use if you are allergic to any of the materials contained within this product.

APPLYING THE BACK SUPPORT:

1. If possible, the back support should be put on when standing. The back support is strapped on correctly if the blue edge is at the top and the lower edge covers the iliac crest. The lateral pull straps can be tightened according to individual support needs and then fastened on the front closure panels, using the hook-and-loop. (Fig. 1)
2. The aluminium frame and plastic dorsal shield are fastened in the center on the inside of the back support by hook-and-loop. The aluminium frame must be adapted beforehand by an orthopedic technician by bending it, by hand, to the body shape. (Fig. 2)
3. Before applying the back support, the end edges of the lateral pull straps are fastened on the side, by hook-and-loop, so they are easy to reach. (Fig. 3)
4. Hold the back support by inserting your hands into the comfortable grip pockets, and wrap it around your waist. When doing this, the aluminium frame and the dorsal shield should be positioned in the center over the lumbar spine. The front closure panels should be closed parallel to each other if you are a man, and at a slight angle if you are a woman. Then remove your left hand from the grip pocket and, with the right hand, press down firmly on the top closure panel. (Fig. 4)
5. The lateral pull straps are pulled forward equally with gentle force, until the desired compression and mobilization level is achieved. They are then fastened on the front closure panels with the hook-and-loop. (Fig. 5)
6. The back support should be fastened tightly, fit your body well and provide comfortable relief. The back support should not apply any pressure to the groin when sitting down. (Fig. 6)

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- For maximum efficacy, ensure the correct size of strap is selected and the side pulls are adjusted to the required fit.
- If you experience any pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your medical professional immediately.
- Do not use over open wounds.
- Do not use the device if it is damaged and/or the packaging has been opened.

NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

USAGE INSTRUCTIONS: The skin must have no injuries and should be free of moisture, oils, creams, gels or similar residues when putting on the device. A cotton shirt or vest should be worn underneath the back support. Please ensure correct, firm placement of the back support.

CARE: The back support can be cleaned by hand-washing at 30°C. Air dry. Do not dry on a radiator. Do not iron. Do not bleach, chlorinate or clean with chemicals.

MATERIALS USED: Polyamide, polyester

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

In other circumstances, the currently applicable legal regulations apply.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

PERFIL DEL USUARIO PREVISTO:

El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente o el cuidador del paciente.

El usuario o cuidador debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

USO PREVISTO/INDICACIONES: La banda lumbar Donjoy LUMBOFORCE 5 está diseñada para proporcionar comodidad y soporte a la columna lumbar. Puede ser adecuada para el alivio sintomático del dolor agudo y crónico de la parte baja de la espalda.

Producto blando/semirrígido diseñado para restringir el movimiento a través de una construcción elástica o semirrígida.

CONTRAINDICACIONES: Si tiene trastornos o lesiones cutáneas en la parte relevante del cuerpo, el producto debe colocarse y usarse solo después de consultar con un profesional médico.

No usar si es alérgico a alguno de los materiales que contiene este producto.

APLICACIÓN DEL SOPORTE DORSAL

1. Si es posible, el soporte dorsal debe colocarse con el usuario en posición vertical. El soporte dorsal se ha sujetado correctamente si el borde azul queda arriba y el borde inferior cubre la cresta ilíaca. Las tiras de ajuste lateral se pueden apretar según las necesidades de soporte de cada individuo y se pueden cerrar en los paneles de cierre. (Fig. 1)
2. El armazón de aluminio y el escudo dorsal de plástico se cierran en el centro del interior del soporte para espalda con el Velcro. Un técnico ortopédico tendrá que adaptar el marco de aluminio antes de su uso doblando, con las manos, para ajustarlo a la forma del cuerpo. (Fig. 2)
3. Antes de aplicar el soporte para espalda, se pueden apretar los bordes de los extremos de las tiras de ajuste lateral en el lado, con el Velcro, para que resulte más fácil alcanzarlas. (Fig. 3)
4. Sostenga el soporte dorsal, insertando las manos en los cómodos bolsillos de agarre, y colóquelo alrededor de la cintura. Durante esta operación, el armazón de aluminio y el escudo dorsal deben situarse en el centro, sobre la columna lumbar. Los papeles centrales de cierre deberían quedar paralelos entre sí (si es usted un hombre) o ligeramente en ángulo (si es usted una mujer). Extraiga a continuación la mano izquierda del bolsillo de agarre y, con la derecha, presiónelo firmemente sobre el panel de cierre superior. (Fig. 4)
5. De las tiras de ajuste lateral se tira por igual con poca fuerza, hasta conseguir el nivel deseado de compresión y estabilización. Después se cierran en los paneles de cierre superior del Velcro. (Fig. 5)
6. El soporte dorsal debe quedar apretado, adaptarse bien al cuerpo y brindar un alivio cómodo. Cuando se siente, el soporte dorsal no debe aplicar presión alguna en la ingle. (Fig. 6)

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Para obtener la máxima eficacia, asegúrese de seleccionar el tamaño correcto de la banda y de regular los tirantes laterales al ajuste requerido.
- Si sufre algún dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.
- No debe aplicarse sobre heridas abiertas.
- No utilice el dispositivo si está dañado o si el empaque está abierto.

NOTA: Comuníquese con el fabricante y la autoridad competente en caso de un incidente grave que surja debido al uso de este dispositivo.

INSTRUCCIONES DE USO: Cuando se coloque el dispositivo, la piel no ha de tener lesiones ni humedad, aceites, cremas, geles ni residuos de ninguna otra sustancia similar. Debajo del soporte dorsal se debe llevar una camiseta o camisa de algodón. Compruebe que el soporte para espalda esté en la colocación correcta y que esta sea firme.

CUIDADOS: Para limpiarlo, el soporte dorsal se puede lavar a mano a 30 °C. Séquelo al aire. No lo seque sobre un radiador. No lo planche. No debe ponerse en lejía, tratarse con cloro ni limpiarse con productos químicos.

MATERIALES UTILIZADOS: Poliamida, poliéster

GARANTÍA: DJO, LLC reparará o sustituirá toda o parte de la unidad y sus accesorios por defectos de material o mano de obra durante los seis meses siguientes a la fecha de venta. En cualquier otra circunstancia, se aplicará la normativa legal pertinente.

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.



NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SÖRFGÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DES PRODUKTS IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

ANWENDERPROFIL:

Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten oder Pflegekräfte des Patienten bestimmt.

Der Anwender oder die Pflegekraft sollte in der Lage sein, alle Anweisungen, Warnungen und Vorschichtsinweise in den Gebrauchsinformationen zu lesen, zu verstehen und physisch auszuführen.

VERWENDUNGSZWECK/INDIKATIONEN: Donjoy LUMBOFORCE 5 wurde entwickelt, um Komfort und Stützung für die Lendenwirbelsäule zu bieten. Das Produkt kann die Symptome von akuter und chronischer Lumbalgie lindern. Textilmaterial/halbsteif, um Bewegungen durch eine elastische oder halbsteife Konstruktion einzuschränken.

KONTRAINDIKATIONEN: Bei Hauterkrankungen/-verletzungen an der betreffenden Körperstelle sollte das Produkt nur nach Rücksprache mit einem Arzt angepasst und getragen werden.

Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe allergisch sind.

ANBRINGEN DER RÜCKENSTÜTZE:

1. Sofern möglich, die Rückenstütze im Stehen anlegen. Die Rückenstütze ist korrekt angelegt, wenn sich die blaue Kante oben befindet und die untere Kante den Beckenkamm bedeckt. Die lateralen Zuggurte können je nach Bedarf festgezogen werden und dann an den vorderen Verschlussklappen mit dem Klettverschluss befestigt werden. (Abb. 1)
2. Der Aluminiumrahmen und das dorsale Kunststoffschild werden mittig auf der Innenseite der Rückenstütze mit einem Klettverschluss befestigt. Der Aluminiumrahmen muss zuvor von einem Orthopädiemechaniker per Hand an die Körperform angepasst werden. (Abb. 2)
3. Vor dem Anlegen der Rückenstütze werden die Enden der lateralen Zuggurte an der Seite mit dem Klettverschluss befestigt, sodass sie leicht zu erreichen sind. (Abb. 3)
4. Zum Halten der Rückenstütze die linke Hand auf der Griffschleife einführen und um die Taille wickeln. Dabei sollten der Aluminiumrahmen und das dorsale Schild mittig über der Lendenwirbelsäule positioniert werden. Wenn Sie ein Mann sind, müssen die vorderen Verschlussklappen parallel zueinander geschlossen werden; wenn Sie eine Frau sind, müssen die vorderen Verschlussklappen in einem leichten Winkel geschlossen werden. Anschließend die linke Hand aus der Griffschleife ziehen und mit der rechten Hand fest auf die obere Verschlussklappe drücken. (Abb. 4)
5. Die lateralen Zuggurte werden sanft und gleichmäßig nach vorne gezogen, bis die gewünschte Kompressions- und Stabilisierungsstufe erreicht ist. Sie werden an den vorderen Verschlussklappen mit dem Klettverschluss befestigt. (Abb. 5)
6. Die Rückenstütze muss fest anliegen, gut an die Körperform angepasst sein und eine angenehme Linderung bieten. Beim Hinsetzen darf die Rückenstütze keinen Druck auf die Leistenregion ausüben. (Abb. 6)

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Per la massima efficacia, assicurarsi di selezionare la dimensione corretta della cinghia e di regolare le fascette laterali per ottenere l'aderenza richiesta.
- Qualora si verificano dolore, gonfiore, cambiamenti nella sensazione o altre reazioni insolite durante l'uso di questo prodotto, contattare immediatamente il medico.
- Non usare su ferite aperte.
- Nicht auf offenen Wunden verwenden.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist und/oder die Verpackung geöffnet wurde.

HINWEIS: Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.

BENUTZUNGSHINWEISE: Die Haut muss frei von Verletzungen sein und sollte frei von Feuchtigkeit, Ölen, Cremes, Gelen oder ähnlichen Rückständen sein, wenn das Produkt angelegt wird. Unter der Rückenstütze sollte ein Baumwollhemd oder eine Weste getragen werden. Korrekten und festen Sitz der Rückenstütze sicherstellen.


PFLGE: Die Rückenstütze kann von Hand bei 30 °C gereinigt werden. Lufttrocknen. Nicht auf einem Heizkörper trocknen. Nicht bügeln. Keine Chlorbleiche verwenden, chlorieren oder mit Chemikalien reinigen.

VERWENDETE MATERIALIEN: Polyamid, Polyester

GARANTIE: DJO, LLC gewährleistet bei Material- oder Herstellungsfehlern die Reparatur bzw. den Austausch des vollständigen Produkts oder eines Teils des Produkts und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

Andernfalls gelten die derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

NUR ZUM GEBRAUCH AN EINEM EINZIGEN PATIENTEN BESTIMMT.



NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

PROFILO UTENTE PREVISTO:

Il prodotto è destinato a essere utilizzato da medici professionisti autorizzati, dal paziente o dal caregiver del paziente.

L'utente o il caregiver deve poter leggere, comprendere ed essere fisicamente in grado di seguire tutte le istruzioni, avvertenze e precauzioni fornite nelle informazioni per l'uso.

USO PREVISTO/INDICAZIONI: Il Donjoy LUMBOFORCE 5 è studiato per fornire comfort e supporto alla regione lombare della regione lombare della colonna vertebrale. Può essere adatto per il sollievo sintomatico della lombalgia acuta e cronica. Progettato nella modalità morbida/semirigida, per limitare il movimento grazie a una struttura elastica o semirigida.

CONTRAINDICAZIONI: In caso di malattie/lesioni della pelle nella parte del corpo interessata, il prodotto deve essere adattato e indossato solo dopo aver consultato un medico professionista.

Non utilizzare se allergici a uno qualsiasi dei materiali contenuti in questo prodotto.

APPLICAZIONE DEL SUPPORTO LOMBARE:

1. Se possibile, indossare il supporto lombare in posizione eretta. Il supporto lombare è posizionato correttamente se il bordo blu si trova in alto e il margine inferiore ricopre la cresta iliaca. Le cinghie di trazione laterali possono essere tese in base alle esigenze di supporto individuali e quindi fissate sui pannelli di chiusura frontali, utilizzando il velcro (Fig. 1).
2. Attaccare il telaio in alluminio e il pannello protettivo dorsale in plastica con il velcro al centro della parte interna del supporto lombare. Il telaio in alluminio deve essere precedentemente adattato alla forma del corpo, piegandolo a mano, da parte di un tecnico ortopedico (Fig. 2).
3. Prima di applicare il supporto lombare, i bordi finali delle cinghie di trazione laterali sono serrati lateralmente col velcro, quindi sono facili da raggiungere (Fig. 3).
4. Afferrare il supporto lombare inserendo le mani all'interno delle comode tasche per impugnatura e avvolgerlo intorno alla vita. Durante questa operazione, il telaio in alluminio e il pannello protettivo dorsale devono rimanere al centro, a copertura della regione lombare della colonna vertebrale. I pannelli di chiusura frontali devono essere richiudi paralleli l'un l'altro per gli uomini e in posizione leggermente angolata per le donne. Entrare la mano sinistra dalla tasca per impugnatura e con la mano destra premere saldamente il pannello di chiusura superiore (Fig. 4).
5. Tirare delicatamente in avanti le fasce tiranti laterali in ugual misura, fino al livello di compressione e stabilizzazione desiderato. Sono quindi fissate sui pannelli di chiusura frontale col velcro (Fig. 5).
6. Il supporto lombare deve essere ben allacciato, adattarsi al meglio al corpo e fornire un sollievo confortevole. Il supporto lombare non deve esercitare alcuna pressione sull'inguine in posizione seduta (Fig. 6).

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

- Per la massima efficacia, assicurarsi di selezionare la dimensione corretta della cinghia e di regolare le fascette laterali per ottenere l'aderenza richiesta.
- Qualora si verificano dolore, gonfiore, cambiamenti nella sensazione o altre reazioni insolite durante l'uso di questo prodotto, contattare immediatamente il medico.
- Non usare su ferite aperte.
- Nicht auf offenen Wunden verwenden.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist und/oder die Verpackung geöffnet wurde.

NOTA: Contattare il produttore e l'autorità competente in caso di gravi incidenti dovuti all'uso di questo dispositivo.

ISTRUZIONI D'USO: prima di indossare il dispositivo, verificare che la pelle sia priva di ferite, asciutta e che non presenti residui di oli, creme, gel o simili. È necessario indossare una maglietta o una canottiera di cotone sotto il supporto lombare. Assicurarsi che il supporto lombare sia applicato in modo saldo e corretto.

CURA: Il supporto lombare può essere lavato a mano a 30 °C. Lasciare asciugare all'aria. Non asciugare su un termosifone. Non stritare. Non lavare con candeggina, prodotti a base di cloro o prodotti chimici.

MATERIALI UTILIZZATI: poliammide, poliester

GARANZIA: DJO, LLC riparerà o sostituirà l'intero prodotto o parti di esso e i relativi accessori in caso di difetti nella lavorazione o nel materiale per un periodo di sei mesi dalla data di acquisto.

In circostanze diverse, saranno applicabili le relative normative legali correnti.

PER L'USO SU UN SOLO PAZIENTE.



NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR VISÉ :

Le produit s'adresse à un professionnel de santé agréé, au patient ou au soignant du patient.

L'utilisateur ou le soignant doit être capable de lire et de comprendre l'ensemble des consignes, des avertissements et des précautions qui figurent dans le mode d'emploi, et il doit être physiquement apte à les respecter.

UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS : Le produit Donjoy LUMBOFORCE 5 est conçu pour offrir confort et soutien au rachis lombaire. Il peut convenir au soulagement symptomatique des douleurs dorsales aiguës et chroniques. Produit en textile/matériau semi-rigide conçu pour restreindre le mouvement grâce à une construction élastique ou semi-rigide.

CONTRE-INDICATIONS : En cas de troubles/lésions cutanées dans la partie concernée du corps, le produit ne doit être mis en place et porté qu'après consultation d'un professionnel de santé.

Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des matériaux contenus dans ce produit.

MISE EN PLACE DU SUPPORT DORSAL :

1. Si possible, le support dorsal doit être mis en place en position debout. Le support dorsal est correctement positionné lorsque le bord bleu se trouve en haut et que le bord inférieur couvre la crête iliaque. Les sangles de traction latérales peuvent être serrées en fonction des besoins de soutien individuels, puis fixées sur les panneaux de fermeture avant à l'aide des bandes Velcro. (Fig. 1)
2. Le cadre en aluminium et la protection dorsale en plastique sont fixés au centre, à l'intérieur du support dorsal, par des bandes Velcro. Le cadre en aluminium doit être préalablement adapté par un technicien orthopédique en le pliant, à la main, à la forme du corps. (Fig. 2)
3. Avant d'appliquer le support dorsal, les extrémités des lanières latérales sont fixées sur le côté, par des bandes Velcro, de sorte qu'elles soient faciles d'accès. (Fig. 3)
4. Tenir le support dorsal en insérant les mains dans les poches de maintien, et le passer autour de la taille. Le cadre en aluminium et la protection dorsale doivent être placés au centre, sur le rachis lombaire. Les panneaux de fermeture avant doivent être fermés parallèlement les uns aux autres, à la fois pour l'homme et légèrement inclinés si vous êtes une femme. Retirer ensuite la main gauche de la poche de maintien, et appuyer fermement de la main droite sur le panneau de fermeture supérieur. (Fig. 4)
5. Tirer doucement les sangles latérales vers l'avant jusqu'à obtenir le niveau de compression et de stabilisation désiré. Les fixer ensuite sur les panneaux de fermeture avant du velcro (Fig. 5)
6. Le support dorsal doit être bien serré, bien adapté au corps et offrir un soulagement confortable. Le support dorsal ne doit pas appuyer sur l'aîne en position assise. (Fig. 6)

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

- Pour une efficacité maximale, s'assurer de choisir la bonne taille de sangle et de régler les sangles latérales selon l'ajustement requis.
- En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation ou d'autres réactions anormales lors de l'utilisation de ce produit, contacter immédiatement un professionnel de santé.
- Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
- Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé et/ou si l'emballage a été ouvert.

REMARQUE : Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave découlant de l'utilisation de ce dispositif.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : La peau doit être saine et nette, sans blessure, huiles, crèmes ou gels hydratants ou autre produit susceptible de laisser des résidus lors de la mise en place du produit. Porter une chemise ou un gilet en coton sous le support dorsal. S'assurer que le support dorsal est bien positionné et bien ajusté.

ENTRETIEN : Le support dorsal peut être lavé à la main à 30 °C. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas faire sécher sur un radiateur. Ne pas repasser. Ne pas javelliser, chlorer ni nettoyer avec des produits chimiques.

MATÉRIAUX UTILISÉS : Polyamide, polyester

GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie du dispositif et de ses accessoires en cas de défaut du matériel ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

Dans d'autres cas, les réglementations légales en vigueur s'appliquent.

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT.



FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING COMPLETAMENTE EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT INSTRUMENT GEBRUIKT. JUIST GEBRUIK IS BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

BEOOGD GEBRUIKERSPROFIEL:

O gebruiker moet een bevoegde medische professional, de patiënt of de zorgverlener van de patiënt zijn.

De gebruiker of zorgverlener moet in staat zijn om alle aanwijzingen, waarschuwingen en aandachtspunten in de gebruiksaanwijzing te lezen, te begrijpen en fysiek uit te voeren.

BEOOGD GEBRUIK/INDICATIES: De Donjoy LUMBOFORCE 5 is ontworpen voor comfort en ondersteuning van de lendenwervels. Het hulpmiddel kan geschikt zijn voor de symptomatische verlichting van acute en chronische lage rugpijn.

Ontworpen met zacht/semi-rigide materiaal om beweging te beperken door een elastische of semi-rigide constructie.

CONTRA-INDICATIES: Als u huidaandoeningen/-letsels in het betreffende deel van het lichaam hebt, mag het product alleen worden aangebracht en gedragen na overleg met een medische professional.

Niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de materialen in dit product.

AANBRENGEN VAN DE RUGSTEUN:

1. De rugsteun moet, indien mogelijk, staand worden omgedaan. De rugsteun is correct geplaatst als de blauwe rand zich bovenaan bevindt en de onderste rand over de bekkenkam valt. Overeenkomstig de individuele ondersteuningsbehoefte kunnen de laterale trekbanden worden aangekroket en vervolgens met de klittenbandsluiting aan de sluitpanelen op de voorzijde worden bevestigd. (Abb. 1)
2. Het aluminium frame en de kunststof rugplaat worden in het midden van de rugsteun aan de binnenkant met een klittenbandsluiting bevestigd. Het aluminium frame moet eerst door een orthopedisch technicus met de hand in de vorm van het lichaam worden gebogen. (Abb. 2)
3. Voor het aanbrengen van de rugsteun worden de uiteinden van de laterale trekbanden met de klittenbandsluiting aan de zijkant bevestigd. Ze zijn daardoor gemakkelijk bereikbaar. (Abb. 3)
4. Houd de rugsteun vast door uw handen in de comfortabele steekzakken te schuiven en wikkel de steun om uw middel. Hierbij moeten het aluminium frame en de rugplaat in het midden, over de wervelkolom worden geplaatst. De sluitpanelen aan de voorzijde moeten voor de klittenbandsluiting aan de zijkant bevestigd zijn. (Abb. 4)
5. Trek de laterale trekbanden voorzichtig tegelijk naar voren totdat het gewenste compressie- en stabilisatieniveau is bereikt. Bevestig ze vervolgens met de klittenbandsluiting aan de sluitpanelen aan de voorzijde. (Abb. 5)
6. De rugsteun moet stevig zijn vastgemaakt, uw lichaam goed omsluiten en comfortabele verlichting bieden. De rugsteun mag als u zit niet op de lies drukken. (Abb. 6)

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN: • Voor maximale doeltreffendheid moet u ervoor zorgen dat de juiste maat band is geselecteerd en dat de zijbanden zijn aangepast aan de benodigde pasvorm.

- Neem onmiddellijk contact op met uw medisch deskundige als u pijn, zwelling, gevoelsveranderingen of andere ongebruikelijke reacties ondervindt terwijl u dit product gebruikt.
- Niet gebruiken op open wonden.
- Gebruik dit hulpmiddel niet als het beschadigd is en/of de verpakking is geopend.

OPMERKING: Neem contact op met de fabrikant en de bevoegde autoriteit in geval van een ernstig incident dat ontstaat naar aanleiding van gebruik van dit hulpmiddel.

GEBRUIKSAANWIJZING: Het hulpmiddel mag alleen worden omgedaan als de huid niet beschadigd of vochtig is en geen sporen van olie, crème, gel of een soortgelijk materiaal vertoont. Onder de rugsteun moet een katoenen T-shirt of hemd worden gedragen. Let op dat de rugsteun stevig zit en correct is omgedaan.

VERZORGING: De rugsteun kan op de hand op 30 °C worden gewassen. Niet op een radiator drogen. Niet drogen op een radiator. Niet strijken. Niet bleken, chloreren of reinigen met chemicaliën.

GEBRUIKTE MATERIALEN: Polyamide, polyester

GARANTIE: Gedurende een periode van zes maanden na de verkoopdatum repareert DJO, LLC het product en de bijbehorende accessoires geheel of gedeeltelijk, of wordt het product vervangen als er materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd.

In andere gevallen gelden de momenteel toepasselijke wettelijke regels.

UTSUIJTEND BESTEMD VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT.



BEVAT GEEN NATUURLIJK RUBBERLATEX.

PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEQUENTES INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRECTA É VITAL AO FUNCIONAMENTO CORRECTO DO DISPOSITIVO.

PERFIL DO UTILIZADOR PREVISTO:

O utilizador previsto deverá ser um profissional médico licenciado, o paciente ou o prestador de cuidados do paciente.

O utilizador ou o prestador de cuidados deve conseguir ler, compreender e ser fisicamente capaz de efectuar todas as instruções, advertências e cuidados mencionados nas informações de utilização.


UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES: O Suporte LUMBOFORCE 5 da Donjoy foi concebido para proporcionar conforto e suporte à coluna lombar. Pode ser adequado para o alívio sintomático da lombalgia aguda e crónica.

Artigo flexível/semi-rígido para restringir o movimento através de uma construção elástica ou semi-rígida.

CONTRA-INDICAÇÕES: se tem doenças de pele/lesões na parte relevante do corpo, o produto deve ser ajustado e usado apenas após consulta com um profissional médico. Não utilize se for alérgico a qualquer um dos materiais contidos neste produto.

APLICAR O SUPORTE DORSAL:

1. Se possível, deve aplicar o suporte dorsal enquanto está de pé. O suporte dorsal é bem colocado se a extremidade azul estiver em cima e a extremidade inferior cobrir a crista ilíaca. As correias laterais podem ser apertadas de acordo com as necessidades individuais de suporte e, em seguida, apertadas nos painéis de fecho dianteiros, utilizando o velcro. (Fig. 1)
2. A estrutura de alumínio e a protecção dorsal de plástico são fixadas por velcro, ao centro, no interior do suporte dorsal. A estrutura de alumínio deve ser previamente ajustada por um técnico ortopédico, dobrando-a manualmente, para se adaptar à forma do corpo. (Fig. 2)
3. Antes de aplicar o suporte dorsal, as extremidades terminais das correias laterais são apertadas de lado, através de um velcro, para serem fáceis de alcançar. (Fig. 3)
4. Segure no suporte dorsal inserindo as mãos nos confortáveis bolsos de aperto e coloque o suporte à volta da cintura. Ao fazê-lo, a estrutura de alumínio e a protecção dorsal devem ficar posicionadas no centro, sobre a coluna lombar. Os painéis de fecho dianteiros devem ser fechados de modo a ficarem paralelos entre si, se for homem, ou com um ligeiro ângulo, se for mulher. Em seguida, retire a mão esquerda do bolso de aperto e, com a mão direita, pressione firmemente o painel de fecho que fica por cima. (Fig. 4)</



ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE:
Zamýšleným uživatelem je zdravotnický pracovník s licenci, pacient nebo pacientův pečovatel.

Uživatel nebo pečovatel musí být schopen přečíst všechny pokyny, varování a upozornění uvedené v tomto návodu k použití, porozumět jim a fyzicky je zvládnout.

ÚČEL POUŽITÍ / INDIKACE: Bederní pás Donjoy LUMBOFORCE 5 je určen k poskytnutí pohodlí a k podpoře bederní páteře. Může být vhodný pro symptomatickou úlevu od akutní a chronické bolesti v dolní části zad.

Měkká/polutuhá pomůcka je navržena k omezení pohybu díky pružnému nebo polotuhému provedení.

KONTRAINDIKACE: Pokud máte na příslušné části těla omečenost či poranění kůže, před nasazením a používáním tohoto výrobku se poraďte s lékařem.

Pokud jste alergičtí na jakékoli materiály obsažené v tomto výrobku, nepoužívejte jej.

NASAZENÍ ŽÁDOVÉ ORTÉZY:
1. Je-li to možné, nasazujte žádovou ortézu ve stoje. Žádová ortéza je nasazena srovnávně, když je modrý okraj nahore a dolní okraj zakrývá hřeben kosti kyčelní. Laterální popruhy lze utáhnout tak, aby bylo dosaženo potřebné podpory, a poté pomocí suchého zipu připevnit k předním uzavíracím panelům. (Obr. 1)

2. Hliníkový rám a plastový dorzální štít se připevňují ke středu žádové ortézy (na její vnitřní straně) pomocí suchého zipu. Hliníkový rám musí předtím upravit ortopedický technik – ručně jej ohne do tvaru těla pacienta. (Obr. 2)

3. Před nasazením žádové ortézy je vhodné konce laterálních popruhů připevnit na jedné straně suchým zipem, abyste na ně lehce dosáhli. (Obr. 3)

4. Žádovou ortézu přidržíte vložením rukou do kapes pro pohodlný úchop a ovítnete kolem pasu. Hliníkový rám a dorzální štít musí být při tom na bederní páteři vystředěny. Přední uzavírací panely je nutné zavázat rovnoměrně vedle sebe (pokud jste muž) a nebo v mírném sklonu (pokud jste žena). Poté vytáhnete levou ruku z úchopu a pravou rukou pevně zatlačte na horní uzavírací panel. (Obr. 4)

5. Jemně táhněte laterální popruhy směrem vpřed (oba stejnou silou) až do polohy, ve které dosáhnete požadované komprese a stabilizace. Poté je pomocí suchého zipu připojte k předním uzavíracím panelům. (Obr. 5)

6. Žádová ortéza musí být těsně utažena, musí dobře padnout a zajišťovat pohodlnou úlevu. Žádová ortéza nesmí při sezení tláčit v třísech. (Obr. 6)

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Maximální účinnosti prostředku dosáhnete zvolením správné velikosti popruhu a a vhodným upravením postranních pásků. • Pokud při používání tohoto produktu pociťujete jakoukoli bolest, otok, změny citu při dotyku nebo jakékoli jiné neobvyklé reakce, obraťte se okamžitě na svého lékaře.
- Nepřikládejte na otevřené rány.
- Nepoužívejte prostředek, je-li poškozen a/nebo je-li obal otevřen.

POZNÁMKA: Pokud kvůli použití této pomůcky dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobci a příslušnému orgánu.

POKYNY K POUŽITÍ: Při nasazování ortézy nesmí být pokožka poraněná, musí být suchá, bez přítomnosti oleje, krému, gelu a podobných látek. Pod žádovou ortézu je vhodné nosit bavlněné tričko nebo nátlínik. Žádová ortéza musí být nasazena správně a pevně.

PÉČE: Žádovou ortézu je možné prát v ruce při teplotě 30 °C. Sušte na vzduchu. Nesušte na topení. Nežehlete. Nepoužívejte bělidlo ani chlorové přípravky. Nečistěte chemickými přípravky.

POUŽITÉ MATERIÁLY: polyamid, polyester

ZÁRUKA: Společnost DJO, LLC opraví nebo nahradí celou jednotku nebo kteroukoli část jednotky a její příslušenství při závadě materiálu nebo vadě zpracování do šesti měsíců od data prodeje.

V ostatních případech platí aktuálně platné zákonné nařízení.

POUZE PRO JEDNOHO PACIENTA.

NE OBSAHUJE PŘÍRODNÍ PRÝVÝK LATLEX.

POZNÁMKA: A) KEĎ SA V NAJMODERNEJŠÍCH TECHNIK VENOVALO VEŠTKO ÚSILIE ZISKUANI MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKOHLI, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVANÍ TOHTO PRODUKTU ZABRÁNÍ PORANENÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELE NÁSLEDUJÚCE INSTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNGOVANIU.

PROFIL ZAMÝŠLENÉHO POUŽIVATEĽA:
Zamýšľaný používateľ má byť zdravotnícky pracovník s platným oprávnením, pacient alebo ošetrovateľ pacienta.

Príživateľ alebo ošetrovateľ musia byť schopní prečítať si všetky pokyny, varovania a upozornenia v návode na použitie. Musia im porozumieť a byť fyzicky schopní ich vykonať.

ÚČEL POUŽITIA/INDIKÁCIE: Telový popruh Donjoy LUMBOFORCE 5 je určený na poskytnutie pohodlia a opory dniekovej chrbtice. Môže byť vhodný na úľavu od symptomatickej akútnej a chronickej bolesti dolnej časti chrbta.

Jemná/polutuhá pomôcka, navrhnutá tak, aby obmedzila pohyb vďaka elastickému a polotuhému zloženiu.

KONTRAINDIKÁCIE: Ak máte na príslušnej časti tela kožné ochorenie/poranenie, ak byk by sa mal nasadiť a používať iba po konzultácii s lekárom.

Nepoužívajte, ak máte alergiu na niektorý z materiálov obsiahnutých v tomto produkte.

NASADENIE CHRBTVOJE OPORY:
1. Ak je to možné, chrbtovú oporu by mala byť nasadená v kľbo. Chrbtovú oporu je správne zaviazaná, ak je modrý okraj navrchu a dolný okraj zakrýva bedrové hrebene. Laterálne popruhy je možné utiahnuť podľa požadovanej miery opory a potom pomocou suchého zipsu pripnúť k predným zatváracím dielom. (Obr. 1)

2. Hliníkový rám a plastový dorzálny štít sa upevnia pomocou suchého zipsu. Aluminiový rám musí predtým upraviť ortopedický technik – ručne ho ohne do tvaru tela pacienta. (Obr. 2)

3. Pred nasadením chrbtovoj opory je vhodné konce laterálnych popruhov pripnúť na jednej strane suchým zipsom, aby ste na ne ľahko došli. (Obr. 3)

4. Vložte ruky do pohodlných príchytových vreciek, podržte ortopedickú oporu a ovitok jej okolo vášho pásu. Pri tomto kroku by mal byť hliníkový rám a dorzálny štít umiestnený v strede nad bedrovou chrbticou. Predné zatváracie diely by mali byť navzájom uzatvorené paralelne, v prípade že ste muž, a v miernom uhle, ak ste žena. Potom vyberte vašu ľavú ruku z príchytového vrecka a pravou rukou pevne stlačte predný zatvárací diel. (Obr. 4)

5. Jemne potiahnite laterálne popruhy smerom dopredu, až kým sa dostanú do polohy, v ktorej dosiahnete požadovanú kompresiu a stabilizáciu. Potom ich pomocou suchého zipsu pripojte k predným zatváracím dielom. (Obr. 5)

6. Chrbtová opora by mala byť dôkladne upevnená, mala by dobre sedieť na vašom tele a poskytovať pohodlnú úľavu. Pri sedení by chrbtová opora nemala tlačiť na slabiny. (Obr. 6)

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- Pre maximálnu účinnosť sa uistite, že ste zvolili správnu veľkosť remienka a bočné popruhy sú utiahnuté tak, aby vám dobre sedeli. • Ak pri používaní tohto výrobku pociťujete bolesť, opuch, vnemové zmeny alebo akékoľvek nezvyčajné reakcie, okamžite sa obráťte na svojho lekárskeho odborníka.
- Anordningen må ikke anvendes, hvis den er beskadiget og/eller emballagen har været åbnet.
- Nepoužívajte na otvorené rany.
- Pomôcku nepoužívajte, ak je poškodená a/alebo ak bolo otvorené balenie.

POZNÁMKA: V prípade závažného incidentu súvisiaceho s používaním tejto pomôcky sa obráťte na výrobcu a kompetentný úrad.

POKYNY NA POUŽÍVANIE: Pri nasadzovaní pomôcky nesmie byť koža poranená, nemala by byť vlhká a nemali by sa na nej nachádzať zvyšky olejov, krémov, gélov a pod. Pod chrbtovú oporu by sa malo nosiť bavlnené tričko alebo telko. Chrbtová opora musí byť nasadená správne a pevne.

STAROSTLIVOSŤ: Chrbtovú oporu je možné vyčistiť ručným pránim pri 30 °C. Sušte na vzduchu. Nesušte na radiátore. Nežehlite. Nečistite pomocou bielidla, chlóru ani chemikálií.

POUŽITÉ MATERIÁLY: polyamid, polyester

ZÁRUKA: Spoločnosť DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu časti alebo celého výrobku a jeho príslušenstva z dôvodu chyby materiálu alebo spracovania počas šiestich mesiacov od dátumu predaja.

Pri ďalších okolnostiach sa uplatňujú súčasne platné právne predpisy.

NA POUŽITIE LEN PRE JEDNÉHO PACIENTA

IKKE FREMSTILLET MED NATURGUMMILATEX.

POZNÁMKA: PRI VÝROBE NEBOL POUŽITÝ PŘÍRODNÝ GUMOVÝ KAUCUK.

POZNÁMKA: A) KEĎ SA V NAJMODERNEJŠÍCH TECHNIK VENOVALO VEŠTKO ÚSILIE ZISKUANI MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKOHLI, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU NIE JE ÚČINNOU PREVENCIU VOČI PORANENIU.

DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

TILSIGTET BRUGERPROFIL:
Den tilsigtede bruger skal være en autoriseret læge, patienten eller patientens plejer.

Brugeren eller omsorgspersonen skal kunne læse, forstå og være fysisk i stand til at udføre alle anvisninger, advarsler og forsigtighedsregler, som er angivet i brugsanvisningen.

TILSIGTET ANVENDELSE/INDIKATIONER: Donjoy LUMBOFORCE 5 er designet til at give komfort og komfort til lænderygsøjlen. Den kan være egnet til symptomatisk lindring af akutte og kroniske lændesmerter.

Blødt/halvtstift design, som begrænser bevægelse gennem en elastisk eller halvstiv konstruktion.

KONTRAINDIKATIONER: Hvis du har hudsygdomme/skader på den relevante del af kroppen ska produktet kun tilpasses og bæres efter konsultation med en læge.

Må ikke anvendes, hvis du er allergisk over for nogle af materialerne i dette produkt.

ANVENDELSE AF LÆNDESTØTTEN:
1. Lændestøtten skal påsættes stående, hvis det er muligt. Lændestøtten er korrekt påsat, hvis den blå kant er øverst, og den nederste kant dækker hoftebenskammen. Trækremmene i siden kan tilspændes alt efter de individuelle støttebehov og derefter fastgøres på de forreste lukkepaneler ved hjælp af en krog og løkke. (Fig. 1)

2. Aluminiumsrammen og plastikrygskjoldet fastgøres i midten på indersiden af lændestøtten ved hjælp af en krog og løkke. Aluminiumsrammen og rygskjoldet være forlånad af en ortopedisk tekniker ved at bøje den på bøjde rammen efter kroppens form. (Fig. 2)

3. Inden lændestøtten tages på, fastgøres enderne af de laterale spænderemne på siden ved hjælp af burrebånd, så de er lette at nå. (Fig. 3)

4. Hold lændestøtten ved at sætte hænderne ind i de bevægbare greppickomr og vind den om taljen. Når dette foretages, skal aluminiumsrammen og rygskjoldet være placeret i midten, over lænderygsøjlen. Lukkepanelerne forrest skal lukkes parallelt med hinanden, hvis brugeren er en mand, og med en lille vinkel, hvis brugeren er en kvinde. Tag derefter venstre hånd ud af gribelommen, og tryk godt ned på øverste lukkepanel med højre hånd. (Fig. 4)

5. Trækremmene i siden trækkes fremad uden brug af for meget kraft, indtil det ønskede kompressions- og stabiliseringsniveau er nået. De fastgøres derefter på lukkepanelerne på forsiden med burestrimlen. (Fig. 5)

6. Lændestøtten skal strammes godt, passe kroppen godt og give komfortabel støtte. Lændestøtten bør ikke påføre tryk på lysken, når brugeren sidder ned. (Fig. 6)

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:

- For at opnå maksimal effekt skal det sikres, at der vælges den korrekte størrelse rem, og at sidetrækkene justeres til den ønskede passform. • Hvis der opstår smerter, hævelser, sansesmæssige forandringer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal lægen omgående kontaktes.
- Må ikke anvendes over åbne sår.
- Anordningen må ikke anvendes, hvis den er beskadiget og/eller emballagen har været åbnet.

BEMÆRK: Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af, at der opstår en alvorlig hændelse som følge af anvendelsen af denne anordning.

BRUGSANVISNINGER: Huden får inte vara skadad och ska vara fri från fukt, oljor, cremer,geler eller tilsälvarende, när enheden tages på. Der bør anvendes en bomuldsbluse eller vest under lændestøtten. Sørg for, at lændestøtten sidder korrekt og godt fast.

RENGØRINGSVEJLEDNING: Lændestøtten kan rengøres ved håndvask ved 30 °C. Luftør. Træk ikke på en radiator. Må ikke stryges. Må ikke bleges eller behandles med klorin og må ikke rengøres med kemikalier.

ANVENDETE MATERIALER: Polyamid, polyester

GARANTI: Op til seks måneder efter salgsdatoen vil DJO, LLC i tilfælde af fejl i materialer eller udførelse helt eller delvist reparere eller udfiske enheden samt tilbehør.

Under andre omstændigheder gælder de aktuelt gældende lovbestemmelser.

MÅ KUN BRUGES PÅ EN ENKELT PATIENT.

IKKE FREMSTILLET MED NATURGUMMILATEX.

ERKLÆRING: SELVOM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ DEN FØRENDEDE MAXIMALE FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMLIGHED, ER DETTE IKKE NOGEN GARANTI AT DER MÅN KUN UNDGÅ SKADER VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDDA ANVÄNDARE:
Den avsedda användaren ska vara legitimerad sjukvårdspersonal, patienten eller patientens vårdgivare.

Användaren eller vårdgivaren ska kunna läsa, förstå och vara fysiskt kapabel att utföra alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som anges i bruksanvisningen.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER: Donjoy LUMBOFORCE 5 är utformat för att ge komfort och stöd för korsryggen. Den kan vara lämpligt för symtomatisk lindring av akut och kronisk smärta i ryggsygen.

Mjuk/halvtstyv utformning som begränsar rörelse genom elastisk eller halvstyv konstruktion.

KONTRAINDIKATIONER: Om du har hudsjukdomar/skador i den relevanta delen av kroppen ska produkten passas in och bäras endast efter konsultation med en läkare.

Använd inte om du är allergisk mot något av materialen i denna produkt.

APPLICERING AV RYGGSTÖDET:
1. Ryggstödet ska om möjligt appliceras med patienten stående. Ryggstödet är korrekt applicerat om den blå kanten är högst upp och den undre kanten täcker höftbenskammen. Sidoremmarna kan dräs åt efter individuellt behov av stöd och därefter fastgörs på de främre förslutningspanelerna med kardborreband. (Fig. 1)

2. Aluminiumramen och ryggskölden i plast fästs med kardborre i mitten av ryggstödet insida. Aluminiumramen måste på förhand anpassas av en ortopedtekniker genom att denne för hand böjer ramen efter kroppens form. (Fig. 2)

3. Innan ryggstödet appliceras ska ändarnas kanter på sidoremmarna fästas med kardborreband på sidan så att de blir enkla att nå. (Fig. 3)

4. Håll i ryggstödet genom att föra in dina händer i de bekväma greppfickorna, och linda det runt din midja. Under detta förande ska aluminiumramen och ryggskölden placeras i mitten av ryggen över ländpartiet. De främre förslutningspanelerna ska stängas parallellt mot varandra om du är en man, och i en liten vinkel om du är en kvinna. Dra sedan ut din vänstra hand ur greppfickan och tryck med den högra handen ordentligt på den övre förslutningspanelen. (Fig. 4)

5. Sidoremmarna dras framtåt lika mycket med måttlig kraft tills du upplever en önskad kompresio- ja vakautustaso on saavutettu. Ne kiinnitetään sitten etupuolen sulkupaneleihin koukkulenkien avulla. (Kuva 5)

6. Ryggstödet ska dräs åt ordentligt, forma sig efter din kropp på ett bra sätt och ge en bekväm avlastning. Ryggstödet ska inte trycka mot lumsken när du sätter dig ned. (Fig. 6)

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- För maximal effekt, se till att rätt storlek för remmen har valts och att sidodragen justeras till önskad passform. • Om du upplever smärta, svullnad, känsel förändringar eller andra ovanliga reaktioner när du använder den här produkten, ska du omedelbart kontakta din läkare.
- Använd inte över öppna sår.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt och/eller om förpackningen har skadats.

OBSI Kontakt producenten och behörig myndighet i händelse av allvarligt tillbud i samband med användningen av denna produkt.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER: Huden får inte vara skadad och ska vara fri från fukt, oljor, krämer,geler eller liknande rester när utrustningen sätts på. En bomullsskjorta eller väst ska bäras under ryggstödet. Se till att ryggstödet placeras korrekt och att det sitter ordentligt på plats.

SKÖTSEL: Ryggstödet kan handtvättas i 30 °C och lufttorkas. Torka inte på ett element. Får ej strykas. Tvätta inte med blekmedel, klor eller kemikalier.

ANVÄNDA MATERIAL: Polyamid, polyester

GARANTI: DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vid brister i material eller utförande under en period om sex månader från försäljningsdatum. Under andra omständigheter är det aktuellt tillämplig lag som gäller.

ENDAST FÖR ANVÄNDNING PÅ EN PATIENT.

EJ TILLVERKAD MED NATURGUMMILATEX.

OBSI ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMNAS ATT SKADER FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALLA.

KÄYTTÄJÄÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET:
Käyttäjän tulee olla valtuutettu terveydenhuoltoalan ammattilainen, potilas tai hänen hoitajansa.

Käyttäjän tai hoitajan pitää pystyä lukemaan, ymmärtämään ja kyetä fyysisesti noudattamaan käyttöohjeiden kaikkia ohjeita, varoituksia ja huomautuksia.

KÄYTTÖTÄRKOITUS/KÄYTTÖAIHEET: Donjoy LUMBOFORCE 5 on suunniteltu parantamaan mukavuutta ja tukemaan lannerankaa. Se voi soveltua akuutin ja kroonisen alaseläkivun oireiden lievittämiseen.

Se on mukavan pehmeä / puolijykkä tuki, joka on suunniteltu rajoittamaan liikettä joustavan tai puolijäkän rakenteen ansiosta.

VASTA-AIHEET: Jos sinulla on ihosairauksia/vammoja kyseessä kehonosassa, tuote tulee ottaa pois ja sitä käyttää vain terveydenhuollon ammattilaisten neuvonnan jälkeen.

Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen jollekin sen sisältämälle materiaalille.

SELKÄTUEN KÄYTTÖ:
1. Jos mahdollista, selkätuki tulee pukea päälle seistessä. Selkätuki on siddttä päälle oikein, jos sen sininen reuna osoittaa ylöspäin ja alempi reuna peittää suoliin harjun. Poikittaistet vetohihnat on mahdollista kiristää yksilöllisen tukitarpeen mukaisesti ja kiinnittää sitten etupuolen sulkupaneleihin koukkulenkillä. (Kuva 1)

2. Aluminiumrunko ja muovinen selkäsuojus kiinnitetään keskelele selkätuen ja kiedo selkätuki vyötärölle ympäri. Aluminiumrunko on säädettävä tukitason ortopedisen teknikon toimesta taivuttamalla sitä käsin kehon muotoiseksi. (Kuva 2)

3. Ennen selkätuen asettamista kylvien vetonauhojen päät on kiinnitettävä kylviele koukkulenkillä siten, että niihin yttää helposti. (Kuva 3)

4. Pidä kiinni selkätuesta viemällä kätesi mukaviin otetaskuihin ja kiedo selkätuki vyötärölle ympäri. Tukea kiedoittaessa aluminiumrunko ja selkäsuojus tulee sijoittaa keskelle, lannerangan päälle. Etupuolen sulkupaneelit tulee sulkea samansuuntaisina toisiinsa nähden, mikäli olet mies, ja lievässä kulmassa, jos olet nainen. Pöiden sitten vasten kätesi otetaskuihin ja paina oikealla kädellä lujaa päällimmäisenä olevaa sulkupaneelia alas. (Kuva 4)

5. Poikittaista vetohihnoja vedetään varovasti yhtä paljon toisistaan, kunnes haluttu kompresio- ja vakautustaso on saavutettu. Ne kiinnitetään sitten etupuolen sulkupaneleihin koukkulenkien avulla. (Kuva 5)

6. Selkätuki tulee kiinnittää tiukasti, sen tulee sopia vartaloon hyvin ja tarjota mukavaa kivunlievitystä. Selkätuki ei saa aiheuttaa istuttaessa lainkaan painetta nivusiin. (Kuva 6)

VAROITUKSIA JA VAROTOIMET:

- Varmista, että valitaan oikean kokoinen hihna ja että sivuhihnat säädetään sopivan kireiksi, jotta saat parhaan tuen. • Jos tää tuotetta käytettäessä ilmenee kipua, turvotusta, tuntuomuutoksia tai muita epätavallisia reaktioita, ota välittömästi yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Älä käytä avohaavojen päällä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut ja/tai jos pakkaus on avattu.

HUOMAA: Ota yhteyttä valmistajaan ja toimivaltaiseen viranomaiseen, jos tämän laitteen käytöstä aiheutuu vakava haittatapahtuma.

KÄYTTÖOHJEET: Iholla ei saa olla haavoja eikä siinä tule olla kosteutta, öljyä, voiteita, geelejä tai muita vastaavia jäämiä, kun tuki puetaan päälle. Selkätuen alla tulee käyttää puuvillapaitaa tai -liiviä. Varmista selkätuen oikea ja tukeva sijoittaminen.

KUUNNOSAPITO: Selkätukia voidaan pestä käsin 30 °C:n lämpötilassa. Ripusta kuivumaan. Ei saa kuivata lämpöpaatterin päällä. Ei saa silitää. Ei saa valkaista, kloorata tai puhdistaa kemikaaleilla.

KÄYTETTY MATERIAALIT: polyamidi, polyesteri.

TAKUUI: DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteen osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä. Muita olosuhteita koskevat voimassa olevat määräykset ja lait.

VAIN YHDEN POTILAA KÄYTTÖÖN.

VALMISTUKSESSA EI OLE KÄYTETTY LUONNONKUMILATEKIA.

HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPIA TEKNIKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ ON PYRYTTY TARKISTAMAAN, ETÄ OPNNÄ MAXIMAL KESTÄVYYS JA MUKAVUUS OULIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN TAKUITA EI ANNETA SIITÄ, ETÄTVAHKO VOITAISSIN ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.

NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

TILTENKT BRUKER:
Tiltenkte brukere skal være autorisert medisinsk fagpersonell, pasienten eller pasientens pleier.

Brukeren eller pleieren må kunne lese gjennom, bli innforstått med og være fysisk i stand til å utføre alle anvisninger, advarsler og forsholdsregler som er beskrevet i bruksanvisningen.

TILTENKT BRUK/INDIKASJONER: Donjoy LUMBOFORCE5 er utformet for å avlaste og støtte korsryggraden. Den kan være egnet for behandling av akutte eller kroniske smerter i nedre del av ryggen.

Myk/halv- fast utforming for å forhindre bevegelse gjennom elastisk eller halv- fast konstruksjon.

KONTRAINDIKASJONER: Hvis du har hudlidelser eller -skader i det aktuelle området, skal produktet kun tilpasses og brukes etter samråd med helsepersonell.

Skal ikke brukes hvis du er allergisk mot noen av materialene i dette produktet.

BRUK AV RYGGSTØTTE:
1. Hvis det er mulig, skal ryggstøtten tas på i stående stilling. Ryggstøtten er satt riktig på når den blå kanten er øverst og den nedre kanten dekker hoftebekken. Sideroppene kan strammes etter individuelle behov for støtte og deretter festes på lukkepanelene foran med borrelåsene. (Figur 1)

2. Aluminiumsrammen og plastskjoldet festes i senter på innsiden av ryggstøtten ved bruk av borrelåsen. Aluminiumsrammen må tilpasses på forhånd av en ortopedisk tekniker ved å bøye den for hånd til kroppens form. (Figur 2)

3. Før du setter på ryggstøtten, festes endekantene på sideroppene på siden med borrelåsene slik at de er enkle å nå. (Figur 3)

4. Hold ryggstøtten ved å stikke hendene inn i de hendige gripelemmene og legg dem rundt livet. Når du gjør dette, skal aluminiumsrammen og ryggskjoldet være plassert i senter, over korsryggraden. Lukkepanelet foran skal lukkes parallelt hvis du er mann, og med en liten vinkel hvis du er kvinne. Deretter tar du den venstre hånden fra gripelemmen, og med den høyre hånden trykker du bestemt øverst på lukkepanelet. (Figur 4)

5. Sideroppene trekkes alle likt forover med mild styrke til ønsket nivå av kompresjon og stabilisering oppnås. Deretter festes de med borrelås på frontlukkepanelene. (Figur 5)

6. Ryggstøtten skal festes stramt, passe godt til kroppen og gi behagelig avlastning. Ryggstøtten skal ikke gi noe trykk i skrittet når du sitter. (Figur 6)

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:

- For å oppnå optimal effekt må du sørge for å velge stropp av riktig størrelse, og justere med sideroppene for å oppnå riktig tilpassning.
- Hvis du opplever smerte, hevelse, endringer i følelse eller andre uvanlige reaksjoner ved bruk av dette produktet, må du kontakte legen din umiddelbart.
- Skal ikke brukes over åpne sår.
- Bruk ikke denne enheten hvis den er skadet og/eller pakningen er åpenet.

MERK: Kontakt produsenten og vedkommende myndighet dersom det oppstår en alvorlig bivirkning på grunn av bruk av denne enheten.

BRUKERVEILEDNING: Huden må være skadefri og fri for fuktighet, oljer, kremer eller lignende når støtten settes på. Du bør ha på en bomullsskjorte eller vest under ryggstøtten. Påse at ryggstøtten sitter godt og er plassert riktig.

Andre tilstander som kan oppstå ved bruk av produktet:

Ikke en pasient.

IKKE LAGET AV NATURGUMMILATEKS.

ERKLÆRING: SELV OM DET ER GJORT ALT SOM KAN GJØRES MED AVANSERTE TEKNIKKER FOR Å OPNÅ MAXIMAL FUNKSJON, STYRKE, HOLDBARHET OG KOMFORT, ER DET ENKELT GARANTI FOR AT MAN KAN UNNGÅ SKADER VED Å BRUKE DETTE PRODUKTET.

简体中文

使用本器械之前，请仔细阅读以下使用说明。正确使用本器械对发挥其正常功能十分重要。

预期用户说明:
预期用户应为持证专业医护人员、患者或患者的照护者。

用户或照护者应能够阅读、理解并在身体上有能力执行使用说明中提供的所有指示、警告和注意事项。

预期用途/适应症: Donjoy LUMBOFORCE 5 旨在改善舒适度，为腰椎提供支撑。可能适用于慢性腰腿疼痛的症状缓解。

采用软性/半刚性设计，通过弹性或半刚性结构限制活动。

禁忌症: 如果您的身体相关部位有皮肤疾病/损伤，则应在咨询专业医护人员后方可安装和佩戴该产品。

若您对产品中包含的任何物质过敏，请勿使用。

使用产品:

1. 如果可能，站立时应该穿戴正确。如果护背的蓝边位于顶端，底边覆盖髋部，表示护背穿戴正确。横向拉紧带可根据个人所需的支撑需求收紧，然后通过钩和圈捆绑固定到前搭扣板上。（图 1）
2. 使用搭扣将铝制框架和塑料背垫固定到护背内侧的中央。铝制框架必须首先由矫形技师用手将其弯曲以适应患者的体型。（图 2）
3. 在使用护背之前，将横向拉紧带的末端通过搭扣固定在侧面，方便随时使用。（图 3）
4. 把手插入舒适的拉环袋内将护背固定，使其缠绕在您的腰部。在进行上述操作时，铝制框架和背垫应该位于护背中央，与腰椎相对。男性的前端搭扣板应该相互平行扣上，女性略成角度扣上。然后左手退出拉环袋，同时右手用力向内按压搭扣板的外侧。（图 4）
5. 轻轻地均匀用力，将横向拉紧带向前拉动，直到达到所需的压缩和固定水平。然后将使用搭扣将其固定在前端搭扣板上。（图 5）
6. 护背应该牢固固定，紧密贴合身体，从而提供良好的疼痛缓解作用。坐下时护背不要压迫腹部。（图 6）

警告和注意事项:

- 为获得最佳效果，请选择正确尺寸的束带，并将侧面的固定带调整到适合的松紧程度。
- 如果在本产品使用过程中出现任何疼痛、肿胀、感觉异常或其他异常反应，请立即联系您的专业医护人员。
- 切勿在开放性伤口上使用。
- 如果本器械已损坏且/或包装已打开，请勿使用。

注意: 对于因使用本器械而出现的严重事故，请联系制造商和主管部门。

使用说明: 穿戴器械时，皮肤必须完好无损，皮肤表面不能有水分、油、乳霜、凝胶或类似残留物。护背下应该穿着棉布衬衫或者背心。确保护背穿戴正确、牢固。

保养: 护背可用 30°C 温水手洗。请风干。请勿用暖气烘干。请勿熨烫。请勿漂白，用氯消毒或者用化学用品清洁。

使用的材料: 聚酰胺、聚酯

保修: 自购买之日起六个月内，如果出现材料或工艺方面的缺陷，DJO, LLC 将完全或部分维修或更换本装置及其附件。

其他情况遵循当前适用的法规。

仅供一名患者使用。

不含天然乳胶。

使用上的注意: 本装置在使用时，可能会出现以下情况：水分、油脂、乳液、凝胶或类似残留物可能会留在装置上，这可能会导致皮肤刺激。如果出现这种情况，请立即用温水清洗。如果出现这种情况，请立即用温水清洗。如果出现这种情况，请立即用温水清洗。

对手入: 本装置在使用时，可能会出现以下情况：水分、油脂、乳液、凝胶或类似残留物可能会留在装置上，这可能会导致皮肤刺激。如果出现这种情况，请立即用温水清洗。如果出现这种情况，请立即用温水清洗。如果出现这种情况，请立即用温水清洗。

保证: DJO, LLC 是，材料及工程的不具合性，自购买之日起 6 个月内，如果出现材料或工艺方面的缺陷，DJO, LLC 将完全或部分维修或更换本装置及其附件。

Under andre omstendigheter skal gjeldende offentlige forskrifter brukes.

KUN FOR BRUK PÅ EN PASIENT.

IKKE LAGET AV NATURGUMMILATEKS.

注意：我们竭尽全力采用最先进的技术，以获得最佳的功能舒适性、强度、耐久性和舒适度。但本器械仅专业医护人员所进行的整体治疗程序中的一个因素。我们不提供，在使用本产品过程中能够防止所有伤害的保证。

日本語

本製品を使用する前に必ず次の取扱説明をよくお読みください。本製品が適正に機能するためには正しい使用法が不可欠です。

対象ユーザープロフィール:
対象ユーザーは、許可を受けた医療従事者、患者、患者の看護人となります。

ユーザーまたは看護人は、取扱方法に記載の指示、警告および注意事項すべてを読み、理解した上で物理的に実行できる必要があります。

用途/適応症: Donjoy LUMBOFORCE 5 は、腰痛を快適にサポートするように設計されています。それは急性/慢性的腰痛の症状緩和に適しています。

弾性または半剛性構造によって動きを制限するように設計されたソフトグッツ/半剛体。

禁忌: 該当する体部位に皮膚疾患/損傷がある場合、本品は医療専門家と相談の上、装着してください。

本品に含まれる材料のいずれかにアレルギーがある場合は使用しないでください。

バックサートの装着:

1. 可能であれば、立った状態でバックサートを装着します。青の端が上にあり、下端が髋骨を覆っている場合、バックサートは正しく固定されています。個人のサートの必要性に合わせて固定のアジャスターを締め、マジックテープを使用し、前面の留めパネルに留められることができます。（図 1）
2. アルミニウム製フレームとプラスチック製の背面シールドをバックサートの内側中央にマジックテープで留めます。アルミニウム製フレームは、必ず整形外科医師が手で体型に合わせて曲げ、事前に取り付けてください。（図 2）
3. バックサートを装着する前に、後面のアジャスターの端をマジックテープで側面に留めることにより、簡単に手が届くようになります。（図 3）
4. 手を快適なグリップポケットに入れ、バックサートを持ち、腰のまわり巻きまわります。このように行う場合、アルミニウム製フレームと背面シールドが必ず腰椎を覆うように中心にくるようにしてください。前面の留めパネルは、男性の場合、必ず両側が並行になるように留めます。女性の場合は、少し斜めになるように留めます。次に、グリップポケットから左手を出し、右手で一番上の留めパネルをしっかりと押します。（図 4）
5. 希望の圧縮と固定の度合いを得られるまで、弱い力で平等に側面のアジャスターを前に引きます。その後、マジックテープで前面留めパネルに留めます。（図 5）
6. バックサートはしっかりと留めて体にフィットするように必要の圧縮と固定を行います。その後、マジックテープで前面留めパネルに留めます。（図 6）

警告および予防措置:

- 最大限の効果をj得るために、正しいサイズのサポートが選択されており、サイドプルが必要なフィット感に調整されていることを確認してください。
- 本製品の使用中に疼痛、腫れ、感覚の変化、またはその他の異常反応を感じ場合は、直ちに医療専門家に連絡してください。
- 開放創には使用しないでください。
- 破損していない、パッケージが損傷している場合は、本装置を使用しないでください。

注記: 本装置の使用によって重大なインシデントが発生した場合は、メーカーおよび所轄官庁に連絡してください。

お手入れ: バックサートは、30°C の水で手洗いです。空気乾燥させてください。ラジエーターで乾燥させないでください。アイロンを使用しないでください。漂白、塩素消毒しないでください。また、化学薬品を用いて洗わないでください。

使用材料: ポリアミド、ポリエステル

保証: DJO, LLC は、材料及工程の不具合に対して、購入日から 6 ヶ月間に限り、ユニットおよびアクセサリのすべてまたは一部を修理あるいは交換します。

それ以外の場合は、現在適用できる法規制が適用されます。

1人の患者にのみ使用してください。

天然ゴムラテックス不使用。

注記：機能や強度、耐久性、快適性を最適化できるよう最先端技術によりあらゆる努力が払われていますが、本製品の使用により負傷が予防されるという保証はまったくありません。