

## ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

**INTENDED USER PROFILE:** The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable of performing the directions, warnings and cautions in the information for use.

**INTENDED USE/INDICATIONS:** The DonJoy X-Act ROM Elbow Pronation/Supination Kit is to be used with the DonJoy X-Act ROM Elbow. It is designed to provide fixed positioning for the hand and wrist and may be suitable for use following stable fractures. Providing mild protection of a limb or body segment.

**CONTRAINDICATIONS:** Do not use if you are allergic to any of the materials contained within this product.

**WARNINGS AND PRECAUTIONS:** • This product is to be prescribed and fitted by a healthcare professional.

• A healthcare professional must determine the proper positioning for the patient following surgery. • Excessive tightening of the brace straps may compromise circulation. If tingling or numbness is experienced, loosen straps. • If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, consult your medical professional immediately. • Do not use over open wounds. • Do not use this device if it is damaged and/or the packaging has been opened.

**NOTE:** Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

### APPLICATION INFORMATION:

Attachment is shipped in Neutral position. For Pronation or Supination, set attachment in desired position per instructions below. Place patient in brace while in Pronation or Supination position, then secure brace.

### To Set Attachment for Pronation

- Remove pad on cuff of Pronation/Supination attachment and reveal barrel nuts (Fig A).
- Loosen screws enough to slide hand piece toward distal slider to proper position. Retighten screws (Fig B).
- Replace pad on cuff and attach cuff to X-Act Rom Elbow brace per instructions below.

### To Set Attachment for Supination

- Remove pad on cuff of Pronation/Supination attachment and reveal barrel nuts (Fig A).
- Remove screws and barrel nuts from hand piece (Fig B).
- Move barrel nuts, screws and handpiece to opposite side of cuff (Fig C).
- Replace handpiece and screws, position hand piece in proper position and tighten screws (Fig D).
- Rotate tubing so handstrap is on top of hand when secured (Fig E).

### Application of Pronation/Supination Attachment to Elbow Brace

- Remove distal (wrist) cuff on X-Act ROM Elbow brace by depressing the slider button and pulling cuff off end of brace. **Note: Button must be completely depressed to clear bar in order to remove cuff.**
- Depress button of Pronation/Supination attachment and slide onto bar making sure cuff is aligned with other three sliders/cuffs on brace. Adjust and lock slider in proper location for patient.
- Apply brace on patient. Make sure Pronation/Supination handpiece is in proper position defined by clinician.
- Secure handpiece strap, making sure hand strap is positioned on dorsal (top) side of hand (Fig E).
- Secure cuffs and straps of brace per the DonJoy X-Act ROM Elbow Instructions for Use and set hinge as prescribed. **Note: These two cuffs closest the hinge (forearm and lower bicep) should be secured first, followed by two farthest from hinge (wrist and upper bicep). Straps for each cuff should be secured in same sequence.**

### CLEANING INSTRUCTIONS:

Remove and hand wash preformed cuff liners and brace straps in warm water (86°F/30°C) with mild detergent. Rinse thoroughly. AIR DRY only do not heat dry. Regular cleaning of the brace is recommended.

**WARRANTY:** DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

**MATERIAL CONTENT:** Nylon, Aluminum, Plastic, Lycra, Foam






INTENDED FOR USE ON A SINGLE PATIENT • RX ONLY

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

<img alt="Not made with



## SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

**AVSEDD ANVÄNDARE:** Den avsedda användaren ska vara legitimerad sjuksköterskpersonal, patienten eller patientens vårdgivare. Användaren bär kunnan läsa, förstå och vara fysiskt kapabel att utföra alla anvisningar, varningar och försiktighetsanvisningar i brukningsanvisningen.

**AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATORER:** DonJoy X-Act ROM Elbow Pronation/Supination Kit ska användas med tillämpningsmånsdon med DonJoy X-Act ROM Elbow. Den är utformad för att ge fixerad positionering för handen och handleden och kan vara lämplig för användning efter stabilisering. Ger minimal skada till handen och kroppsdelen.

**KONTRAINDIKATORER:** Använd inte om du är allergisk mot något av materialen i denna produkt.

**VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:** • Denne produkt ska ordnas och inpassas av sjuksköterskpersonal.

• Professional måste avgöra korrekt position för patienten efter ett ingrepp. • Altiför kraftigt drägningsrör av stödets remmar kan avverkta cirkulationen. Läss på remmarna om du känner sträckningar eller domringar. • Om smärtor, svullnad, känsloränderingar eller annan ovanlig reaktion uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare om du har produkten. • Använd inte om du är skadad eller defekt och/eller om förpackningen har öppnats.

**OBSERVERA:** Kontakta tillverkaren och behörig myndighet vid allvarligt tillstånd i samband med användningen av denna produkt.

**APPLICERINGSINFORMATION:** Tillbehör levereras i neutral position. För inåt- eller utåtvinkling till tillskott position ska tillbehöret ställas in enligt nedanstående anvisningar. Placer patienten i stödet i inåt- eller utåtvinklad position, och säkra sedan stödet.

**Så här ställer du in den anordningen för inåtvinkling**

1. Ta bort vaderringen från manschetten på anordningen så att muttrarna blir synliga (fig A).
2. Lossa skruvarna tillräckligt mycket för att handhunden ska kunna skjutas mot det distala skjutreglaget till rätt position. Dra åt skruvarna (fig B).
3. Sätt tillbaka vaderringen på manschetten och fast den vid X-Act ROM Elbow enligt nedanstående anvisningar.

**Så här ställer du in den anordningen för utåtvinkling**

1. Ta bort vaderringen från manschetten på anordningen så att muttrarna blir synliga (fig A).
2. Lossa skruvorna tillräckligt mycket för att handhunden ska kunna skjutas mot det distala skjutreglaget till rätt position. Dra åt skruvarna (fig B).
3. Sätt tillbaka vaderringen på manschetten och fast den vid X-Act ROM Elbow enligt nedanstående anvisningar.

**Tue att sättamminna pronatiota varten**

1. Posta kalvsmönen pehmuste pronatio-/supinatiofresta, jotta holkkummitettu palaistuvat (kuva A).
2. Löysa ruuveja tak, aby bylo možné posunout nastavec a uložit selelkoj okeanu asentou. Kiristá ruuvei uduleleen (kuva B).
3. Aseta pehmuste takaisin kalvosiimeen ja kiinnitä kalvosiin X-Act ROM -kyynärpäätukeen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

**Tue att sättamminna supinatiota varten**

1. Posta kalvsmönen pehmuste pronatio-/supinatiofresta, jotta holkkummitettu palaistuvat (kuva A).
2. Posta ruuveja tak, aby bylo možné posunout nastavec a uložit selelkoj okeanu asentou. Kiristá ruuvei uduleleen (kuva B).
3. Aseta pehmuste takaisin kalvosiimeen ja kiinnitä kalvosiin X-Act ROM -kyynärpäätukeen seuraavien ohjeiden mukaisesti (fig C).

**Använda anordningen för inåt-/utåtvinkling tillsammans med armbågsäters**

1. Ta bort den distala handmanschettan på X-Act ROM Elbow genom att trycka ned knappen på skjutreglaget och dra av manschetten från armbågsätnet. **OBS! Koppen måste vara helt nedtryckt för att manschettens ska passa.**

Tryck ned knappen på anordningen för inåt-/utåtvinkling och skjut reglaget till skenan så att manschettens anpassas till den distala respektive manschettan (fig D).

5. Vrid anordningen så att handremmen är över handen när den är satt (fig E).

**Använda anordningen för inåt-/utåtvinkling tillsammans med armbågsäters**

1. Poista kalvsmönen distalista (ranteen puoleinen) X-Act ROM -kyynärpäätuki painamalla liukupainiketta ja vältä kalvosiin pois tuen nästä. **Huomautus: Painike on painettava kokonaan alas, jotta kalvosiin saa poistetta.**

2. Tryck ned knappen på anordningen för inåt-/utåtvinkling och skjut reglaget till skenan så att manschettens anpassas till den distala respektive manschettan (fig F).

5. Fast ortosens manschett och remmar och ställ i ledet enligt användningsanvisningarna för DonJoy X-Act ROM Elbow. **OBS! De två manschetter som är närmast bort (underarm och nedre biceps) bör fästas först, följt av de två manschetter som är längst bort (handled och övre biceps). Remmarna ska förvara manschett bör fästas i samma ordning.**

**RENGÖRING:** Avlägsna och handtvätta de förformade manschettfordon och stödremmarna i varmt vatten (30 °C) med ett mildt tvålmedel. Skölj noga. Färdi endast LUFTTORKAS. Värmerutor ej. Regellundens rengöring av armbågsätnet rekommenderas.

**GARANTI:** DJO, LLC repararer eller byter ut hela eller delar av produkten och dess tillbehör vid brister i material eller utvärdering under en period om sex månader från förvärvsdatumet.

**MATERIALINNEHÅLL:** nylon, aluminium, plast, lycra, gummi

**AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ EN PATIENT - RECEPTBELÄG**

**INTE TILLVERKAD AV NATURGUMMILATEX**

**VALMISTUKSESSA EI OLÉ KÄYTETTY LUONNONKUMILATEKSIA**

**VALMISTUKSESSA EI OLÉ KÄYTETTY LUONNONKUMILATEKSIA**