



## ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

### INTENDED USER

The intended user should be a licensed medical professional, the patient, the patient’s caretaker, or a family member providing assistance. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

### INTENDED USE/INDICATIONS

- Support and compression following acute and chronic knee injury and mild knee osteoarthritis
- Proprioceptive and neuromuscular stimulation through compression (to support balance conditions and movements)
- Patellofemoral pain (knee pain)
- Mild knee instability
- Prevention of injury

### Performance characteristics:

Provides compression (French Standard ASQUAL Class III: 20-36 mmHg and German Standard RAL Class II: 23-32 mmHg) of limb or body segment through elastic construction.

- Provide mild protection of a limb or body segment for acute and prophylactic care

### CONTRAINDICATIONS

- Any known allergies to the medical device materials.
- Peripheral arterial diseases.
- Impaired blood flow in the leg (e.g. with diabetes mellitus).
- Impaired lymphatic drainage or soft tissue swelling of unknown origin.

### WARNING AND PRECAUTIONS

- The product is intended for single patient use only
- If you have skin conditions/trauma in the relevant part of the body, the product should be fitted and worn only after consultation with a medical professional.
- Do not apply on open wounds.
- The product is designed to be worn directly on the skin.
- Do not apply any lotions or ointments on the relevant part of the body while wearing the support.
- Remove the support during longer periods of rest.
- If patients experience pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, they should contact their doctor immediately.
- Do not use this device if it is damaged and/or packaging has been opened.
- Do not use this product in any way that may damage its integrity.

**NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.**

### APPLICATION INSTRUCTIONS


- Sit down to fit the Genuforce.
  - Grip edges of the support at the larger opening.
  - Pull the support over the knee.
  - Adjust the fit of the support as necessary.
- Make sure that the circular pad encloses the kneecap.

### CLEANING INSTRUCTIONS

Machine washable at gentle cycle (max 40°C) with a mild detergent. Do not bleach. Rinse thoroughly. Air dry. Do not machine dry. Do not dry clean. Do not iron.

### COMPOSITION

Elastane, Nylon, Steel, Polypropylene, Polyurethane, Elastomer, Silicone, Polyester, Polyolefin, Polyamide, Cotton



**FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.**

WARRANTY DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

**NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.**

## DEUTSCH

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS BITTE DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG VOLLSTÄNDIG UND GRÜNDLICH DURCH. DAS KORREKTE ANLEGEN IS VORAUSSETZUNG FÜR EINE ORDNUNGSGEMÄSSE FUNKTION DES PRODUKTES.

### ANWENDERPROFIL

Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten, Pflegekräfte des Patienten oder unterstützende Familienmitglieder bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, alle Anweisungen, Warnungen und Vorschichtshinweise in den Gebrauchsinformationen zu lesen, zu verstehen und körperlich in der Lage sein, diese auszuführen.

### VORGESEHENE VERWENDUNG/INDIKATIONEN

- Unterstützung und Kompression bei akuter und chronischer Knieverletzung und leichter
- Arthrose in Knie
- Propriozeptive und neuromuskuläre Stimulation durch Kompression (zur Unterstützung der Stabilität in Bewegung)
- Patellofemorale Schmerzen (Knieschmerzen)
- Leichte Kniestabilität
- Prävention von Verletzungen

### Leistungsmerkmale:

Bietet Kompression (französischer Standard ASQUAL Klasse III: 20-36 mmHg & deutscher Standard RAL Klasse II: mmHg 23-32) eines Gliedmaßen oder Körpersegments durch elastische Konstruktion.

- Bietet einen sanften Schutz einer Gliedmaße oder eines Körpersegments für die akute oder prophylaktische Versorgung

### KONTRAINDIKATIONEN

- Jegliche bekannte Allergien auf Materialien, aus denen das Medizinprodukt hergestellt wird.
- Periphere arterielle Erkrankungen.
- Durchblutungsstörungen im Bein (z.B. bei Diabetes mellitus).
- Lymphdrainage-Störungen oder Weichteilschwellungen unbekannter Herkunft.

### WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung durch einen einzigen Patienten vorgesehen
- Falls Sie am jeweiligen Körperteil Hautprobleme/-verletzungen haben, sollte dieses Produkt nur nach Konsultation mit einer medizinischen Fachkraft angebracht und getragen werden.
- Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
- Le produit est conçu pour être porté directement sur la peau.
- Das Produkt wird direkt auf der Haut getragen.
- Nicht auf offenen Wunden anbringen.
- Das Produkt wird direkt auf der Haut getragen, solange die Bandage getragen wird.
- Die Bandage für lange Ruhezeiten abnehmen.
- Falls beim Patienten bei der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Empfindungsänderungen oder sonstige ungewöhnliche Reaktionen auftreten, sollten Sie umgehend Ihren Arzt konsultieren.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt wurde und/oder die Verpackung geöffnet wurde.
- Beim Gebrauch dieses Produkts darf seine Intaktheit nicht gefährdet werden. Das Produkt ist stets bestimmungsgemäß zu verwenden.

**BITTE BEACHTEN: Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.**

### GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- Zum Anbringen der Genuforce hinsetzen.
  - Die Bandage an den oberen Enden der flexiblen Stäbe auf beiden Seiten greifen und über das Knie ziehen.
  - Die Bandage über das Knie ziehen.
  - Den Sitz der Bandage nach Bedarf korrigieren.
- Sicherstellen, dass das runde Pad die Kniesehne umschließt.

### REINIGUNGSHINWEISE

Lässt sich in einer Waschmaschine im Schonwaschgang (max. 40°C) mit einem milden Waschmittel waschen. Nicht bleichen. Gründlich spülen. Lufttrocknen. Nicht maschinentrocknen. Von chemischer Reinigung absehen. Nicht bügeln.

### VERWENDETE MATERIALIEN

Elasthan, Nylon, Stahl, Polypropylen, Polyurethan, Elastomer, Silikon, Polyester, Polyolefin, Polyamid, Baumwolle



**NUR ZUM GEBRAUCH AN EINEM PATIENTEN BESTIMMT.**

GARANTIE DJO, LLC garantiert bei Materialoder Herstellungsdefekten die Reparatur bzw. den Austausch des kompletten Produktes oder eines Teils des Produktes und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

**HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSATZ MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESER PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.**

## FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

### PROFIL DE L'UTILISATEUR

Le produit s'adresse à un professionnel de santé agréé, au patient, à l'aide-soignant ou à un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de lire et de comprendre l'ensemble des instructions, avertissements et précautions qui figurent dans le mode d'emploi, et être physiquement apte à le respecter.

### UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS

- Maintien et contention à la suite d'une blessure aiguë ou chronique du genou et d'une légère arthrose du genou.
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire par contention (pour favoriser les conditions d'équilibre et les mouvements)
- Douleur fémoro-patellaire (douleur au genou)
- Instabilité légère du genou
- Prévention des blessures

### Caractéristiques de performance :

Fournir une contention (Norme française ASQUAL classe III : 20-36 mmHg & Norme allemande RAL classe II : mmHg 23-32) d'un membre ou d'un segment du corps grâce à une construction élastique.

- Assurer une protection légère d'un membre ou d'un segment du corps en phase aiguë ou prophylactique

### CONTRE-INDICATIONS

- Toute allergie connue aux matériaux du dispositif médical.
- Infirmités artérielles périphériques.
- Altération de la circulation sanguine dans la jambe (par exemple en cas de diabète sucré).
- Trouble du drainage lymphatique ou gonflement des tissus mous d'origine inconnue.

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Le produit est destiné à être utilisé par un unique patient.
- Si vous souffrez d'affections cutanées/traumatiques dans la partie du corps concernée, le produit doit être ajusté et porté uniquement après consultation d'un professionnel de la santé.
- Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
- Le produit est conçu pour être porté directement sur la peau.
- Si le dispositif est porté directement sur la peau, celle-ci doit être exempte de blessures, d'humidité, d'huiles, de crèmes, de gels ou de résidus similaires
- Retirer le dispositif pendant les périodes de repos prolongées.
- En cas de douleur, gonflement, d'altération de la sensation ou d'autres réactions anormales lors de l'utilisation de ce produit, il convient de cesser d'utiliser le dispositif et de contacter immédiatement votre professionnel de santé.
- Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé et/ou si l'emballage a été ouvert.
- Ne pas utiliser ce produit d'une manière qui pourrait endommager son intégrité.

**REMARQUE : Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave découlant de l'utilisation de ce dispositif.**

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Asseyez-vous pour mettre en place le Genuforce.
  - Saisissez les bords du support au niveau de la plus grande ouverture.
  - Tirez le support de genou sur le genou.
  - Ajustez le support si nécessaire.
- Assurez-vous que le coussin circulaire entoure la rotule.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Se puede lavar en lavadora, en ciclo suave (máx. a 40 °C) con un detergente suave. No utilizar lejía. Acabar abundantemente. Secar al aire libre. No secar a máquina. No lavar en seco. No planchar.

### COMPOSITION

Elasthane, Nylon, Acier, Polypropylene, Polyuréthane, Elastomère, Silicone, Polyester, polyoléfine, Polyamide, Coton



**POUR USAGE SUR UN SEUL PATIENT UNIQUEMENT.**

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

**AVIS: BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.**

## ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

### USUARIO PREVISTO

El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente, el cuidador del paciente o un familiar que proporcione asistencia. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

### USO PREVISTO/ INDICACIONES

- Estabilización y compresión tras lesiones agudas y crónicas de rodilla y en caso de osteoartritis leve de rodilla
- Estimulación neuromuscular y propioceptiva mediante compresión (para ayudar al equilibrio y a los movimientos)
- Dolor patelofemoral (dolor de rodilla)
- Milde instabilidad leve de rodilla
- Prevención de lesiones

### Características funcionales:

Proporciona una compresión (Normativa francesa ASQUAL classe III: 20-36 mmHg & Normativa alemana RAL classe II: mmHg 23-32) en la extremidad o segmento del cuerpo gracias a una estructura elástica.

- Proporciona una moderada protección en la extremidad o segmento del cuerpo para cuidados agudos y profilácticos.

### CONTRAINDICACIONES

- Cualquier alergia conocida a los materiales del dispositivo médico.
- Perifere slagaderketen.
- Trastorno de la circulación de la sangre en la pierna (por ej. por diabetes mellitus).
- Trastorno del drenaje linfático o inflamación del tejido blando de origen desconocido.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Il prodotto è destinato all'uso personale.
- Se tiene enfermedades o traumatismo cutáneos en la parte correspondiente del cuerpo, el producto se deberá colocar y llevar únicamente después de haber consultado con un profesional médico.
- No aplicar sobre heridas abiertas.
- Il prodotto fue diseñado para ser usado directamente sobre la piel.
- No aplicar lociones ni ungüentos en la parte del cuerpo pertinente mientras se usa el producto.
- Quitese la rodillera durante periodos de descanso prolongados.
- Si sufre algún dolor, inflamación, alteración de la sensación o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.
- No utilize este producto si está dañado y/o si el empaque ha sido abierto.
- No utilice este producto de una forma que pueda dañar su integridad.

**NOTA: Póngase en contacto con el fabricante y la autoridad competente en caso de que se produjese un incidente grave debido al uso de este dispositivo.**

### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN


- Sientése para colocarse la Genuforce.
  - Sujete los bordes del soporte en la abertura más grande.
  - Tire el soporte deslizándolo sobre la rodilla.
  - Ajuste el soporte según sea necesario.
- Ceróírese de que la almohadilla circular rodee la rótula.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Se puede lavar en lavadora, en ciclo suave (máx. a 40 °C) con un detergente suave. No utilizar lejía. Acabar abundantemente. Secar al aire libre. No secar a máquina. No lavar en seco. No planchar.

### COMPOSICIÓN

Elastano, nailon, acero, polipropileno, poliuretano, elastómero, silicona, poliéster, poliolefina, poliámidia, algodón



**PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.**

GARANTÍA DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

**AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNDA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.**

## ITALIANO

PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO, LEGGERE ATTENTAMENTE APPARAT GEBRUKT VOOR EEN GOEDE WERKING IS HET VAN ESSENTIELE BELANG DAT HET APPARAAT OP DE JUISTE MANIER WORDT AANGEBRACHT.

### PROFILO DELL'UTILIZZATORE PREVISTO

Il prodotto è destinato a essere utilizzato da medici professionisti, dal paziente, dal personale di assistenza o dai familiari che assistono il paziente. L'utente deve poter leggere, comprendere ed essere fisicamente in grado di rispettare tutte le indicazioni, le avvertenze e le precauzioni fornite nelle istruzioni per l'uso.

### INDICAZIONI PER L'USO

- Sostegno e compressione a seguito di lesioni acute e croniche del ginocchio e a lieve artrosi del ginocchio
- Stimolazione proprioceptiva e neuromuscolare mediante compressione (per sostenere in condizioni di equilibrio e durante i movimenti)
- Dolore femoro-rotuleo
- Milde instabilità leve del ginocchio
- Prevenzione di infortuni

### Caratteristiche delle prestazioni:

Fornire una compresione (Franse standaard ASQUAL klasse III: 20-36 mmHg & Duitse standaard RAL klasse II: mmHg 23-32) mediante struttura elastica.

- Fornire una protezione leggera per i trattamenti in fase acuta, cronica o preventiva.

### CONTROINDICAZIONI

- Eventuali allergie note ai materiali del dispositivo medico.
- Perifere slagaderketen.
- Flusso sanguigno ridotto alla gamba (ad es. a causa di diabete mellitus).
- Drenaggio linfatico ridotto o gonfiore dei tessuti molli di origine sconosciuta.

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è destinato all'uso personale.
- In caso di problemi alla pelle/trauma nella parte interessata del corpo, il prodotto deve essere adattato e indossato solo dopo aver consultato un professionista medico.
- Non applicare su ferite aperte.
- Il prodotto è concepito per essere indossato direttamente sulla pelle.
- Non applicare lozioni o unguenti sulla parte interessata del corpo mentre si indossa il supporto.
- Rimuovere il supporto durante periodi di riposo prolungati.
- Se i pazienti provano dolore, gonfiore, cambiamenti nella sensibilità o altre reazioni insolite che si verificano durante l'uso di questo prodotto, è necessario contattare immediatamente il medico.
- Non usare questo dispositivo se è danneggiato e/o se la confezione è stata aperta.
- Non usare questo prodotto in alcun modo che possa danneggiarne l'integrità.

**NOTA: Contattare il fabbricante e l'autorità competente in caso di incidenti gravi causati dall'uso di questo dispositivo.**

### ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE


- Sedersi per indossare il tutore Genuforce.
  - Stringere i bordi del tutore dall'apertura più grande.
  - Trek het knieverband over de knie.
  - Regolare il tutore secondo necessità.
- Assicurare che il cuscinetto circolare abbracci la rotula.

### ISTRUZIONI DI PULIZIA

Lavaré en lavatrice con ciclo delicato (máx. 40 °C) con un detergente delicato. Non candeggiare. Sciocquare bene. Asciugare all'aria. Non lavare in lavatrice. Non pulire a secco. Non stirare.

### COMPOSIZIONE

Elastane, Nylon, Acciaio, Polipropilene, Poliuretano, Elastomero, Silicone, Poliestere, Poliolefina, Poliamide, Cotone



**PER L'USO SU UN SOLO PAZIENTE.**

GARANZIA DJO, LLC s'impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o materiali, rinvenuto entro sei mesi dalla data di acquisto.

**AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO PIUOMPTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.**

## NEDERLANDS

LEES DE HANDLEIDING IN ZIJN GEHEEL DOOR VOORDAT HET APPARAAT GEBRUKT VOOR EEN GOEDE WERKING IS HET VAN ESSENTIELE BELANG DAT HET APPARAAT OP DE JUISTE MANIER WORDT AANGEBRACHT.

### BEOOGD GEBRUIKERSPROFIEL

De beoogde gebruiker is een bevoegde medisch professional, de patiënt, de verzorger van de patiënt of een familielid dat hulp biedt. De gebruiker moet in staat zijn om alle aanwijzingen, waarschuwingen en aandachtspunten in de gebruiksaanwijzing te lezen, begripen en fysiek uit te voeren.

### BEOOGD GEBRUIK/INDICATIES

- Podpora a kompresie na akutním a chronickým zranění kolene a mírné osteoartrize kolene.
- Proprioceptivne en neuromusculaire stimulatie door compressie (ter ondersteuning van het evenwicht en de bewegingen)
- Patellofemorale pijn (pijn in de knie)
- Miera nestabilita kolena
- Voorkomen van letsel

### Prestatie-eigenschappen:

Zorgt voor compressie (Franse standaard ASQUAL klasse III: 20-36 mmHg & Duitse standaard RAL klasse II: mmHg 23-32) van het lidmaat of lichaamsdelen door middel van een elastische constructie.

- Biedt een redelijke bescherming aan een lidmaat of lichaamsdeel voor acute en preventieve gezondheidszorg

### CONTRA-INDICATIES

- Alle bekende allergieën voor materialen van de medische apparatuur.
- Perifere slagaderketen.
- Verminderde bloeddoorstroming in het been (bijv. diabetes mellitus).
- Verminderde lymfedrainage of onbekende zwelling van het weefsel.

### WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

- Product is uitsluitend bedoeld voor het gebruik door één patiënt
- Als u huidaanoeeningen/verwondingen in het relevante lichaamsdeel heeft, mag het product alleen aangebracht en gedragen worden na overleg met een arts.
- Niet op open wonden aanbrengen.
- Het product is ontworpen om direct op de huid gedragen te worden.
- Breng geen lotions of zalven aan op het betreffende lichaamsdeel tijdens het dragen van het verband.
- Verwijder het verband tijdens langere rustperiodes.
- Als patiënten pijn, zwelling, veranderingen in het gevoel ervaren of er andere ongebruikelijke reacties optreden tijdens het gebruik van dit product, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
- Dit hulpmiddel niet gebruiken als het beschadigd is en/of als de verpakking geopend is.
- Non usare questo dispositivo se è danneggiato e/o se la confezione è stata aperta.
- Dit product niet gebruiken op manieren die de integriteit ervan kan beschadigen.

**LET OP: Neem contact op met de fabrikant en een bevoegde autoriteit in het geval van een ernstig incident dat veroorzaakt wordt door het gebruik van dit hulpmiddel.**

### GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Da zitten om de Genuforce aan te trekken.
  - Pak de randen van het knieverband vast bij de grotere opening.
  - Trek het knieverband over de knie.
  - Pas de positie van het knieverband zo nodig aan.
- Zorg ervoor dat de ronde pad rond de knieschijf aansluit.

### REINIGINGSinSTRUCTIES

Machine wasbaar op een Bonte Was-programma (max. 40°C) met een mild wasmiddel. Geen bleekmiddel gebruiken. Grandig spoelen. Laten drogen. Niet in de droogtrommel stoppen. Niet chemisch reinigen. Niet strijken.

### SAMENSTELLING

Elastaan, nylon, staal, polypropyleen, polyurethaan, elastomeer, siliconen, polyester, polyolefina, polyamide, bawlna



**UITSLUITEND BESTEMD VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT.**

GARANTIE DJO, LLC zal gedurende een periode van zes maanden na de verkoopdatum het product en de bijbehorende accessoires geheel of gedeeltelijk repareren of vervangen als materiaalof fabricagefouten geconstateerd worden.

**LET OP: HOEWEL ALLES IN HET WERK IS GESTELD MET BEHULP VAN DE ALTERNIEUWSTE TECHNIËN OM OPTIMALE COMPATIBILITEIT QUIA WERKING, STERKTE, DUURZAAMHEID EN COMFORT TE VERKRIGEN, IS ER GEEN GARANTIE DAT LETSEL ZAL WORDEN VOORKOMEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.**

## ČESKY

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ ŮKLADNE A V CELKU SPRÁVNÉ NASADĚNÍ. JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

### PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE

Zamýšlený uživatel je zdravotnický pracovník s licenci, pacient, pacientův ošetrovatel nebo asistující rodinný příslušník. Uživatel musí být schopen přečíst všechny pokyny, varování a upozornění uvedené v návodu k použití, porozumět jim a fyzicky je dodržovat.

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE

- Podpora a kompresie po akutním a chronickém zranění kolene a mírné osteoartrize kolene.
- Proprioceptivne a neu



## DANISH

LÆS VENLIGT DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT GJENNEM. INDEN DU BRUGER DENNE ENHED, KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIGT FOR AT ENHEDEN FUNGERER RIGTIGT.

### TILTÆNKT BRUGERPROFIL

Den tilsigtede bruger skal være en autoriseret læge, patienten, patientens omsorgsperson eller et familiemedlem, der yder assistance. Brugeren skal kunne læse, forstå og være fysisk i stand til at udføre alle anvisninger, advarselr og forholdsregler, som er angivet i brugsanvisningen.

#### TILTÆNKT BRUG/INDIKATIONER

- Støtte og kompression efter akut og kronisk knæskade og mild knæartrrose
- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering gennem kompression (for at understøtte balanceforhold og bevægelser)
- Patellofemorale smerter (knæsmarter)
- Patellofemorale smerter (knæsmarter)
- Let instabilitet i knæene
- Forebyggelse af skader

#### Præstationsegenskaber:

- Giver kompression(fransk standard ASQUAL klasse III: 20-36 mmHg & tysk standard RAL klasse II: mmHg 23-32) af lemmer eller kropsegmenter gennem elastisk konstruktion.
- Giver mild beskyttelse af en ekstremitet eller kropsdel til akut og profylaktisk behandling.

### KONTRAINDIKATIONER

- Enhver kendt allergi over for det medicinske udstyrns materialer.
- Perifere arterielle sygdomme.
- Nedsat blodgennemstrømning i benet (f.eks. med diabetes mellitus).
- Nedsat lymfedrænage eller bløddelszhævelse af ukendt oprindelse.

### ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Produktet er kun beregnet til engangsbrug
- Hvis du har hudsygdomme/traumer i den relevante del af kroppen, bør produktet kun monteres og bæres efter konsultation med en læge.
- Må ikke anvendes på åbne sår.
- Den hår produktet er avsedt att bæres direkt på huden.
- Produktet er designet til at blive båret direkte på huden.
- Påfør ikke lotioner eller salver på den relevante del af kroppen, mens du bærer støtten.
- Fjern støtten under længere hvileperioder.
- Hvis patienter oplever smerter, hævelse, forandringer i sansningen eller andre usædvanlige reaktioner, mens de bruger dette produkt, skal du straks kontakte din læge.
- Brug ikke denne enhed, hvis den er beskadiget og/eller emballagen har været åbnet.
- Brug ikke dette produkt på nogen måde, der kan skade dets integritet.

**BEMÆRK: Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af en alvorlig hændelse, der opstår på grund af brugen af dette udstyr.**

#### ANVENDELSERANVISNINGER

- Vær siddene, når du tager din GenuForce på.
- Tag fat i støttens kanter ved den store åbning.
- Træk støtten over knæet.
- Juster støttens passform enligt behov.

Kontroller, at den runde pude omhyller knæskallen.

#### RENGØRINGSANVISNINGER

Kan maskinvaskes på skånsomt program (maks. 40 °C) med et mildt vaskemiddel.
Må ikke bleges. Skyl grundigt. Lufttør.
Må ikke tørres i maskine.
Må ikke kemisk renses.
Må ikke stryges.

### SAMMENSÆTNING

Elastan, nylon, stål, polypropylen, polyurethan, elastomer, silikone, polyester, polyolefin, polyamid, bomuld

 <b>IKKE FREMSTILLET MED NATURLIG GUMMILATEX</b>
<b>MÅ KUN BRUGES PÅ ÉN ENKELT PATIENT.</b>
GARANTI DJO, LLC vil reparere eller udskifte alle eller dele af enheden og dens tilbehør ved materielle/ fremsligningsdefekter i en periode på seks måneder fra salgsdatoen.
<b>BEMÆRK: SELVOM VI HAR ANVENDT DEN SEMESTE TEKNOLOGI TIL AT OPNÅ MAKSIMAL KOMPATIBILITET MELLEM FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG KOMFORT, KAN VI IKKE GARANTERE, AT VISSE KVÆSTELSER VIL BLIVE FOREBYGGET VED BRUG AF DETTE PRODUKT.</b>

## SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

### AVSEDD ANVÄNDARE

Den avsedda användaren ska vara en legitimerad läkare, patienten, patientens vårdgivare eller en familjemedlem som hjälper till. Användaren bör kunna läsa, förstå och vara fysiskt kapabel att utföra alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som anges i bruksanvisningen.

#### AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER

- Stöd och kompression vid akut och kronisk knäskada samt lindrig knäartros
- Proprioceptiv og neuromuskulär stimulering gjennom kompression (som stöd vid balansstörningar och vid rörelser)
- Förme knäsmärta (patellofemorala smärta)
- Lindrig knäinstabilitet
- Forebyggig av skador

### Egenskaper:

- Skonsam kompression (Fransk standard ASQUAL klasse III: 20-36 mmHg & tysk standard RAL klass II: mmHg 23-32) av extremitet eller kroppsdell genom elastisk konstruktion.
- Ger skonsamt skydd av extremitet eller kroppsdell for akut og profylaktisk behandling.

### KONTRAINDIKATIONER

- Eventuelle kjente allergier mot produktets materialer.
- Perifere artersykdomar.
- Försämrat blodflöde i benet (t.ex. vid diabetes mellitus).
- Nedsatt lymfdränage eller hevelse i blötvæv av ukjent årsak.

### VARNING OG FÖRSIKTIGHET

- Produkten är avsedd att användas av endast en person.
- Om du har en hudsjukdom/hudskada på den berörda kroppsdelen ska du rådföra kvalificerad vårdpersonal innan du sätter på och bär produkten.
- Får inte sättas på öppna sår.
- Må inte användas på huden.
- Den berörda delen av kroppen ska inte smörjas med lotion eller salva medan stödet bärs.
- Ta av stödet under längre viloperioder.
- Kontakta omedelbart läkare om smärta, svullnad, förändringar i känsel eller andra ovanliga reaktioner uppstår medan produkten används.
- Produkten ska inte användas om den är skadad och/eller om förpackningen är bruten.
- Produkten ska inte användas på något sätt som kan skada dess integritet.

**OBS! Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarlig incident inträffar i samband med användningen av produkten.**

#### ANVÄNDNINGSIKTRUKTIONER

- Sitt ned medan du sätter på GenuForce.
- Ta tag i kantene på støtten ved den største åpningen.
- Trekk knestøtten over kneet.
- Juster støttens passformen etter behov.

Forsikre deg om at sirkulærputen omringer kneskållen.

#### RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

Tvättas i maskin på ett skånsamt program (max 40 °C) med ett mild tvättmedel.
Får ej blegas. Skyls nogt. Lufttorkas. Får ej torkkumlös. Får ej kemtvättas. Får ej strykas.

### SAMMANSÄTTNING

Elastan, nylon, stål, polypropylen, polyuretan, elastomerer, silikon, polyester, polyolefin, polyamid, bomull

 <b>EJ TILLVERKAD AV NATURGUMMI (LATEX)</b>
<b>ENDAST FÖR ANVÄNDNING PÅ EN PATIENT.</b>
GARANTI DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från salgsdatoen.
<b>OBS! ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMMAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.</b>

## NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE INNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TARKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

### TILTÆNKT BRUKER

Den tlltenkte brukeren skal være lisensiert helsepersonell, pasienten, pasientens omsorgsperson eller et familiemedlem som hjelper til. Brukeren skal kunne lese, forstå og være fysisk i stand til å følge alle anvisninger, advarselr og forholdsregler i bruksanvisningen.

#### BRUKSOMRÅDE/INDIKASJONER

- Støtte og kompresjon etter akutt og kronisk kneskade og lett knæartrrose
- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering gjennom kompresjon (for å støtte balanseforhold og bevegelser)
- Patellofemorale smerter (knesmerter)
- Lett ustabilitet i kneet
- Polven lievå epåvakas
- Vammajogen ehkäisy

### Ytelseegenskaper:

- Gir kompresjon (Fransk standard ASQUAL klasse III: 20-36 mmHg og tysk standard RAL klasse II: mmHg 23-32) av lemmer eller kroppsdeler gjennom elastisk konstruksjon.
- Gir mild beskyttelse av lemmet eller kroppsdelen for akutt og profylaktisk pleie.

### KONTRAINDIKASJONER

- Eventuelle kjente allergier mot produktets material.Perifere arterielle sykdommer.
- Nedsatt blodsirkulasjon i benet (f.eks. pga diabetes mellitus).
- Nedsatt lymfedrensasje eller hevelse i bløtvev av ukjent årsak.

#### ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER

- Produktet er kun beregnet på bruk av én pasient
- Hvis du har hudtilstander/traumer i den aktuelle delen av kroppen, skal produktet kun monteres og bæres etter konsultasjon med lege.
- Må ikke brukes på åpne sår.
- Produktet er fremstilt for å brukes direkte på huden.
- Ikke bruk kremer eller salver på den relevante kroppsdelen mens du bruker støtten.
- Fjern støtten under lengre hvileperioder.Hvis smerte, hevelse, følelsesforandringer eller andre uvanlige reaksjoner oppstår mens du bruker dette produktet, bør du kontakte legen din umiddelbart.
- Ikke bruk dette produktet dersom det er skadet og/eller emballasjen er åpnet.
- Ikke bruk dette produktet på noen måte som kan skade integriteten.

**MERK: Kontakt produsent og kompetent myndighet dersom det oppstår en alvorlig hendelse grunnet bruk av denne enheten.**

#### BRUKSANVISNING

- Settle deg ned for å montere GenuForce.
- Ta tak i kantene på støtten ved den største åpningen.
- Veidå tuki polven över kneet.
- Juster støttens passformen etter behov.

Forsikre deg om at sirkulærputen omringer kneskållen.

#### INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING

Kan vaskes i maskin ved en lav sykklus (maks 40 °C) med et mildt vaskemiddel.
Skal ikke bleges. Skylls godt. Lufttorkas. Skal ikke tørkes i trommel. Skal ikke renses. Skal ikke strykes.

### SAMMENSETNING

Elastan, nylon, stål, polypropylen, polyuretan, elastomer, silikon, polyester, polyolefin, polyamid, bomull

 <b>INNEHOLDER IKKE NATURGUMMILATEKS</b>
<b>KUN TIL BRUK PÅ ÉN ENKELT PASIENT.</b>
GARANTI DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og dens tilbeher i materialer eller utførelse i en periode på 6 måneder fra salgsdatoen.
<b>ERKLÆRING: SELV OM DET ER GJORT ALT SOM KAN GJØRES MED AVANSERTE TEKNIKKER FOR Å OPNÅ MAKSIMAL FUNKSJON, STYRKE, HOLDBARNHET OG KOMFORT, ER DET INGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNNGÅ SKADER VED Å BRUKE DETTE PRODUKTET.</b>

## SUOMI

LUE SEURAAVAT OHEJET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TARKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

### SUUNNITELTU KÄYTTÄJÄ

Tuote on tarkoitettu valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisen, potilaan, hänen hoitajansa tai häntä avustavien perheenjäsenten käytettäväksi. Käyttäjän pitää pystyä lukemaan, ymmärtämään ja kyetä fyysisesti noudattamaan käyttöohjeiden kaikkia ohjeita, varoituksia ja huomautuksia.

#### KÄYTTÖTARKOITUS JA -AIHEET

- Tuki ja kompressio akuitissa ja kroonisessa polvivammassa ja polven lievässä nivelrikossa
- Proprioseptinen ja neuromuskulaarinen stimulaatio kompresoin avulla (tasapainokyvyn ja liikkeiden tukemiseksi)
- Patellofemoraalinen kipu (polvikipu)
- Polven lievä epävakaus
- Vammojen ehkäisy

#### Suurituskyvyminaisuudet:

- Luo kompressio (Ranskan standardi ASQUAL-luokka III: 20-36 mmHg ja saksalainen standardi RAL-luokka II: mmHg 23-32) raajaan tai kehonosaan elastisen rakenteensa avulla.
- Luo kevyen suojan raajaan tai kehonosaan akuittia ja ennalta ennaltaehkäisevää hoitoa varten.

### VASTA-AIHEET

- Tunnetut allergiat (lääkinnällisen laitteen materiaaleille.
- Periferiset valtimosairaudet.
- Häiriintynyt verenkierto jäsässä (esim. diabetes mellitus).
- Häiriintynyt lymfisen virtauksen vaihto tai tuntemattomasta syystä johtuva pehmytkudosturvotus.

#### VAROITUKSET JA VAROTOIMET

- Tuote on tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön.
- Jos sinulla on iho-ongelmia/vammoja kyseisessä kehonosassa, tuotteen saa acettaa ja sitä saa käyttää vain lääketieteen ammattilaisen kanssa keskustelun jälkeen.
- Älä aseta avoimia haavoja päälle.
- Tuote on suunniteltu käytettäväksi suoraan iholla.
- Älä levitä voiteita tai salvoja kehonosaan, jossa on tuki.
- Poista tuki pidempien lepojaksojen ajaksi.
- Jos potilaalla ilmenee tuotetta käytetessä kipua, turvotusta, muutoksia tuntoaistissa tai muita epätavallisia reaktioita, on otettava välittömästi yhteyttä lääkärin.
- Älä käytä tätä laitetta, jos se on vaurioitunut tai pakkaus on avattu.
- Älä käytä tätä tuotetta millään tavalla, joka voi vahingoittaa sen eheyttä.

**HUOMIO: Jos tuotteen käyttöä aiheutuu vakava vaaratilanne, ota yhteyttä valmistajaan ja valtuutettuun viranomaiseen.**

#### ASETTAMISOHJEET

- Sente-se para ajustar o GenuForce.
- Tartu suuremmissa aukissa oleviin tuen reunoihin.
- Puxar o suporte para o joelho.
- Regular o ajuste do suporte, conforme necessário.

Varmista, että pyöreä pehmuste kattaa polviluontion.

#### PESUOHJEET

Konepestävä miedolla pesuainella hienopussassa (enintään 40 °C:ssa).
Älä käytä valkaisuaainetta. Huuhteile huolellisesti. Anna kuivua itsestään. Älä kuivata koneessa. Älä kuivapesä. Älä silitä.

### KOOSTUMUS

Elastani, nylon, teräs, polypropeeni, polyuretaani, elastomeeri, silikoni, polyesteri, polyolefiini, polyamidi, puuvilla

 <b>VALMISTUKSESSA EI OLE KÄYTETTY LUONNONKUMILATEKSIA.</b>
<b>VAIN YHDEN POTILAAN KÄYTTÖÖN.</b>
TAKUUDUO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaalia/ valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä.
<b>HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPIA TEKNIKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ ON PYRITYT VARMISTAMAAN, ETTÄ TOIMIVUUS, VAHVUUS, KESTÄVYYS JA MUKAVUUS OULISIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN TAKUUTA EI ANNETA SIITÄ, ETTÄ VAHINKO VOITAISSIN ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.</b>

## PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEGUINTEIS INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRECTA É VITAL AO FUNCIONAMENTO CORRECTO DO DISPOSITIVO.

### UTILIZADOR PREVISTO

O utilizador previsto deverá ser um profissional médico qualificado, o paciente, o prestador de cuidados ou um familiar do paciente que preste assistência ao mesmo. O utilizador deve conseguir ler, compreender e ser fisicamente capaz de seguir todas as instruções, avisos e cuidados mencionados nas informações de utilização.

#### UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES

- Supporte e compressão após uma lesão aguda e crónica no joelho e osteoartrite ligeira no joelho
- Estimulação proprioceptiva e neuromuscular através de compressão (para apoiar condições e movimentos de equilíbrio)
- Dor patelofemoral (dor no joelho)
- Instabilidade ligeira do joelho
- Prevenção de lesões

#### Características de desempenho:

- Oferce uma compressão (Padrão francês ASQUAL Classe III: 20-36 mmHg e Padrão alemão RAL classe II: mmHg 23-32) do membro ou segmento corporal através da sua construção elástica.
- Proporciona uma ligeira protecção do membro ou segmento corporal para um tratamento intensivo e profilático.

### CONTRAINDICAÇÕES

- Quaisquer alergias conhecidas aos materiais do dispositivo médico.
- Doenças arteriais periféricas.
- Diminuição do fluxo sanguíneo na perna (ex. com diabetes mellitus).
- Drenagem linfática comprometida ou inchaço dos tecidos moles de origem desconhecida.

#### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- O produto destina-se a ser utilizado por um único paciente.
- Se tiver doenças / traumatismos conhecidos na parte relevante do corpo, o produto deve ser colocado e usado somente após consulta com um profissional de saúde.
- Não aplicar em feridas abertas.
- O produto foi concebido para ser usado directamente sobre a pele.
- Não aplicar nenhum creme ou pomada na parte relevante do corpo enquanto utilizar suporte.
- Remover o suporte durante períodos de descanso mais prolongados.
- Se o paciente sentir dor, inchaço, alterações na sensibilidade ou outras reacções anormais durante a utilização deste produto, deve contactar imediatamente o seu médico.
- Não utilizar este equipamento se estiver danificado e/ou se a embalagem tiver sido aberta.
- Não utilizar este produto de qualquer forma que possa comprometer a sua integridade.

**NOTA: Contactar o fabricante e a autoridade competente em caso de acidente grave decorrente da utilização deste dispositivo.**

#### INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

- Sente-se para ajustar o GenuForce.
- Pegar pelas extremidades do suporte na abertura mais larga.
- Puxar o suporte para o joelho.
- Regular o ajuste do suporte, conforme necessário.

Garantir que a almofada circular envolva a rótula.

#### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Lavar a máquina num ciclo delicado (máx. 40 °C) com um detergente suave.
Não usar lixívia. Enxaguar bem. Secar ao ar. Não secar na máquina. Não limpar a seco. Não engomar.

### COMPOSIÇÃO

Elastano, Nylon, Aço, Polipropileno, Poliuretano, Elastómero, Silícone, Poliéster, Poliolefiina, Poliamida, Algodão

 <b>NÃO É FABRICADO COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL</b>
<b>PARA UTILIZAÇÃO APENAS NUM ÚNICO PACIENTE.</b>
GARANTIA A DJO, LLC reparará ou substituirá toda a unidade, ou parte da mesma, e os seus acessórios devido a defeitos de materiais ou de fabrico durante um período de seis meses a partir da venda.
<b>AVISO: EMBORA TENHAM SIDO FEITOS TODOS OS ESFORÇOS EM TERMOS DE TÉCNICAS PARA SE OBTER UMA COMPATIBILIDADE MÁXIMA DA FUNÇÃO, FORÇA, DURABILIDADE E CONFORTO, NÃO GARANTIMOS QUE NÃO OCORRERÃO LESÕES COM A UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS.</b>

## JAPANESE

本製品を使用する前に必ず次の取扱説明書をよくお読みください。本製品が適正に機能するためには正しい使用方法が不可欠です。

### 対象ユーザープロフィール

対象ユーザーは、許認可を受けた医療従事者、患者、患者の看護人または看護にあたる家族とします。ユーザーは、取扱方法に記載の指示、警告および注意事項をすべて読み、理解した上で物理的に実行できる必要があります。

#### 用途

- 外傷性や慢性的な膝の故障、及び軽度の変形性関節症による膝の保護と着圧
- 着圧による固有受容覚と神経筋の刺激（バランスや動作のサポート）
- 膝蓋大腿部痛（膝の痛み）
- 軽度大の膝の不安定感
- ケガの予防

### 本製品の特性

- 伸縮性のある構造により、四股または胴体部分に圧迫力（フランス規格ASQUALクラスIII:20-36mmHg & ドイツ規格RALクラスII: mmHg 23-32）を与えます。
- 標準RALクラスII: mmHg 23-32）を提供します。
- 急性期および予防的ケアのために、四股または体幹部を保護します。

### 禁忌禁止

- 本品の材料に対するアレルギー
- 抹消動脈疾患
- 脚の血流障害（例：糖尿病病に起因するもの）
- リンパ浮腫又は軟部組織腫脹

### ご使用上のご注意

- 本製品は専ら専科一人専用でご利用いただくためのものです。
- 該当する身体の部位に皮膚疾患/外傷がある場合は、医療従事者にご相談の上、ご使用ください。
- 傷口に装着しないでください。
- 本品は、別に直接装着するものではありません。
- サポーターを装着中に、該当部位にローションや軟膏を塗布しないでください。
- 長時間休息する際は、サポーターを外してください。
- 本品を使用中に、痛み、腫れ、感覚の変化やその他の異常を感じた場合は、ただちに医師にご相談ください。
- 本品が破損していたり、包装が開封されていた場合は、使用しないでください。
- 本品の整合性が損なわれるような場合は、使用しないでください。

**注意：本品の使用に起因する重大な事故が発生した場合は、製造元及び管轄当局にご通知ください。**

#### 装着手順

- GenuForceは腰掛けて装着します
- 広い方の開口部からサポーターの端を持ちます
- サポーターを引上げて膝を覆うようにします
- 必要に応じてサポーターのフィット感を調整します

円形のパッドが膝蓋骨を包み込んでいることを確認します

#### お手入れ方法

洗濯機の場合は、中性洗剤を使用し、水温40℃以下で洗ってください。漂白はしないでください。十分にすすいでください。自然乾燥してください。乾燥機は使用しないでください。ドライクリーニングはしないでください。アイロンをかけないでください。

### 品質表示

スパンデックス、ナイロン、スチール、ポリプロピレン、ポリウレタン、エラストマー、シリコン、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアミド、綿

 <b>天然ゴムラテックス不使用</b>
<b>1人の患者にのみ使用してください。</b>
保証 DJO, LLC は、材料や工程の不具合に対しては、購入年月日からヶ月間限りユニットおよび付属品のすべてまたは一部を修理あるいは交換いたします。
<b>注記：機能や強度、耐久性、快適性を最適化できるように最先端技術によりあらゆる努力が払われていますが、本製品の使用により負傷が予防されるという保証はまったくありません。</b>

<p>13-00050 REV C 2024-06-24</p>	<p>©2024 DJO, LLC</p>
<p>USA</p> <p>CA 92210</p> <p>Carlsbad</p> <p>Suite 202</p> <p>5519 Sears Road</p> <p>DJO LLC</p>	<p>FRANCE</p> <p>64930 Nougères</p> <p>5, rue de Brière</p> <p>DJO France SAS</p> <p>MDSS GmbH</p> <p>37103 Hannover</p> <p>Germany</p>
<p>EC</p> <p>CE</p> <p>MF</p>	<p></p> <p></p>



envis™

envis™