



## ENGLISH

**Before using the device, please read the following instructions completely and carefully. Correct application is vital to the proper functioning of the device.**

### INTENDED USER

The intended user should be a licensed medical professional, the patient, the patient’s caretaker, or a family member providing assistance. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

### INTENDED USE/INDICATIONS

- Support and compression following acute and chronic knee injury and mild knee osteoarthritis
- Proprioceptive and neuromuscular stimulation through compression (to support balance conditions and movements)
- Patellofemoral pain (knee pain)
- Mild knee instability
- Prevention of injury

### PERFORMANCE CHARACTERISTICS:

Provides compression (French Standard ASQUAL Class III: 20-36 mmHg and German Standard RAL Class II: 23-32 mmHg) of limb or body segment through elastic construction.

- Provide mild protection of a limb or body segment for acute and prophylactic care

### CONTRAINDICATIONS

- Any known allergies to the medical device materials.
- Peripheral arterial diseases.
- Impaired blood flow in the leg (e.g. with diabetes mellitus).
- Impaired lymphatic drainage or soft tissue swelling of unknown origin.

### WARNING AND PRECAUTIONS

- The product is intended for single patient use only
- If you have skin conditions/trauma in the relevant part of the body, the product should be fitted and worn only after consultation with a medical professional.
- Do not apply on open wounds.
- The product is designed to be worn directly on the skin.
- Do not apply any lotions or ointments on the relevant part of the body while wearing the support.
- Remove the support during longer periods of rest.
- If patients experience pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, they should contact their doctor immediately.
- Do not use this device if it is damaged and/or packaging has been opened.
- Do not use this product in any way that may damage its integrity.

**NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.**

### APPLICATION INSTRUCTIONS

- Sit down to fit the GenuForce.
  - Grip edges of the support at the larger opening.
  - Pull the support over the knee.
  - Adjust the fit of the support as necessary.
- Make sure that the circular pad encloses the kneecap.

### CLEANING INSTRUCTIONS

Machine washable on a gentle cycle (max 40°C) with a mild detergent.

Do not bleach. Rinse thoroughly. Air dry. Do not machine dry. Do not dry clean. Do not iron.

### COMPOSITION

Elastane, Nylon, Steel, Polypropylene, Polyurethane, Elastomer, Silicone, Polyester, Polyolefin, Polyamide, Cotton

## NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX

### INTENDED FOR USE ON A SINGLE PATIENT

WARRANTY DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale. To the extent the terms of this warranty are inconsistent with local regulations, the provisions of such local regulations will apply.

## FRANÇAIS

**Veillez lire attentivement la totalité des instructions suivantes avant d'utiliser le dispositif. Une mise en place correcte est indispensable au bon fonctionnement du dispositif.**

### PROFIL DE L'UTILISATEUR

Le produit s'adresse à un professionnel de santé agréé, au patient, à l'aide-soignant ou à un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de lire et de comprendre l'ensemble des instructions, avertissements et précautions qui figurent dans le mode d'emploi, et être physiquement apte à les respecter.

### UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS

- Maintien et contention à la suite d'une blessure aiguë ou chronique du genou et d'une légère arthrose du genou.
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire par contention (pour favoriser les conditions d'équilibre et les mouvements)
- Douleur fémoro-patellaire (douleur au genou)
- Instabilité légère du genou
- Prévention des blessures

### CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE :

Fournir une contention (Norme française ASQUAL classe III : 20-36 mmHg & Norme allemande RAL classe II : mmHg 23-32. d'un membre ou d'un segment du corps grâce à une construction élastique.

- Assurer une protection légère d'un membre ou d'un segment du corps en phase aiguë ou prophylactique

### CONTRE-INDICATIONS

- Toute allergie connue aux matériaux du dispositif médical.
- Maladies artérielles périphériques.
- Altération de la circulation sanguine dans la jambe (par exemple en cas de diabète sucré).
- Trouble du drainage lymphatique ou gonflement des tissus mous d'origine inconnue.

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Le produit est destiné à être utilisé par un seul patient.
- Si vous souffrez d'affections cutanées/traumatiques dans la partie du corps concernée, le produit doit être ajusté et porté uniquement après consultation d'un professionnel de la santé.
- Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
- Le produit est conçu pour être porté directement sur la peau.
- Si le dispositif est porté directement sur la peau, celle-ci doit
- être exempte de blessures, d'humidité, d'huiles, de crèmes, de gels ou de résidus similaires
- Retirer le dispositif pendant les périodes de repos prolongées.
- En cas de douleur, de gonflement, d'altération de la sensation ou d'autres réactions anormales lors de l'utilisation de ce produit, il convient de cesser d'utiliser le dispositif et de contacter immédiatement votre professionnel de santé.
- Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé et/ou si l'emballage a été ouvert.
- Ne pas utiliser ce produit d'une manière qui pourrait endommager son intégrité.

**REMARQUE :** Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave découlant de l'utilisation de ce dispositif.

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Asseyez-vous pour mettre en place le GenuForce.
  - Saisissez les bords du support au niveau de la plus grande ouverture.
  - Tirez le support de genou sur le genou.
  - Ajustez le support si nécessaire.
- Assurez-vous que le coussin circulaire entoure la rotule.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Laver en machine à cycle délicat (max 40°C) avec un détergent doux.

Ne pas utiliser de javel. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

### COMPOSITION

Elasthanne, Nylon, Acier, Polypropylène, Polyuréthane, Elastomère, Silicone, Polyester, Polyoléfine, Polyamide, Coton

## FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

### RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente. Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions de ces réglementations locales s'appliqueront.

## ESPAÑOL

Antes de utilizar este dispositivo, lea por favor estas instrucciones completa y detenidamente. El uso correcto es fundamental para el funcionamiento apropiado de este dispositivo.

### USUARIO PREVISTO

El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente, el cuidador del paciente o un familiar que proporcione asistencia. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

### USO PREVISTO/ INDICACIONES

- Estabilización y compresión tras lesiones agudas y crónicas de rodilla y en caso de osteoartritis leve de rodilla
- Estimulación neuromuscular y propioceptiva mediante compresión (para ayudar al equilibrio y a los movimientos)
- Dolor patelofemoral (dolor de rodilla)
- Inestabilidad leve de rodilla
- Prevención de lesiones

### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

- Proporciona una compresión (Normativa francesa ASQUAL clase III: 20-36 mmHg & Normativa alemana RAL clase II: mmHg 23-32. en la extremidad o segmento del cuerpo gracias a una estructura elástica.
- Proporciona una moderada protección en la extremidad o segmento del cuerpo para cuidados agudos y profilácticos.

### CONTRAINDICACIONES

- Cualquier alergia conocida a los materiales del dispositivo médico.
- Enfermedades arteriales periféricas.
- Trastorno de la circulación de la sangre en la pierna (por ej. por diabetes mellitus).
- Trastorno del drenaje linfático o inflamación del tejido blando de origen desconocido.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- El producto está pensado para ser usado por un único paciente
- Si tiene enfermedades o traumatismo cutáneos en la parte correspondiente del cuerpo, el producto se deberá colocar y llevar únicamente después de haber consultado con un profesional médico.
- No aplicar sobre heridas abiertas.
- El producto fue diseñado para ser usado directamente sobre la piel.
- No aplicar lociones ni ungüentos en la parte del cuerpo pertinente mientras se use el producto.
- Quitese la rodillera durante períodos de descanso prolongados.
- Si sufre algún dolor, inflamación, alteración de la sensación o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.
- No utilice este producto si está dañado y/o si el empaque ha sido abierto.
- No utilice este producto de una forma que pueda dañar su integridad.

**NOTA:** Póngase en contacto con el fabricante y la autoridad competente en caso de que se produzca un incidente grave debido al uso de este dispositivo.

### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

- Siéntese para colocarse la GenuForce.
  - Sujete los bordes del soporte en la abertura más grande.
  - Tire el soporte deslizándolo sobre la rodilla.
  - Ajuste el soporte según sea necesario.
- Cerciórese de que la almohadilla circular rodee la rótula.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Se puede lavar en lavadora, en ciclo suave (máx. a 40 °C) con un detergente suave.

No utilizar lejía. Aclarar abundantemente. Secar al aire libre. No secar a máquina. No lavar en seco. No planchar.

### COMPOSICIÓN

Elastano, nailon, acero, polipropileno, poliuretano, elastómero, silicona, poliéster, poliolefina, poliamida, algodón

## NO CONTIENE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL

### PREVISTO PARA SU USO EN UN SOLO PACIENTE

GARANTÍA DJO, LLC reparará o reemplazará toda o parte de la unidad y sus accesorios por defectos en los materiales o la mano de obra durante un período de seis meses a partir de la fecha de venta. De existir alguna incompatibilidad entre los términos de esta garantía y las normativas locales, regirán las disposiciones de dichas normativas locales.

## DEUTSCH

**Lesen sie vor der verwendung des produkts bitte die gesamte gebrauchsanweisung vollständig und gründlich durch. Das korrekte anlegen ist voraussetzung für eine ordnungsgemässe funktion des produktes.**

### ANWENDERPROFIL

Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten, Pflegekräfte des Patienten oder unterstützende Familienmitglieder bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in den Gebrauchsinformationen zu lesen, zu verstehen und körperlich in der Lage sein, diese auszuführen.

### VORGEGEHENE VERWENDUNG/INDIKATIONEN

- Unterstützung und Kompression bei akuter und chronischer Knieverletzung und leichter Arthrose in Knie
- Propriozeptive und neuromuskuläre Stimulation durch Kompression (zur Unterstützung der Stabilität in Bewegung)

- Patellofemorale Schmerzen (Kniebeschmerzen)
- Leichte Knieinstabilität
- Prävention von Verletzungen

### LEISTUNGSMERKMALE:

- Bietet Kompression (französischer Standard ASQUAL Klasse III: 20-36 mmHg & deutscher Standard RAL Klasse II: mmHg 23-32. eines Gliedmaßen oder Körpersegments durch elastische Konstruktion.
- Bietet einen sanften Schutz einer Gliedmaße oder eines Körpersegments für die akute oder prophylaktische Versorgung

### KONTRAINDIKATIONEN

- Jegliche bekannten Allergien auf Materialien, aus denen das Medizinprodukt hergestellt wird.
- Periphere arterielle Erkrankungen.
- Durchblutungsstörungen im Bein (z.B. bei Diabetes mellitus).
- Lymphdrainage-Störungen oder Weichteilschwellungen unbekannter Herkunft.

### WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung durch einen einzigen Patienten vorgesehen
- Falls Sie am jeweiligen Körperteil Hautprobleme/-verletzungen haben, sollte dieses Produkt nur nach Konsultation mit einer medizinischen Fachkraft angebracht und getragen werden.
- Nicht auf offenen Wunden anbringen.
- Das Produkt wird direkt auf der Haut getragen.
- Keine Lotionen oder Salben auf den entsprechenden Teil des Körpers auftragen, solange die Bandage getragen wird.
- Die Bandage für lange Ruhezeiten abnehmen.
- Falls beim Patienten bei der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Empfindungsänderungen oder sonstige ungewöhnliche Reaktionen auftreten, sollten Sie umgehend Ihren Arzt konsultieren.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt wurde und/oder die Verpackung geöffnet wurde.
- Flusso sanguigno ridotto alla gamba (ad es. a causa di diabete mellito).
- Drenaggio linfatico ridotto o gonfiore dei tessuti molli di origine sconosciuta.

**BITTE BEACHTEN:** Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.

### GERAUCHSANWEISUNGEN

- Zum Anbringen der GenuForce einsetzen.
  - Die Bandage an den oberen Enden der flexiblen Stäbe auf beiden Seiten greifen und über das Knie ziehen.
  - Die Bandage über das Knie ziehen.
  - Den Sitz der Bandage nach Bedarf korrigieren.
- Sicherstellen, dass das runde Pad die Kniescheibe umschließt.

### REINIGUNGSHINWEISE

Lässt sich in einer Waschmaschine im Schonwaschgang (max. 40°C) mit einem milden Waschmittel waschen. Nicht bleichen. Gründlich spülen. Lufttrocknen. Nicht maschinentrocknen. Von chemischer Reinigung absehen. Nicht bügeln.

### VERWENDETE MATERIALIEN

Elasthan, Nylon, Stahl, Polypropylen, Polyurethan, Elastomer, Silikon, Polyester, Polyolefin, Polyamid, Baumwolle

## NICHT MIT NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT

**FÜR DEN GEBRAUCH DURCH EINEN EINZIGEN PATIENTEN BESTIMMT**

WARRANTY DJO, LLC übernimmt bei Materialoder Herstellungsängeln die Reparatur oder den Austausch des vollständigen Produkts oder eines Teils des Produkts und aller entsprechenden Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Ausgabe. Falls und insoweit die

Bedingungen dieser Gewährleistung nicht den örtlichen Bestimmungen entsprechen, gelten die Vorschriften dieser örtlichen Bestimmungen.

## ITALIANO

**Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente tutte le istruzioni che seguono. L'applicazione corretta è fondamentale per il funzionamento appropriato del dispositivo.**

### PROFILO DELL'UTILIZZATORE PREVISTO

il prodotto è destinato a essere utilizzato da medici professionisti, dal paziente, dal personale di assistenza o dai familiari che assistono il paziente. L'utente deve poter leggere, comprendere ed essere fisicamente in grado di rispettare tutte le indicazioni, le avvertenze e le precauzioni fornite nelle istruzioni per l'uso.

### INDICAZIONI PER L'USO

- Sostegno e compressione a seguito di lesioni acute e croniche del ginocchio e a lievi artrosi del ginocchio
- Stimolazione proprioceettiva e neuromuscolare mediante compressione (per sostenere in condizioni di equilibrio e durante i movimenti)
- Dolore femoro-rotuleo
- Instabilità lieve del ginocchio
- Prevenzione di infortuni

### CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI:

Fornire una compressione (Standard francese ASQUAL classe III: 20-36 mmHg e Standard tedesco RAL classe II: mmHg 23-32. mediante struttura elastica.

- Fornire una protezione leggera per i trattamenti in fase acuta, cronica o preventiva.

### CONTROINDICAZIONI

- Eventuali allergie note ai materiali del dispositivo medico.
- Patologie delle arterie periferiche.
- Flusso sanguigno ridotto alla gamba (ad es. a causa di diabete mellito).
- Drenaggio linfatico ridotto o gonfiore dei tessuti molli di origine sconosciuta.

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è destinato all'uso personale.
- In caso di problemi alla pelle/trauma nella parte interessata del corpo, il prodotto deve essere adattato e indossato solo dopo aver consultato un professionista medico.
- Non applicare su ferite aperte.
- Il prodotto è concepito per essere indossato direttamente sulla pelle.
- Non applicare lozioni o unguenti sulla parte interessata del corpo mentre si indossa il supporto.
- Rimuovere il supporto durante periodi di riposo prolungati.
- Se i pazienti provano dolore, gonfiore, cambiamenti nella sensibilità o altre reazioni insolite che si verificano durante l'uso di questo prodotto, è necessario contattare immediatamente il medico.
- Non usare questo dispositivo se è danneggiato e/o se la confezione è stata aperta.
- Non usare questo prodotto in alcun modo che possa danneggiarne l'integrità.

**NOTA:** Contattare il fabbricante e l'autorità competente in caso di incidenti gravi causati dall'uso di questo dispositivo.

### ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Sedersi per indossare il tutore GenuForce.
  - Stringere i bordi del tutore dall'apertura più grande.
  - Portare il tutore al di sopra del ginocchio.
  - Regolare il tutore secondo necessità.
- Assicurare che il cuscinetto circolare abbracci la rotula.

### ISTRUZIONI DI PULIZIA

Lavabile in lavatrice con ciclo delicato (max 40°C) con un detergente delicato.

Non candeggiare. Sciacquare bene. Asciugare all'aria. Non lavare in lavatrice. Non pulire a secco. Non stirare.

### COMPOSIZIONE

Elastane, Nylon, Acciaio, Polipropilene, Poliuretano, Elastomero, Silicone, Poliestere, Poliolefina, Poliammide, Cotone

## PRIVO DI LATTICE

### DESTINATO ALL'USO RIPARERA

GARANZIA DJO, LLC riparera o sostituirà il tutore o parti di esso e i suoi accessori in caso di difetti nei materiali o nella manifattura, per un periodo di sei mesi dalla data di vendita. Per quanto concerne i termini di questa garanzia che non sono in linea con i regolamenti locali, si applica quanto previsto da tali regolamenti locali

## NEDERLANDS

**Lees de handleiding in zijn geheel door voordat het apparaat gebruikt wordt. Voor een goede werking is het van essentieel belang dat het apparaat op de juiste manier wordt aangebracht.**

### BEOOGD GEBRUIKERSPROFIEL

De beoogde gebruiker is een bevoegde medisch professional, de patiënt, de verzorger van de patiënt of een familielid dat hulp biedt. De gebruiker moet in staat zijn om alle aanwijzingen, waarschuwingen en aandachtspunten in de gebruiksaanwijzing te lezen, begrijpen en fysiek uit te voeren.

### BEOOGD GEBRUIK/INDICATIES

- Ondersteuning en compressie na acuut en chronisch knieletsel en milde knie-osteoartritis
- Proprioceptieve en neuromusculaire stimulatie door compressie (ter ondersteuning van het evenwicht en de bewegingen)
- Patellofemorale pijn (pijn in de knie)
- Milde instabiliteit van de knie
- Voorkomen van letsel

### PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN:

Zorgt voor compressie (Franse standaard ASQUAL klasse III: 20-36 mmHg & Duitse standaard RAL klasse II: mmHg 23-32. van het lidmaat of lichaamsdelen door middel van een elastische constructie.

- Biedt een redelijke bescherming aan een lidmaat of lichaamsdeel voor acute en preventieve gezondheidszorg

### CONTRA-INDICATIES

- Alle bekende allergieën voor materialen van de medische apparatuur.
- Perifere slagaderziekten.
- Verminderde bloeddorstroming in het been (bijv. diabetes mellitus).
- Mirná nestabilita kolene.
- Prevenca zranění.

### WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

- Het product is uitsluitend bedoeld voor het gebruik door één patiënt
- Als u huidandoeningen/verwondingen in het relevante lichaamsdeel heeft, mag het product alleen aangebracht en gedragen worden na overleg met een arts.
- Niet op open wonden aanbrengen.

Het product is ontworpen om direct op de huid gedragen te worden.

- Breng geen lotions of zalven aan op het betreffende lichaamsdeel tijdens het dragen van het verband.
- Verwijder het verband tijdens langere rustperiodes.
- Als patiënten pijn, zwellingen, veranderingen in het gevoel ervaren of er andere ongebruikelijke reacties optreden tijdens het gebruik van dit product, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
- Dit hulpmiddel niet gebruiken als het beschadigd is en/ of als de verpakking geopend is.

- Dit product niet gebruiken op manieren die de integriteit ervan kan beschadigen.

**LET OP: Neem contact op met de fabrikant en een bevoegde autoriteit in het geval van een ernstig incident dat veroorzaakt wordt door het gebruik van dit hulpmiddel.**

### GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Ga zitten om de GenuForce aan te trekken.
  - Pak de randen van het knieverband vast bij de grotere opening.
  - Trek het knieverband over de knie.
  - Pas de positie van het knieverband zo nodig aan.
- Zorg ervoor dat de ronde pad rond de knieschijf aansluit.

### REINIGINGSINSTRUCTIES

Machine wasbaar op een Bonte Was-programma (max. 40°C) met een mild wasmiddel. Geen bleekmiddel gebruiken. Grondig spoelen. Laten drogen. Niet in de droogtrommel stoppen. Niet chemisch reinigen. Niet strijken.

### SAMENSTELLING

Elastaan, nylon, staal, polypropyleen, polyurethaan, elastomeer, siliconen, polyester, polyolefine, polyamide, katoen

## BEVAT GEEN NATUURLIJK LATEXRUBBER

### BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR ÉÉN PATIËNT

GARANTIE DJO, LLC zal gedurende een periode van zes maanden na de verkoopdatum het product en de bijbehorende accessoires repareren of geheel of gedeeltelijk vervangen als er materiaal of fabricagefouten worden geconstateerd. Voor zover de voorwaarden van deze garantie niet in overeenstemming zijn met de plaatselijke voorschriften, zijn de bepalingen van deze plaatselijke voorschriften van toepassing.

## ČESKY

**Před použitím pomůcky si důkladně přečtěte celý návod k použití. Správné používání je zásadní pro řádnou funkci tohoto výrobku.**

### PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE

Zamýšleným uživatelem je zdravotnický pracovník s licencí, pacient, pacientův pečovatel nebo asistující rodinný příslušník. Uživatel musí být schopen přečíst všechny pokyny, varování a upozornění uvedené v návodu k použití, porozumět jim a fyzicky je dodržovat.

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE

- Podpora a komprese po akutním a chronickém zranění kolene a mírné osteoartróze kolene.
- Proprioceptivní a neuromuskulární stimulace prostřednictvím komprese (na podporu rovnováhy a pohybu)
- Patelofemorální bolest (bolest kolene).
- Mírná nestabilita kolene.
- Prevenca zranění.

### CHARAKTERISTIKY VÝKONNOSTI:

- Het product is uitsluitend bedoeld voor het gebruik door één patiënt
- Als u huidandoeningen/verwondingen in het relevante lichaamsdeel heeft, mag het product alleen aangebracht en gedragen worden na overleg met een arts.
- Niet op open wonden aanbrengen.

Het product is ontworpen om direct op de huid gedragen te worden.

- Breng geen lotions of zalven aan op het betreffende lichaamsdeel tijdens het dragen van het verband.
- Verwijder het verband tijdens langere rustperiodes.
- Als patiënten pijn, zwellingen, veranderingen in het gevoel ervaren of er andere ongebruikelijke reacties optreden tijdens het gebruik van dit product, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
- Dit hulpmiddel niet gebruiken als het beschadigd is en/ of als de verpakking geopend is.

### VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Produkt je určen k použití pouze jedním pacientem.
- Pokud máte kožní onemocnění/úraz v příslušné části těla, výrobek by měl být nasazen a nošen pouze po konzultaci s lékařem.
- Neaplikujte na otevřené rány.
- Výrobek je navržen k

#### KONTRAINDIKÄCIÉ

- Všetky známe alergie na materiály zdravotnických pomůcek.
- Periférné arteriálne ochorenia.
- Narušenie krvného obehu v nohe (napríklad pre diabetes mellitus).
- Poškodená lymfatická drenáž alebo opuch mákkých tkanív neznámeho pôvodu.

#### VAROVANIE A PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Výrobok je určený iba na použitie jedným pacientom
- V prípade kožných problémov/zranenia v prislušnej časti tela je výrobok potrebné nasadiť a nosiť až po konzultácii s odborným zdravotníckym personálom.
- Výrobok neprikladajte na otvorené rany.
- Výrobok je navrhnutý na nosenie priamo na koži.
- Počas nosenia tejto podpory na prislušnú časť tela nenanášajte telové mlieka ani masti.
- Počas dlhších intervalov oddychu podporu zložte.
- Ak pri používaní tohto výrobku pacient pociťuje bolesť, všimol si opuch, zmenu vnímania alebo iné neočakýlé reakcie, mal by sa okamžite obrátiť na svojho lekára.
- Túto zdravotnícku pomôcku nepoužívajte, ak je poškodená a/alebo ak bol obal otvorený.
- Výrobok nepoužívajte žiadnym spôsobom, ktorý by mohol narušiť jeho celistvosť.

**POZNÁMKY:**
**V prípade závažného incidentu, ktorý vznikol v dôsledku používania tohto výrobku, sa obráťte na výrobu a prislušný úrad.**

#### POKYNY NA APLIKÁCIU

- Pred nasadením ortézy GenuForce sa posadte.
- Uchopte okraje ortézy pri väčšom otvore.
- Potiahnite ortézu cez koleno.
- Upravte dosadnutie ortézy podľa potreby.

Uisťte sa, že kruhová voľzka obkolesuje jabĺčko.

#### POKYNY NA ČISTENIE

Ortézu je možné prať v práčke ako jemnú bielizeň (max. 40 °C) s prídavkom jemného pracieho prostriedku. Nebielte. Dôkladne vygáľkajte. Sušte voľne na vzduchu. Nesušte v sušičke. Nečistite chemicky. Nežehlite.

#### ZLOŽENIE

Elastán, nylon, oceľ, polypropylén, polyuretán, elastoméer, silikón, polyester, polyolefín, polyamid a bavlna

### PRODUKT NEOBSAHUJE PRÍRODNÝ LATEX

#### URČENIE K POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA

V rámci ZÁRUKY vám spoločnosť DJO, LLC opraví alebo vymení celú jednotku, alebo jej časť a prislúsenstvo v prípade vady materiálu, alebo vyhotovenia do šiestich mesiacov od dátumu predaja. Pokiaľ podmienky tejto záruky nie sú v súlade s miestnymi predpismi, uplatňujú sa ustanovenia miestnych predpisov.

#### DANISH

**Læs venligst denne brugsanvisning grundigt igennem, inden du bruger denne enhed. Korrekt anvendelse er vigtigt for, at enheden fungerer korrekt.**

#### TILTÆNKT BRUGERPROFIL

Den tilsigtede bruger skal være en autoriseret læge, patienten, patientens omsorgsperson eller et familiemedlem, der yder assistance. Brugeren skal kunne læse, forstå og være fysisk i stand til at udføre alle anvisninger, advarsler og forholdsregler, som er angivet i brugsanvisningen.

#### TILTÆNKT BRUG/INDIKATIONER

- Støtte og kompression efter akut og kronisk knæskade og mild knæartrose
- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering gennem kompression (for at understøtte balanceforhold og bevægelser)
- Patellofemorale smerter (knæsmertes)
- Let instabilitet i knæene

- Forebyggelse af skader

#### PRÆSTATIONSEGENSKABER:

Giver kompression(Fransk standard ASQUAL Klasse III: 20-36 mmHg & tysk standard RAL klasse II: mmHg 23-32. af lemmer eller kropssegmenter gennem elastisk konstruk-tion.

- Giver mild beskyttelse af en ekstremitet eller kropsdel til akut og profylaktisk behandling.

#### KONTRAINDIKATIONER

- Enhver kendt allergi over for det medicinske udstyrs materialer.
- Periferer arterielle sygdomme.
- Nedsat blodgennemstrømning i benet (f.eks. med diabetes mellitus).
- Nedsat lymfedrænage eller blæddelshævelse af ukendt oprindelse.

#### ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Produktet er kun beregnet til engangsbrug
- Hvis du har hudsygdomme/traumer i den relevante del af kroppen, bær produktet kun monteres og bæres efter konsultation med en læge.
- Må ikke anvendes på åbne sår.
- Produktet er designet til at blive båret direkte på huden.
- Påfør ikke lotioner eller salver på den relevante del af kroppen, mens du bærer støtten.

- Fjern støtten under længere hvileperioder.
- Hvis patienter oplever smerte, hævelse, forandringer i sansningen eller andre usædvanlige reaktioner, mens de bruger dette produkt, skal du straks kontakte din læge.
- Brug ikke denne enhed, hvis den er beskadiget og/eller emballagen har været åbnet.
- Brug ikke dette produkt på nogen måde, der kan skade dets integritet.

**BEMÆRK:**
**Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af en alvorlig hændelse, der opstår på grund af brugen af dette udstyr.**

#### ANVENDELSESANVISNINGER

- Vær siddende, når du tager din GenuForce på.
- Tag fat i støttens kanter ved den store åbning.
- Træk støtten over knæet.
- Juster støtten efter behov.

Kontroller, at den runde pude omhyller knæskallen.

#### RENGØRINGSANVISNINGER

Kan maskinvaskes på skånsomt program (maks. 40 °C) med et mildt vaskemiddel.

Må ikke bleges. Skyl grundigt. Lufttør. Må ikke tørres i maskine. Må ikke kemisk renses. Må ikke stryges.

#### SAMMENSÆTNING

Elastan, nylon, stål, polypropylen, polyurethan, elastomer, silikone, polyester, polyolefin, polyamid, bomuld

### IKKE FREMSTILLET MED NATURLIG GUM-MILATEX

#### URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

GARANTI DJO, LLC vil reparere eller udskifte hele enheden eller dele af enheden samt tilbehør ved materielle eller fabrikmæssige fejl i en periode på seks måneder fra købsdatoen. I tilfælde af, at denne garantis vilkår og betingelser afviger fra de lokale bestemmelser, gælder de lokale bestemmelser.

### SVENSKA

Läs följande anvisningar noggrant och fullständigt innan du använder produkten. Korrekt applikation är av största vikt för produktens korrekta funktion.

#### AVSEDD ANVÄNDARE

Den avsedda användaren ska vara en legitimerad läkare, patienten, patientens vårdgivare eller en familjemedlem som hjälper till. Användaren bör kunna läsa, förstå och vara fysiskt kapabel att utföra alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som anges i bruksanvisningen.

#### AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER

- Stöd och kompression vid akut och kronisk knäskada samt lindrig knäartros
- Proprioceptiv och neuromuskulär stimulering genom kompression (som stöd vid balansstörningar och vid rörelser)
- Främre knäsmärta (patellofemoral smärta)
- Lindrig knäinstabilitet
- Förebyggande av skador

#### EGENSKAPER:

Skonsam kompression (Fransk standard ASQUAL klass III: 20-36 mmHg & tysk standard RAL klass II: mmHg 23-32. av extremitet eller kroppsdel genom elastisk konstruktion.

Ger skonsamt skydd av extremitet eller kroppsdelt för akut och profylaktisk behandling.

#### KONTRAINDIKATIONER

- Eventuella kända allergier mot produktmaterialen.
- Perifera artärsjukdomar.
- Försämrat blodflöde i benet (t.ex. vid diabetes mellitus).
- Nedsatt lymflöde eller svullnad av mjukvävnad av okänd orsak.

#### VARNING OCH FÖRSIKTIGHET

- Produkten är avsedd att användas av endast en person.
- Om du har en hudsjukdom/hudskada på den berörda kroppsdelens ska du rådfråga kvalificerad vårdpersonal innan du sätter på och bär produkten.
- Får inte sättas på öppna sår.
- Den här produkten är avsedd att bäras direkt på huden.
- Den berörda delen av kroppen ska inte smörjas med lotion eller salva medan stödet bärs.
- Ta av stödet under längre vilopauser.
- Kontakta omedelbart läkare om smärta, svullnad, förändringar i känsl eller andra ovanliga reaktioner uppstår medan produkten används.

- Produkten ska inte användas om den är skadad och/eller om förpackningen är bruten.
- Produkten ska inte användas på något sätt som kan skada dess integritet.

**OBS!**
**Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarig incident inträffar i samband med användningen av produkten.**

#### ANVÄNDNINGSinSTRUKTIONER

- Sett ner medan du sätter på GenuForce.
- Ta tag i stödets kanter vid den vida öppningen.
- Dra stödet över knät.
- Justera stödets passform enligt behov.

Se till att den cirkelformade dynan omsluter knäskällen.

#### RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

Tvättas i maskin på ett skonsamt program (max 40 °C) med ett mild tvättmedel.

Får ej blekas. Skölj noga. Lufttorkas. Får ej torktumlas. Får ej kemtvättas. Får ej strykas.

#### SAMMANSÄTTNING

Elastan, nylon, stål, polypropen, polyuretana, elastomerer, silikon, polyester, polyolefín, polyamid, bomull

### EJ TILLVERKAD AV NATURGUMMI (LATEX)

#### AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ EN ENDA PATIENT

GARANTI DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av produkten och dess tillbehör vid defekter i material eller tillverkning under en period på sex månader från försäljningsdatum.

#### NORSK

**Før produktet tas i bruk, må du lese alle anvisningene nedenfor nøye. Det er avgjørende at produktet brukes riktig for at det skal gi god effekt.**

#### TILTENKT BRUKER

Den tiltenkte brukeren skal være lisensiert helsepersonell, pasienten, pasientens omsorgsperson eller et familiemedlem som hjelper til.

Brukeren skal kunne lese, forstå og være fysisk i stand til å følge alle anvisninger, advarsler og forholdsregler i bruksanvisningen.

#### BRUKSOMRÅDE/INDIKASJONER

- Støtte og kompresjon etter akutt og kronisk kneskade og lett kneartrose
- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering gjennom kompresjon (for å støtte balanseforhold og bevegelser)
- Patellofemorale smerter (knesmerter)
- Lett ustabilitet i kneet
- Forebygging av skade

#### YTELSEEGENSKAPER:

Gir kompresjon (Fransk standard ASQUAL klasse III: 20-36 mmHg og tysk standard RAL klasse II: mmHg 23-32. av lemmer eller kroppsdelar gjennom elastisk konstruksjon.

- Gir mild beskyttelse av lemmet eller kroppsdelen for akutt og profylaktisk pleie.

#### KONTRAINDIKASJONER

- Eventuelle kjente allergier mot produktets material.
- Perifere arterielle sykdommer.
- Nedsatt blodsirkulasjon i benet (f.eks. pga diabetes mellitus).
- Nedsatt lymfedrenasje eller hevelse i bløtvev av ukjent årsak.

#### ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER

- Produktet er kun beregnet på bruk av én pasient
- Hvis du har hudtilstander/traumer i den aktuelle delen av kroppen, skal produktet kun monteres og bæres etter konsultasjon med lege.
- Må ikke brukes på åpne sår.
- Produktet er fremstilt for å brukes direkte på huden.
- Ikke bruk kremer eller salver på den relevante kroppsdelens mens du bruker støtten.
- Fjern støtten under lengre hvileperioder.Hvis smerte, hevelse, følelsesforandringer eller andre uvanlige reaksjoner oppstår mens du bruker dette produktet, bør du kontakte legen din umiddelbart.
- Ikke bruk dette produktet dersom det er skadet og/eller emballasjen er åpnet.
- Ikke bruk dette produktet på noen måte som kan skade integriteten.

**MERK:**
**Kontakt produsent og kompetent myndighet dersom det oppstår en alvorlig hendelse grunnet bruk av denne enheten.**

#### BRUGSANVISNING

- Sett deg ned for å montere GenuForce.
- Ta tak i kantene på støtten ved den største åpningen.
- Trekk knestøtten over kneet.
- Juster støttens passformen etter behov.

Forsikre deg om at sirkulærputen omringer kneskålen.

**INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING**

Kan vaskes i maskin ved en lav sykklus (maks 40 °C) med et mildt vaskemiddel.

Skal ikke blekes. Skylles godt. Lufttørkes. Skal ikke tørkes i trommel. Skal ikke renses. Skal ikke strykes.

#### SAMMENSETNING

Elastan, nylon, stål, polypropylen, polyuretana, elastomer, silikone, polyester, polyolefín, polyamid, bomull

### INNEHOLDER IKKE NATURGUMMILATEKS

#### BARE MENT FOR BRUK PÅ ÉN PASIENT

GARANTI DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og dens tilbehør ved defekter på materielleller kvalitiet i seks måneder fra salgsdato. I den grad vilkårene i denne garantien er i strid med lokale forskrifter, vil bestemmelsene i slike lokale forskrifter gjelde.

#### SUOMI

**Lue seuraavat ohjeet huolellisesti kokonaan ennen laitteen käyttöä. Oikea kiinnittäminen on tärkeää laitteen asianmukaisen toiminnan kannalta.**

#### SUUNNITELTU KÄYTTÄJÄ

Tuote on tarkoitettu valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisen, potilaan, hänen hoitajansa tai häntä avustavien perheenjäsenten käytettäväksi. Käyttäjän pitää pystyä lukemaan, ymmärtämään ja kyetä fyysisesti noudattamaan käyttöohjeiden kaikkia ohjeita, varoituksia ja huomautuksia.

#### KÄYTTÖTARKOITUS JA -AIHEET

- Tuki ja kompressio akuutissa ja kroonisessa polvivammassa ja polven lievässä nivelrikossa
- Proprioseptinen ja neuromuskulaarinen stimulaatio kompression avulla (tasapainokyvyn ja liikkeiden tukemiseksi)
- Patellofemoraalinen kipu (polvikipu)
- Polven lievä epävakaus
- Vammojen ehkäisy

#### Suorituskyvyominaisuudet:

- Luo kompression (Ranskan standardi ASQUAL-luokka III: 20-36 mmHg ja saksalainen standardi RAL-luokka II: mmHg 23-32. raajaan tai kehonosaan elastisen raken-teensa avulla.
- Luo kevyen suojan raajaan tai kehonosaan akuuttia ja ennalta ennatahkäisevää hoitoa varten.

#### VASTA-AIHEET

- Tunnetut allergiat lääkinällisen laitteen materiaaleille.
- Perifeeriset valtimosairaudet.
- Heikentynyt verenkierto jalassa (esim. diabetes mellitus).
- Heikentynyt lymfänesteen virtaus tai tuntemattomasta syystä johtuva pehmytusturvotus.

#### VAROITUKSET JA VAROTOIMET

- Tuote on tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön.
- Jos sinulla on iho-ongelmia/-vammoja kyseisessä kehonosassa, tuotteen saa asettaa ja sitä saa käyttää vain lääketieteen ammattilaisen kanssa keskustelemisen jälkeen.
- Älä aseta avoimien haavojen päälle.
- Tuote on suunniteltu käytettäväksi suoraan iholta.
- Älä levitä voiteita tai salvoja kehonosaan, jossa on tuki.
- Poista tuki pidempien lepojaksojen ajaksi.
- Jos potilaalla ilmenee tuotetta käytettäessä kipua, turvotusta, muutoksia tuntoaisteesa tai muita epätavallisia reaktioita, on otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- Älä käytä tätä laitetta, jos se on vaurioitunut tai pakkaus on avattu.
- Älä käytä tätä tuotetta millään tavalla, joka voi vahingoittaa sen eheyttä.

**HUOMIO:**
**Jos tuotteen käytöstä aiheutuu vakava vaaratilanne, ota yhteyttä valmistajaan ja valtuutettuun vironomaiseen.**

#### ASETAMISOHJEET

- Istu alas asettaaksesi GenuForcen.
- Tartu suuremmassa aukossa oleviin tuen reunoihin.
- Vedä tuki polven päälle.
- Säädä tuen istuvuus tarpeen mukaan.

Varmista, että pyöreä pehmuste kattaa polvilumpion.

#### PESUOHJEET

Konepestävä miedolla pesuaineella hienopesussa (enintään 40 °C:ssa).

Älä käytä valkaisuainetta. Huuhtelee huolellisesti. Anna kuivua itsestään. Älä kuivata koneessa. Älä kuivapese. Älä siilitä.

#### KOOSTUMUS

Elastaani, nailon, teräs, polypropeenii, polyuretaani, elastomeeri, silikoni, polyesteri, polyolefiini, polyamidi, puuvilla

### VALMISTUKSESSA EI OLE KÄYTETTY LUON- NONKUMILATEKSIA.

#### SUOSITELLAAN YHDEN POTILAAAN KÄYTTÖÖN

TAKUU DJO, LLC korjaa tai korvaa koko laitteen ja sen osan tai koko laitteen lisätarvikkeet tai niiden osan niissä olevien valmistusvirheidene osalta kuuden kuukauden ajan myyntipäivästä.

#### PORTUGUÉS

**Leia atentamente as seguintes instruções antes de utilizar o aparelho. A instalação correcta é essencial para o bom funcionamento do aparelho.**

#### UTILIZADOR PREVISTO

O utilizador previsto deverá ser um profissional médico qualificado, o paciente, o prestador de cuidados ou um familiar do paciente que preste assistência ao mesmo. O utilizador deve conseguir ler, compreender e ser fisicamente capaz de seguir todas as instruções, avisos e cuidados mencionados nas informações de utilização.

#### UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES

- Suporte e compressão após uma lesão aguda e crónica no joelho e osteoartrite ligeira no joelho
- Estimulação proprioceptiva e neuromuscular através de compressão (para apoiar condições e movimentos de equilíbrio)
- Dor patoofemoral (dor no joelho)
- Instabilidade ligeira do joelho
- Prevenção de lesões

#### CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:

- Oferece uma compressão (Padrão francês ASQUAL Classe III: 20-36 mmHg e Padrão alemão RAL classe II: mmHg 23-32. do membro ou segmento corporal através da sua construção elástica.
- Proporciona uma ligeira proteção do membro ou segmento corporal para um tratamento intensivo e profilático.

#### CONTRAIINDICAÇÕES

- Quaisquer alergias conhecidas aos materiais do dispositivo médico.
- Doenças arteriais periféricas.
- Diminuição do fluxo sanguíneo na perna (ex. com diabetes mellitus).
- Drenagem linfática comprometida ou inchaço dos tecidos moles de origem desconhecida.

#### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- O produto destina-se a ser utilizado por um único paciente.
- Se tiver doenças / traumatismos cutâneos na parte relevante do corpo, o produto deve ser colocado e usado somente após consulta com um profissional de saúde.
- Não aplicar em feridas abertas.
- O produto foi concebido para ser usado diretamente sobre a pele.
- Não aplicar nenhum creme ou pomada na parte relevante do corpo enquanto utilizar suporte.

- Remover o suporte durante períodos de descanso mais prolongados.
- Se o paciente sentir dor, inchaço, alterações na sensibilidade ou outras reações anormais durante a utilização deste produto, deve contactar imediatamente o seu médico.
- Não utilizar este equipamento se estiver danificado e/ou se a embalagem tiver sido aberta.
- Não utilizar este produto de qualquer forma que possa comprometer a sua integridade.

**NOTA: Contactar o fabricante e a autoridade competente em caso de acidente grave decorrente da utilização deste dispositivo.**

#### INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

- Sente-se para ajustar o GenuForce.
- Pegar pelas extremidades do suporte na abertura mais larga.
- Puxar o suporte para o joelho.
- Regular o ajuste do suporte, conforme necessário.

Garantir que a almofada circular envolva a rótula.

#### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Lavar a máquina num ciclo delicado (máx. 40 °C) com um detergente suave.

Não usar lixívia. Enxaguar bem. Secar ao ar. Não secar na máquina. Não limpar a seco. Não engomar.

#### COMPOSIÇÃO

Elastano, Nylon, Aço, Polipropileno, Poliuretano, Elastómero, Silícione, Poliéster, Poliolefina, Poliamida, Algodão

### NÃO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL

#### CONCEBIDO PARA UTILIZAÇÃO NUM ÚNICO PACIENTE.

GARANTIA DJO, LLC reparará ou substituirá toda a unidade, ou parte da mesma, e os seus acessórios devido a defeitos de materiais ou de fabrico durante um período de seis meses a partir da data da venda. Caso os termos da presente garantia não estejam em consonância com os regulamentos locais, devem prevalecer as disposições dos regulamentos locais.

#### 日本語

**本製品を使用する前に必ず次の取扱説明をよくお読みください。本製品が適正に機能するためには正しい使用方法が不可欠です。**

#### 対象ユーザープロフィール

対象ユーザーは、許認可を受けた医療従事者、患者、患者の看護人 または看護にあたる家族とします。ユーザーは、取扱方法に記載の指示、警告および注意事項をすべて読み、理解した上で物理的に実行できる必要があります。

#### 用途

- 外傷性や慢性の膝の故障、及び軽度の変形性関節症による膝の保護と着圧
- 着圧による固有受容覚と神経筋の刺激(バランスや動作のサポート)
- 膝蓋大腿部痛(膝の痛み)
- 軽度膝の不安定感
- ケガの予防

#### 本製品の特徴

- 伸縮性のある構造により、四肢または胴体部分に圧迫力(フランス規格ASQUALクラスIII:20-36mmHg & ドイツ規格RALクラスII:mmHg 23-32)を与えます。
- RAL II mmHg 23-32.
- 急性期および予防的ケアのために、四肢または体幹部を保護します。

#### 禁忌禁止

- 本品の材料に対するアレルギー
- 抹消動脈疾患
- 脚の血流障害(例:糖尿病に起因するもの)
- リンパ浮腫又は軟部組織腫脹

#### ご使用上のご注意

- 本製品は患者様お一人専用でご利用いただくためのものです。
- 該当する身体の部位に皮膚疾患/外傷がある場合は、医療従事者にご相談の上、ご使用ください。
- 傷口に装着しないでください。
- 本品は、肌に直接装着するものです。
- サポーターを装着中に、該当部位にローションや軟膏を塗布しないでください。
- 長時間休息する場合は、サポーターを外してください。
- 本品を使用中に、痛み、腫れ、感覚の変化やその他の異常を感じた場合は、ただちに医師にご相談ください。