






ENGLISH

Before using the device, please read the following instructions completely and carefully. Correct application is vital to the proper functioning of the device.

PLAYMAKER EVEREST™ / PLAYMAKER EVEREST™ PRO

- Playmaker Everest™ : Hinged knee brace
- Playmaker Everest™ Pro : Knee Brace with adjustable hinges

INTENDED USER PROFILE

- The intended user should be a licensed medical professional, the patient, the patient's caretaker, or a family member providing assistance. The user should be able to:
- Read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

INTENDED USE/INDICATIONS

- Playmaker Everest™ - Indications requiring support and stabilization of the knee joint, such as: mild to moderate lateral ligament instabilities, meniscus lesions, patellofemoral pain, osteoarthritis, general knee pain or swelling, post-op use following knee surgery.
- Playmaker Everest™ Pro - Indications requiring support, stabilization and range-of-motion control of the knee joint, such as: mild to moderate ligament instabilities, meniscus lesions, patellofemoral pain, osteoarthritis, general knee pain or swelling, post-op use following knee surgery. Soft-good/semi-rigid designed to restrict motion through elastic or semi-rigid construction.

CONTRAINDICATIONS

Do not use if you are allergic to any of the materials contained in this product.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- We recommend that the first application be made under supervision of a health care professional.
- If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
- Do not use over open wounds.
- Do not use this device if it was damaged and/or package has been opened.

Note: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

APPLICATION INSTRUCTIONS

1) If using cold therapy option, pull the undersleeve over the knee (Fig. 1a). Place the Knee Cuff around the knee, with the patella opening centred on the knee cap. The valve at the top of the Knee Cuff (Fig. 1b).
2) Place the hinges into the pockets provided (Fig. 2a). Position on each side of the Knee Cuff, using the hook and loop (Fig. 2b).
Align the centre of the hinges with the centre of the knee cap. Ensure the 2 hinges are level on each side of the Knee Cuff.
If needed, the hinges can be formed to the patient's needs.

3) Attach the extension straps to the Thigh & Calf straps on the Knee Cuff.
Wrap the extension straps over the Knee Cuff and hinges to ensure a secure fit.
Use WITHOUT the hinges : During the treatment course, and upon advice of a health care professional, the Knee Cuff can also be used without the hinges and extension straps.
Secure the Knee Cuff by attaching the thigh Strap and the calf Strap using the hook and loop closures.
4) Adjustable Hinges
• To adjust flexion/extension, open the cap of each hinge, position the flexion/extension stops at the desired angle, and close the hinge cap (Fig. 4a).
• To avoid damaging the hinges, the flexion/extension stops must be positioned at the same angle on both hinges (Fig. 4b). **OPTION : COLD THERAPY & COMPRESSION**
For treatment combining Cold therapy and Compression, the Knee Cuff contains 1 Inflatable Pad, 1 Hand Pump and 2 Cold Packs.

INTENDED USE/INDICATIONS

- Localized external application of cold therapy and compression after surgery or injury, to help minimize inflammation, swelling, and pain.

CONTRAINDICATIONS - COLD COMPRESSION

DO NOT use this device on patients with: Raynaud's or other vasospastic diseases; diabetics; sickle-cell anemia, arteriosclerosis, cryoglobulinemia, hypercoagulable clotting disorders or other peripheral vascular diseases causing ischemia or poor local circulation; compromised local circulation; local tissue infection; cold allergy, cold hypersensitivity, previous cold injury.

APPLICATION INSTRUCTIONS - COLD COMPRESSION

- Prior to use, detach Cold Pack from Knee Cuff and place in freezer for 4 hours minimum. (Domestic deep freeze temperature between -12°C & -20°C).
- Once cold pack is cold / frozen, attach the Cold Pack onto the Knee Cuff, using the hook and loop (Fig. 5). Feel Cold Pack and ensure temperature is adequate before use.
- WARNING! Be sure to place a barrier/cloth between your skin and the Cold Pack (undersleeve). (See "WARNING & PRECAUTIONS"). Cold Pack temperature should not be lower than 5°C.
- Apply the Knee Cuff and hinges as per Application Instructions 1-4.

6) Screw the pump to the Knee Cuff, turn the valve to 'ON' position (Fig. 6). Inflate the Air Cell to the desired level of compression (Fig. 6a). Once the desired inflation level has been reached turn the valve to 'OFF' and remove the pump (Fig. 6b).
• WARNING! Do not inflate and tighten the Knee Cuff excessively. Ensure level of compression is not too tight so as not to restrict blood or fluid flow. (See "WARNING & PRECAUTIONS")
• WARNING! Upon instruction of a Health Care Professional: Apply the Knee Cuff to injured area for time recommended by a Health Care Professional. Do not exceed 20-30 minutes period of application. Alternate with adequate rest periods.

If needed, renew application using second Cold Pack. Replace first Cold Pack in freezer until needed. Do not sleep with the Knee Cuff on.
7) To deflate, screw the pump to the Knee Cuff, position the valve on "ON", and press the button at the base of the pump to release the air (Fig. 7).

WARNINGS AND PRECAUTIONS - COLD COMPRESSION

WARNING! THIS DEVICE CAN BE COLD ENOUGH TO CAUSE SERIOUS INJURY. SERIOUS ADVERSE REACTIONS AND SAFETY HAZARDS MAY OCCUR WHEN USING THIS DEVICE.

USE OF KNEE CUFF WITH INFLATABLE PAD & COLD PACK :

- A health care practitioner must state how long and how often the device should be used and the length of breaks between uses.
- Extreme care must be taken when using any cold therapy system. Any cold products may cause injuries, e.g. burns, blisters, frostbite, swelling, discoloration and skin or tissue necrosis if improperly used or monitored.
- WARNING! DO NOT** inflate and tighten the Knee Cuff excessively. Ensure level of compression is not too tight so as not to restrict blood or fluid flow.
- WARNING! This device can be cold enough to cause serious injury, including tissue necrosis.** You must be able to check your skin condition under the cold pad frequently (at least every hour). DO NOT use this device if you cannot check your skin condition frequently (at least every hour). Check for increased pain, burning, numbness, tingling, increased redness, discoloration, itching, increased swelling, blisters, irritation or other changes in skin condition under the cold pad or around the treatment area. If you experience any of these conditions, immediately discontinue use of this device and contact your physician.
- WARNING! Application of the cold pads directly on the skin may result in serious injury, including tissue necrosis.** DO NOT let any part of the cold pad touch your skin. ALWAYS use with a barrier/cloth between your skin and the cold pad.
- Keep the product away from children.
- All Knee cuff ingredients are non-toxic. They are, however, not intended for ingestion.
- Do not heat the Cold Packs (microwave, oven, hot water, etc...)
- Do not use on open wound(s) and/or sensitive skin.
- Do not use this product if it is damaged or defective.
- Do not use this product in any way that may damage its integrity.
- Do not sit or lay over the Cold Pack or fall asleep with the cold pack on the skin.
- If contents get in contact with eye or skin, rinse with water immediately.

FRANÇAIS

anesthetics, as well as patients taking hypnotics, anxiolytics, or antidepressants, must be monitored frequently during use of this device. These patients may not be able to perceive pain, burning, numbness, tingling or decreased sensation and may be susceptible to injury. Discontinue cold therapy immediately at the first sign of cold injury.

CARE - KNEE CUFF

- Wrap may be hand washed and air dried.
- Gel inserts may be cleaned with water, moist towel or sponge.

COMPOSITION

Knee Cuff
Inflatable Pad: Polyester, nylon
Pump: Silicone, Polyethylene, PVC, ABS Resin (thermoplastic polymer), synthetic rubber and steel wire
Cold Pack
Gel: propylene glycol, sodium carboxymethyl cellulose, water.
Fabric: cotton, nylon
Hinges : Aluminium, polyethylene, nylon
Undersleeve : Polyester

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX

INTENDED FOR USE ON A SINGLE PATIENT

WARRANTY DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale. To the extent the terms of this warranty are inconsistent with local regulations, the provisions of such local regulations will apply.

NOTICE: While every effort has been made in state-of-the-art techniques to obtain the maximum compatibility of function, strength, durability and comfort, there is no guarantee that injury will be prevented through the use of this product.

FRANÇAIS

Veuillez lire attentivement la totalité des instructions suivantes avant d'utiliser le dispositif. Une mise en place correcte est indispensable au bon fonctionnement du dispositif.

PLAYMAKER EVEREST™ / PLAYMAKER EVEREST™ PRO

- Playmaker Everest™ : Genouillère articulée
- Playmaker Everest™ Pro : Genouillère à articulation réglable

PROFIL DE L'UTILISATEUR

- Le dispositif s'adresse à un médecin autorisé, le patient, l'aide-soignant ou un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de :
- Lire, comprendre et être physiquement apte à respecter toutes les consignes, les avertissements et les précautions qui figurent dans le mode d'emploi.

UTILISATION/INDICATIONS

- Playmaker Everest™ - Indications nécessitant support et stabilisation du genou, telles que : instabilités légères à modérées des ligaments latéraux, lésions méniscales, lésions fémoropatellaires, ostéoartrrose, douleurs ou œdèmes, usage postopératoire pour chirurgie du genou.
- Playmaker Everest™ Pro - Indications nécessitant support, stabilisation et contrôle de l'amplitude de mouvement du genou, telles que : instabilités ligamentaires légères à modérées, lésions méniscales, lésions fémoro-patellaires, ostéoartrrose, douleurs ou œdèmes, usage postopératoire pour chirurgie du genou. Produit en textile/matériau semi-rigide conçu pour restreindre le mouvement grâce à une construction élastique ou semi-rigide.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des matériaux contenus dans ce produit.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Nous recommandons qu'un professionnel de santé supervise la première application.
- En cas de douleur, gonflements, modifications des sensations ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
- Ne pas utiliser ce dispositif s'il a été endommagé et/ou si l'emballage a été ouvert.

Remarque : Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave découlant de l'utilisation de ce dispositif.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

1) Si utilisation en mode cryothérapie, enfiler le manchon de protection sur la jambe et centrer sur le genou (Fig. 1a).
Placer le Manchon de Genou autour de la jambe avec l'ouverture centrée sur la rotule (Fig. 1b). La valve positionnée vers le haut du Manchon.
2) Placer les articulations dans les pochettes prévues à cet effet (Fig. 2a). et les positionner de chaque côté du Manchon de Genou, à l'aide des auto-agrippants (Fig. 2b).
Aligner le centre des articulations avec le centre de la rotule. Aligner les 2 articulations au même niveau, de chaque côté du Manchon de Genou.
Si besoin, les articulations peuvent être modelées aux besoin du patient.
3) Fixer les sangles d'extension aux sangles de cuisse et de mollet de l'attelle.
Enrouler les sangles autour du Manchon de Genou et des articulations, pour un maintien adéquat.
Utilisation SANS articulations :
Au cours du traitement et sur avis d'un professionnel de santé, le Manchon de Genou peut être utilisé sans les articulations et sangles d'extension.
Fixer le Manchon de Genou en attachant les sangles de cuisse et de mollet à l'aide des fermetures auto-agrippantes.
4) Articulations Réglables
• Pour régler la flexion/extension, ouvrir le couvercle de chacune des articulations, placer les plots à l'angle souhaité, puis refermer le couvercle de l'articulation (Fig. 4a).

- Pour éviter d'endommager les articulations les positions des plots de flexion et d'extension doivent être identiques sur les deux articulations (Fig. 4b).

OPTION : CRYOTHERAPIE ET COMPRESSION

Pour un traitement associant Cryothérapie et Compression, le Manchon de Genou contient 1 Housse Gonflable, 1 Pompe Manuelle et 2 Packs de Froid.

UTILISATION/INDICATIONS

- Application externe localisée de Cryothérapie et de Compression, à utiliser après blessure ou intervention chirurgicale, pour aider à réduire l'inflammation, l'œdème et la douleur.

CONTRE-INDICATIONS - COMPRESSION ET FROID

NE PAS utiliser ce dispositif sur des patients souffrant des pathologies suivantes :
Maladie de Raynaud ou autres maladies angiospastiques ; diabète; drépanocytose, artériosclérose, cryoglobulinémie, trouble d'hyper coagulation ou autres maladies vasculaires périphériques causant une ischémie ou une faible circulation sanguine locale ; circulation sanguine locale compromise ; infection locale de tissu ; allergie au froid, hypersensibilité au froid, lésion antérieure due au froid.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION - COMPRESSION ET FROID

- Avant usage, détacher le Pack de Froid du Manchon de Genou et le placer au congélateur durant 4 heures minimum. (Température congélateur domestique entre -12°C & -20°C).
- Une fois refroidi, fixer le Pack de Froid sur le Manchon de Genou, à l'aide des auto-agrippants (Fig. 5). S'assurer que la température est adéquate avant usage.
- AVERTISSEMENT !** S'assurer de placer un linge entre la peau et le Pack de Froid (voir "AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE") La température ne doit pas être inférieure à 5°C (interface peau/Pack de Froid).
- Appliquer le Manchon de Genou et les articulations, selon les Instructions 1-4.
- Visser la pompe sur le Manchon de Genou (Fig. 6). Positionner la valve sur "ON" et gonfler la Housse jusqu'au niveau de compression souhaité (Fig. 6a). Une fois le niveau de compression souhaité atteint, positionner la valve sur "OFF" et détacher la pompe (Fig. 6b).
- AVERTISSEMENT !** NE PAS gonfler et serrer le Manchon de Genou de manière excessive. S'assurer que le niveau de compression n'est pas trop serré afin de ne pas bloquer le flux sanguin ou autres fluides corporels (voir "AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE").
- AVERTISSEMENT !** Sur recommandation d'un Professionnel de Santé: Appliquer sur le membre affecté pour la durée recommandée par le Professionnel de Santé (périodes de 20 à 30 minutes maximum en alternance avec périodes de repos adéquates).
Renouveler l'application si nécessaire avec le second Pack de Froid. Remettre le premier Pack de Froid au congélateur. Ne pas s'endormir avec le Pack de Froid.

7) Pour dégonfler, visser la pompe sur le Manchon de Genou, positionner la valve sur "ON", et appuyer sur le bouton à la base de la pompe pour libérer l'air (Fig. 7).

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE - COMPRESSION ET FROID

AVERTISSEMENT ! LE FROID GÉNÉRÉ PAR CE DISPOSITIF EST SUFFISANT POUR PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES. LE RECOURS À CE DISPOSITIF PEUT AVOIR DES EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES ET PRÉSENTER DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ.

UTILISATION DU MANCHON DE GENOU AVEC HOUSSE GONFLABLE & PACK DE FROID :

- Un professionnel de santé agréé doit indiquer la durée et la fréquence d'utilisation du produit ainsi que les périodes de repos adéquates.
- Faire preuve d'extrême prudence lors de l'utilisation de tout système de cryothérapie. Tout produit froid peut causer des blessures, telles que par exemple des brûlures, des ampoules, des gelures, des gonflements, une décoloration ou la nécrose de la peau ou des tissus, s'il est incorrectement utilisé ou surveillé.
- AVERTISSEMENT !** NE PAS gonfler et serrer le Manchon de Genou de manière excessive. S'assurer que le niveau de compression n'est pas trop serré afin de ne pas bloquer le flux sanguin ou autres fluides corporels.
- AVERTISSEMENT !** Le froid généré par ce dispositif est suffisant pour provoquer des blessures graves, notamment la nécrose de tissus. Il est impératif de pouvoir souvent vérifier l'état de la peau sous le coussinet froid (au moins une fois toutes les heures). NE PAS utiliser ce dispositif s'il n'est pas possible de vérifier souvent l'état de la peau (au moins une fois toutes les heures). Être attentif aux symptômes suivants : augmentation de la douleur, brûlure, engourdissement, picotement, rougeur accentuée, décoloration, démangeaisons, gonflement, boursoufflures, irritation ou autres changements de l'état cutané sous le coussinet froid ou autour du site de traitement.
- Si une de ces conditions survient, interrompre immédiatement l'utilisation de ce dispositif et appeler un médecin."
- AVERTISSEMENT !** L'application de coussinets froids directement sur la peau peut causer des blessures graves, notamment la nécrose de tissus. NE PAS laisser une quelconque partie du coussinet froid toucher la peau. **TOUJOURS** utiliser avec une barrière entre la peau et le coussinet froid.
- Maintenir le produit hors de portée des enfants.
- Tous les ingrédients des Pack de Froid sont non toxiques. Ils ne sont cependant pas destinés à être ingérés.
- Ne pas chauffer les packs de froid (micro-ondes, four, eau chaude, etc...)
- Ne pas utiliser en cas de plaies ouvertes et/ou lésions cutanées.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé ou défectueux.
- Ne pas utiliser le produit de quelque manière qui puisse endommager son usage.

- Ne pas s'asseoir ou s'allonger sur le Pack de Froid, ne pas s'endormir avec le Pack de Froid sur la peau.
- Si le contenu du Pack de Froid entre en contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau immédiatement.

LIMITATIONS RELATIVES À CERTAINES POPULATIONS DE PATIENTS

- Limiter le recours à ce dispositif chez les patients inconscients, handicapés, présentant une altération de l'état mental ou de la perception de la douleur. Lors de l'utilisation de ce dispositif, une surveillance fréquente des patients ayant subi une intervention chirurgicale sous sédation, analgésie ou anesthésie, et des patients prenant des somnifères, des anxiolytiques ou des antidépresseurs, est obligatoire. Il est possible que ces patients ne soient pas en mesure de ressentir la douleur, la brûlure, l'engourdissement, le picotement ou la diminution de la sensation, au risque de subir des blessures. Interrompre immédiatement la cryothérapie dès les premiers signes de lésions dues au froid.

ENTRETIEN - MANCHON DE GENOU

- La housse peut être lavée à la main et séchée à l'air libre.
- Les packs de froid contenant le gel peuvent être lavés à l'eau, avec une serviette ou une éponge humide.

COMPOSITION

Manchon de Genou
Housse Gonflable: Polyester, nylon
Pompe : Silicone, polyéthylène, PVC, résine ABS, gomme synthétique, acier
Pack de Froid
Gel: glycol propylène, carboxyméthylcellulose sodique, eau
Tissu: coton, nylon
Articulations : Aluminium, polyéthylène, nylon
Manchon de Protection : Polyester

FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente. Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions de ces réglementations locales s'appliqueront.

Avis : bien que toutes les techniques de pointe aient été utilisées afin d'obtenir le niveau maximal de compatibilité de fonction, de résistance, de durabilité et de confort, il n'est pas garanti que l'utilisation de ce produit prévienne toute blessure.

