

DONJOY®

Jetzt neu:
DuoForm™

Das Glück liegt in deiner Hand!
Durchdachte Hand- & Unterarmorthesen



PRODUKT-INFORMATION
FÜR ARZT UND FACHHANDEL

 **DJO®**

Die neue Linie in der Hand- & Unterarmversorgung

„Der Mensch ist das klügste aller Wesen, weil er Hände hat.“

Anaxagoras

Die neue Linie der Hand- & Unterarmversorgung von DJO unterstützt bei diversen Krankheitsbildern die Therapie der Hand.

Video DONJOY Hand- und Unterarmversorgung



Wussten Sie schon?

Die Evolution des Menschen ist eine Anpassungsgeschichte. Anaxogaras bemerkte früh, dass der Mensch über ein wunderbares „Instrument“ zur Fortentwicklung verfügt. Dieses „Instrument“ gewinnt an Bedeutung, wenn wir uns die Evolutionsgeschichte des Menschen in Erinnerung rufen. Diese wäre ohne die Hände undenkbar. Die Hand ist in ihrer Funktion einzigartig. Was einerseits ein Wunderwerk der Natur ist, ist auch anfällig für Krankheiten.

Neue Linie:

8 Orthesen – nach Bedarf versorgt!

Mit den 8 Modellen deckt die neue DJO Linie viele Indikationen in der Finger-, Hand- und Unterarmversorgung ab!

Funktion und Form werden Eins!

Die roten Elemente ziehen sich durch wie ein roter Faden!

Innovative Materialien

Wir haben uns auf die Fahne geschrieben: Komfort, Leichtigkeit und Atmungsaktivität – das alles um eine optimale Patientenzufriedenheit zu gewährleisten!

Folgende Symbole geben Ihnen weitere hilfreiche Infos zu den einzelnen Modellen:



Dieses Produkt ist für die Notfallversorgung geeignet.




Dieses Produkt ist auch für Kinder erhältlich.

8 Orthesen – nach Bedarf versorgt!

ManuForm™

HMV-Nr: 23.07.02.4058



DuoForm™

NEU

HMV-Nr: 23.07.02.4061



ManuForm+™

HMV-Nr: 23.07.02.2035



DigiForm™

HMV-Nr: 23.07.01.0012



DigiForm+™

HMV-Nr: 23.07.02.1017



CarpaForm™

HMV-Nr: 23.07.02.0057



RhizoForm™

HMV-Nr: 23.07.01.1055



ErgoForm™

HMV-Nr: 23.07.01.1056





ManuForm™

Handgelenkorthese



HMV-Nummer: 23.07.02.4058

Indikationen:

- Verstauchungen und Zerrungen des Handgelenks
- Tendinopathie, Karpaltunnelsyndrom
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

Mit einer Hand anlegbar

Knopf verhindert das Herausrutschen des Gurtes aus der Schnalle

3 Gurte für eine optimale Passform und Stabilität

104 g: Extrem leicht am Arm zu tragen



Wabengewebe für Komfort und Atmungsaktivität



Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
ManuForm™	11–14 cm	Links	Ped / XS	82-96250
ManuForm™	14–16 cm	Links	S	82-96252
ManuForm™	16–19 cm	Links	M	82-96253
ManuForm™	19–21 cm	Links	L	82-96254
ManuForm™	21–24 cm	Links	XL	82-96255
ManuForm™	11–14 cm	Rechts	Ped / XS	82-96260
ManuForm™	14–16 cm	Rechts	S	82-96262
ManuForm™	16–19 cm	Rechts	M	82-96263
ManuForm™	19–21 cm	Rechts	L	82-96264
ManuForm™	21–24 cm	Rechts	XL	82-96265

DuoForm™

Handgelenkorthese

NEU



HMV-Nummer: 23.07.02.4061

Indikationen:

- Verstauchungen und Zerrungen des Handgelenks
- Tendinopathie, Karpaltunnelsyndrom
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

Seitenuniversell

Mittlerer Gurt zirkulär für noch höhere Stabilität

Individuell versetzbare, dorsale Aluminiumschiene

Orthese proximal überdurchschnittlich lang



Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
DuoForm™	11–14 cm	Uni	XS	82-96130
DuoForm™	14–16 cm	Uni	S	82-96132
DuoForm™	16–19 cm	Uni	M	82-96133
DuoForm™	19–21 cm	Uni	L	82-96134
DuoForm™	21–24 cm	Uni	XL	82-96135

ManuForm+™

Handgelenkorthese mit Daumeneinschluss



HMV-Nummer: 23.07.02.2035

Indikationen:

- Verstauchungen und Zerrungen
- Tendinopathie
- Rhizarthrose
- Karpaltunnelsyndrom
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

Mit einer Hand anlegbar

2 dorsale Schienen

3 Gurte für eine optimale Passform und Stabilität

116 g: Extrem leicht am Arm zu tragen



Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
ManuForm+™	11–14 cm	Links	Ped/XS	82-96270
ManuForm+™	14–16 cm	Links	S	82-96272
ManuForm+™	16–19 cm	Links	M	82-96273
ManuForm+™	19–21 cm	Links	L	82-96274
ManuForm+™	21–24 cm	Links	XL	82-96275
ManuForm+™	11–14 cm	Rechts	Ped/XS	82-96280
ManuForm+™	14–16 cm	Rechts	S	82-96282
ManuForm+™	16–19 cm	Rechts	M	82-96283
ManuForm+™	19–21 cm	Rechts	L	82-96284
ManuForm+™	21–24 cm	Rechts	XL	82-96285



DigiForm™

Fingerorthese



HMV-Nummer: 23.07.01.0012

Indikationen:

- Verstauchungen des Fingers bzw. der Finger
- Subluxationen, Verrenkungen
- Frakturen
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

Patientenindividuelle Anpassung

Ermöglicht die Ruhigstellung von 1–2 Fingern

Aluminiumschiene bietet ausgezeichnete Stabilität

4 Gurte für einen patientengerechten und angemessenen Sitz



Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie die Handlänge

Bezeichnung	Handlänge	Seite	Größe	Artikelnummer
DigiForm™	11–15 cm	Uni	Ped / XS	82-96200
DigiForm™	15–19 cm	Uni	S / M	82-96202
DigiForm™	19–23 cm	Uni	L / XL	82-96203



DigiForm+™

Fingergelenkstütze



HMV-Nummer: 23.07.02.1017

Indikationen:

- Verstauchungen, Verrenkungen
- Subluxationen, Frakturen
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung
- Lähmung der Hand und Finger

Fingerstütze für 3 oder 4 Finger anpassbar

4-Gurt-System ermöglicht optimale Stabilität und eine ausgezeichnete Passform

Gewicht: Nur 139 g!



Fingerstütze je nach Bedarf für 3 oder 4 Finger anpassbar

Anlegeanleitung
DigiForm+™



Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
DigiForm+™	11–14 cm	Uni	Ped / XS	82-96210
DigiForm+™	14–16 cm	Uni	S	82-96212
DigiForm+™	16–19 cm	Uni	M	82-96213
DigiForm+™	19–21 cm	Uni	L	82-96214
DigiForm+™	21–24 cm	Uni	XL	82-96215





CarpaForm™

Volare Handgelenkorthese



HMV-Nummer: 23.07.02.0057

Indikationen:

- Karpaltunnelsyndrom
- Tendopathie / Tenosynovitis

Innovatives Design

Hohe Stabilität ohne aufzutragen

Anformbare Aluminiumschiene ermöglicht die gewünschte Handhaltung


92 g: Extrem leicht am Arm zu tragen

Anlegeanleitung
CarpaForm+™



Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks



Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
CarpaForm™	13,5–16,5 cm	Links	S	82-96222
CarpaForm™	16,5–19,5 cm	Links	M	82-96223
CarpaForm™	19,5–25,0 cm	Links	L	82-96224
CarpaForm™	13,5–16,5 cm	Rechts	S	82-96232
CarpaForm™	16,5–19,5 cm	Rechts	M	82-96233
CarpaForm™	19,5–25,0 cm	Rechts	L	82-96234



RhizoForm™

Daumenorthese



HMV-Nummer: 23.07.01.1055

Indikationen:

- Rhizarthrose
- Bandverletzungen am Daumen
- Verstauchungen, Luxationen
- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung

**Perfekt für das tägliche Leben:
Mit einer Hand anlegbar**

**Erhöhte Atmungsaktivität
durch das Skelett-Design**

**Antibakterielles, hypoallergenes und
thermoregulierendes Innenmaterial**

Superleicht: 23 g!



Anlegeanleitung
RhizoForm™



Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
RhizoForm™	13,5–16,5 cm	Links	S–M	82-96242
RhizoForm™	16,5–20,0 cm	Links	L–XL	82-96243
RhizoForm™	13,5–16,5 cm	Rechts	S–M	82-96292
RhizoForm™	16,5–20,0 cm	Rechts	L–XL	82-96293



ErgoForm™

Daumenorthese



HMV-Nummer: 23.07.01.1056

Indikationen:

- Verstauchungen und Luxationen des Daumens
- Rhizarthrose
- Bandverletzungen
- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung

Anpassbares und angenehmes Daumenband

Seitenuniversell

Praktisches Anlagesystem – mit einer Hand anlegbar

Jetzt auch eine Größe kleiner erhältlich!



Wabengewebe für Komfort und Atmungsaktivität



Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
ErgoForm™	12–16 cm	Uni	0	82-96190
ErgoForm™	14–18 cm	Uni	1	82-96191
ErgoForm™	18–22 cm	Uni	2	82-96192

Produktübersicht mit Bestell- und Hilfsmittelnnummern

 Hilfsmittelnummer: 23.07.02.4058	Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
	ManuForm™	11–14 cm	Links	Ped/XS	82-96250
	ManuForm™	14–16 cm	Links	S	82-96252
	ManuForm™	16–19 cm	Links	M	82-96253
	ManuForm™	19–21 cm	Links	L	82-96254
	ManuForm™	21–24 cm	Links	XL	82-96255
	ManuForm™	11–14 cm	Rechts	Ped/XS	82-96260
	ManuForm™	14–16 cm	Rechts	S	82-96262
	ManuForm™	16–19 cm	Rechts	M	82-96263
	ManuForm™	19–21 cm	Rechts	L	82-96264
ManuForm™	21–24 cm	Rechts	XL	82-96265	

 Hilfsmittelnummer: 23.07.02.4061	Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
	DuoForm™	11–14 cm	Uni	XS	82-96130
	DuoForm™	14–16 cm	Uni	S	82-96132
	DuoForm™	16–19 cm	Uni	M	82-96133
	DuoForm™	19–21 cm	Uni	L	82-96134
	DuoForm™	21–24 cm	Uni	XL	82-96135

 Hilfsmittelnummer: 23.07.02.2035	Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
	ManuForm+™	11–14 cm	Links	Ped/XS	82-96270
	ManuForm+™	14–16 cm	Links	S	82-96272
	ManuForm+™	16–19 cm	Links	M	82-96273
	ManuForm+™	19–21 cm	Links	L	82-96274
	ManuForm+™	21–24 cm	Links	XL	82-96275
	ManuForm+™	11–14 cm	Rechts	Ped/XS	82-96280
	ManuForm+™	14–16 cm	Rechts	S	82-96282
	ManuForm+™	16–19 cm	Rechts	M	82-96283
	ManuForm+™	19–21 cm	Rechts	L	82-96284
ManuForm+™	21–24 cm	Rechts	XL	82-96285	

 Hilfsmittelnummer: 23.07.01.0012	Bezeichnung	Handlänge	Seite	Größe	Artikelnummer
	DigiForm™	11–15 cm	Uni	Ped/XS	82-96200
	DigiForm™	15–19 cm	Uni	S/M	82-96202
	DigiForm™	19–23 cm	Uni	L/XL	82-96203

 Hilfsmittelnummer: 23.07.02.1017	Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
	DigiForm+™	11–14 cm	Uni	Ped/XS	82-96210
	DigiForm+™	14–16 cm	Uni	S	82-96212
	DigiForm+™	16–19 cm	Uni	M	82-96213
	DigiForm+™	19–21 cm	Uni	L	82-96214
	DigiForm+™	21–24 cm	Uni	XL	82-96215

 <p>Hilfsmittelnummer: 23.07.02.0057</p>	Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
	CarpaForm™	13,0–16,5 cm	Links	S	82-96222
	CarpaForm™	16,5–19,5 cm	Links	M	82-96223
	CarpaForm™	19,5–25,0 cm	Links	L	82-96224
	CarpaForm™	13,0–16,5 cm	Rechts	S	82-96232
	CarpaForm™	16,5–19,5 cm	Rechts	M	82-96233
CarpaForm™	19,5–25,0 cm	Rechts	L	82-96234	

 <p>Hilfsmittelnummer: 23.07.01.1055</p>	Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
	RhizoForm™	13,5–16,5 cm	Links	S–M	82-96242
	RhizoForm™	16,5–20,0 cm	Links	L–XL	82-96243
	RhizoForm™	13,5–16,5 cm	Rechts	S–M	82-96292
RhizoForm™	16,5–20,0 cm	Rechts	L–XL	82-96293	

 <p>Hilfsmittelnummer: 23.07.01.1056</p>	Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
	ErgoForm™	12–16 cm	Uni	0	82-96190
	ErgoForm™	14–18 cm	Uni	1	82-96191
ErgoForm™	18–22 cm	Uni	2	82-96192	



