

DONJOY®

Anziehend anders
Der Patella
den Weg weisen



PRODUKT-INFORMATION
FÜR ARZT UND FACHHANDEL



Patellofemorale Orthesen

Einfach. Sicher. Gehen.

Besonders geeignet bei

STARKER
LATERALISATION

KOMPLEXEM
MALTRACKING

ZUSÄTZLICHER
KNIE-INSTABILITÄT

PATHOLOGISCHER
INNENROTATION



DONJOY®
TRU-PULL® LITE

DONJOY®
MATRIX PT

DONJOY®
AIR DONJOY® GS

DONJOY®
S.E.R.F. STRAP™

HMV-Nr.: 23.04.05.1010

HMV-Nr.: 23.04.05.1006

HMV-Nr.: 23.04.05.2002

HMV-Nr.: nicht verfügbar

TRU-PULL® LITE

Orthese mit Gelenken zur Entlastung und Sicherung des Patellagleitweges

HMV-Nummer: 23.04.05.1010

Indikationen:

- Femoropatellares Schmerzsyndrom
- Degenerative Veränderungen des Patellagleitweges
- Patellaluxation oder Subluxation
- Patellalateralisation
- Patellainstabilitäten
- Retropatellararthrose

Individuell einstellbare Gurtlänge

Dünnes, elastisches und atmungsaktives Rückenteil für angenehmen Tragekomfort insbesondere in der Kniekehle

Sichere Fixierung und stufenlose Dosierung über 2 zirkuläre Klettgurte


BEI STARKER LATERALISATION



Zweikomponenten-Pelotte zur optimalen Sicherung des Patellagleitweges



Herausnehmbare flexible Kunststoff-Gelenkschienen passen sich dem Knie individuell an



Größe	Umfang*	Artikelnummer	
		links	rechts
XS	30-33 cm	11-0261-1	11-0260-1
S	33-35 cm	11-0261-2	11-0260-2
M	35-38 cm	11-0261-3	11-0260-3
L	38-43 cm	11-0261-4	11-0260-4
XL	43-48 cm	11-0261-5	11-0260-5
XXL	48-53 cm	11-0261-6	11-0260-6
3XL	53-58 cm	11-0261-7	11-0260-7

* Knieumfang Mitte Patella bei gestrecktem Knie



MATRIX PT

Orthese mit Gelenken zur Entlastung und Sicherung des Patellagleitweges

HMV-Nummer: 23.04.05.1006

Indikationen:

- Vorderer Knieschmerz
- Femoropatellares Schmerzsyndrom
- Degenerative Veränderungen des Patellagleitweges
- Verletzung der Patellasehne
- Patellaluxation oder Subluxation
- Chondromalacia Patellae
- Retropatellararthrose

Elastische Züge sichern und korrigieren den Patellagleitweg


Kniescheibenöffnung zur Entlastung der Patella

Individuelle Anpassung durch breite komfortable Klettgurte

Auch in grau und blau mit Unterziehstrumpf erhältlich



BEI KOMPLEXEM MALTRACKING



Größe	Umfang*	Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. blau	Artikel-Nr. rot
XS/S	33–46 cm	11-0415-2-1300	11-0415-2-0200	11-0415-2-0100
M/L	47–59 cm	11-0415-3-1300	11-0415-3-0200	11-0415-3-0100
XL/XXL	60–75 cm	11-0415-4-1300	11-0415-4-0200	11-0415-4-0100
3XL	> 75 cm	11-0415-5-1300	11-0415-5-0200	11-0415-5-0100

* Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte

AIR DONJOY® GS

Orthese mit einstellbaren Gelenken zur Korrektur und Sicherung des Patellagleitweges

HMV-Nummer: 23.04.05.2002

Indikationen:


- Patella-Luxationen oder -Subluxationen
- Degenerative Veränderungen des Patellagleitweges
- Femoropatellares Schmerzsyndrom
- Funktionelle Nachbehandlung nach operativen Eingriffen

Uni- oder bilaterale Stabilisierung der Kniescheibe durch bedarfsgerechtes Aufpumpen der integrierten Luftkammern

Polyzentrische Gelenkschienen mit Extensions- (0°-40) und Flexionsbegrenzung (20°-90°) zur Limitierung des Bewegungsumfanges

Sichere Fixierung durch 2 breite Klettverschlüsse

Atmungsaktives hautfreundliches Drytex®-Material für angenehmen Tragegekomfort



BEI ZUSÄTZLICHER KNEINSTABILITÄT



Größe	Umfang*	Seite	Artikelnummer
XS	33-39 cm	U	11-0855-1-06000
S	39-47 cm	U	11-0855-2-06000
M	47-53 cm	U	11-0855-3-06000
L	53-60 cm	U	11-0855-4-06000
XL	60-67 cm	U	11-0855-5-06000
XXL	67-75 cm	U	11-0855-6-06000
3XL	75-81 cm	U	11-0855-7-06000

* Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte

S.E.R.F. STRAP™

Hüft-Knie-Rotationsgurt

HMV-Nummer: nicht verfügbar

Indikationen:

- Pathologische Innenrotation im Hüftgelenk
- Pathologisches Gangbild
- Vorderer Knieschmerz

Zirkuläre Fixierung um die Hüfte

Elastischer Gurt wirkt Innenrotation aktiv entgegen

Zirkuläre Fixierung ober- und unterhalb des Kniegelenks

BEI PATHOLOG. INNENROTATION



*Körpergröße-Körpergewicht-Matrix zur exakten Größenbestimmung

		Körpergewicht in kg														
		41	45	50	54	59	64	68	73	77	82	85	91+			
Körpergröße in cm	147															
	150															
	152															
	155															
	157															
	160															
	163															
	165															
	168															
	170															
	173															
	175															
	178+															

S
M
L

Größe*	Artikelnummer		Gurtlänge
	links	rechts	
S	11-1544-2	11-1543-2	216 cm
M	11-1544-3	11-1543-3	229 cm
L	11-1544-4	11-1543-4	267 cm

CHATTANOOGA™ CHATT-TAPE

Hypoallergenes Tape

Merkmale:

- CHATT-TAPE ist hypoallergen (latexfrei), elastisch, atmungsaktiv und medikamentenfrei
- Hohe Elastizität gewährleistet optimale Passform
- Erholung von Muskeln, Sehnen und Bändern kann gefördert werden

Indikationen:

Kann unterstützend bei verschiedenen Indikationen im Muskel-, Bänder- und Sehnenapparat helfen.



Farbe	Breite	Länge	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
Beige	5 cm	5 m	1 Box à 12 Rollen	5001
Blau	5 cm	5 m	1 Box à 12 Rollen	5002
Schwarz	5 cm	5 m	1 Box à 12 Rollen	5003
Pink	5 cm	5 m	1 Box à 12 Rollen	5004



ARTROSTAR® DOLOGEL

Pflege und Entspannung für Muskeln und Gelenke

- Natürliche Inhaltsstoffe (Brennnessel, Wintergrünöl, Ginkgo, Campher)
- Wohltuend pflegende Wärme
- Frei von Parfüm, Paraffinen, Parabenen und gentechnisch modifizierten Inhaltsstoffen

Inhalt	Artikel-Nr.	PZN
100 ml	154100	09065538
3 x 100 ml	154300	09065544

