

ORTHESEN UND BANDAGEN
PRODUKTINFORMATION FÜR
ARZT UND FACHHANDEL

DONJOY[®]

DONJOY[®] X-Act ROM Elbow

Ellenbogenorthese



DJO[®]
GLOBAL

MOTION IS MEDICINE[®]

DONJOY® X-Act ROM Elbow

Die komfortable, vielseitig und leicht anwendbare Ellenbogenorthese überzeugt durch ihr geringes Gewicht und die offene Rahmenkonstruktion.

Ein flaches ROM Gelenk ermöglicht die einfache Einstellbarkeit in Extension und Flexion – für einen kontrollierten Bewegungsbereich. Die patientenindividuelle Anpassung an die Armlänge lässt sich problemlos durch die seitlich angebrachten Teleskopschienen vornehmen. Darüber hinaus passen sich die rutschhemmenden Polstergurte der Armbreite an.

Indikationen:

- Postoperativ, posttraumatisch
- Konservative Ellenbogenluxation mit und ohne Begleitverletzungen
- Prothesenimplantation
- Funktionelle Nachbehandlung bei stabilen Frakturen
- Temporäre Ruhigstellung nach Ellenbogen-Arthrolyse
- Bizepssehnen- und Muskelverletzungen

Rezeptierung:

Rezept Nr.:		Vertragsarztzeitpunkt
Rp. (Bitte Leeräume durchschreiben)		
auf dem	DONJOY X-ACT ROM ELBOW Ellenbogenorthese	
auf dem	HMV-Nr.: 23.08.02.0006 (ohne Handteil)	
auf dem	HMV-Nr.: 23.08.02.2004 (mit Handteil)	
auf dem	Indikation:	
bbb		Unterschrift des Arztes Muster 16 (4-1999)
* a. Rückseite		

Produktvorteile:



Leichte Anpassung an die Ober- und Unterarmbreite durch bequeme sowie rutschhemmende Polstergurte.



Die einstellbaren Teleskopschienen gewähren eine problemlose Anpassung an die Armlänge.

- Flaches ROM Gelenk aus stabilem Aluminium mit einfacher werkzeugloser Einstellung:
 - Extension von -10° bis 90° in 10°-Schritten
 - Flexion von -10° bis 120° in 10°-Schritten
 - Praktische Quick-Lock-Funktion von 0° bis 90° in 15°-Schritten



- Hautfreundliche und weiche Polstergurte mit Antirutschpunkten. Hoher Tragekomfort bei längerem Einsatz



- Patientenindividuelle Längeneinstellung durch die Teleskopschienen von 36cm bis 46 cm
- Werkzeuglose Anpassung der Polstergurte




- Erhältlich auch mit Handteil zur Verhinderung von Supination und Pronation sowie Stabilisierung von Hand und Handgelenk



Clip-Verschlüsse für ein sicheres und schnelles An- & Ablegen der Orthese.

Die X-Act ROM Ellenbogenorthese wird flach geliefert für einfaches Anbringen am Patienten.





-Act ROM Elbow

Ihre Bestellinformationen

Art.-Nr.	Produktname
11-9121	DONJOY® X-ACT ROM ELBOW, rechts
11-9122	DONJOY® X-ACT ROM ELBOW, links

Zubehör

Art.-Nr.	Produktname
25-6756	Handteil (Supination/Pronation), rechts
25-6759	Handteil (Supination/Pronation), links

Ersatzteile

Art.-Nr.	Produktname
25-6753	Schultergurt
25-6757	Ellenbogenpolster
25-6758	Gurteset für Ober- und Unterarm
25-6755	Set zum Verriegeln des Gelenks

Größeninformation

Oberarmumfang	26,8-55,8 cm	
Orthesenlänge	36-46 cm	

Wir sind Partner



Kongresspartner der
Gesellschaft für Arthroskopie und
Gelenkchirurgie (AGA)



DJO ist Förderpartner
der DVSE



Förderer der GFFC



Empfohlener Partner der Gesellschaft
für Orthopädisch-Traumatologische
Sportmedizin



ORMED GmbH · Merzhauser Str. 112 · 79100 Freiburg · Deutschland
Tel. 0180 1 676 333 · Fax 0180 11 676 333
E-Mail: orthopaedietechnik@DJOglobal.com · www.DJOglobal.de