

**DONJOY®**

**Atempause für  
das Kniegelenk**

Postoperative Versorgung



# DONJOY® postoperative Knieorthesen

## Einfach. Sicher. Versorgen.

Für eine **bedarfsgerechte** postoperative  
oder posttraumatische Versorgung

Ruhigstellung  
des Kniegelenks  
in gerader  
Position (0°)



DONJOY®  
IMMO AT4 (0°)

HMV-Nr.: 23.04.01.0055

Ruhigstellung  
des Kniegelenks  
in gebeugter Position  
(20°)



DONJOY®  
IMMO AT4 (20°)  
HMV-Nr.: 23.04.01.1040

Ruhigstellung  
des Kniegelenks  
in einstellbarer  
Position (0° und 20°)



DONJOY®  
IMMO AT4 EVEREST  
HMV-Nr.: 23.04.01.2006  
mit optionaler  
Kühlung & Kompression

Knieführung ohne  
Extensions- oder  
Flexionsbegrenzung



**DONJOY®**  
**PLAYMAKER® EVEREST**

HMV-Nr.: 23.04.03.0064  
mit optionaler  
Kühlung & Kompression

Knieführung mit  
Extensions- oder  
Flexionsbegrenzung



**DONJOY®**  
**PLAYMAKER® EVEREST  
PRO**

HMV-Nr.: 23.04.03.1048  
mit optionaler  
Kühlung & Kompression

Mobilisierung und  
Stabilisierung mit  
gestufter Bewegungs-  
freigabe (ROM)



**DONJOY®**  
**X-ACT ROM KNEE**

HMV-Nr.: 23.04.02.0032

**X-ROM**

**NEU**

HMV-Nr.: 23.04.02.0040



# IMMO AT4

## 0° oder 20°

Knieorthesen zur Immobilisierung

HMV-Nummer: 23.04.01.0055 (gerade, 0°)

HMV-Nummer: 23.04.01.1040 (gebeugt, 20°)

### Indikationen:


- Schädigung von Knochen-, Kapsel- und/oder Bandstrukturen des Kniegelenks
- Prä- oder postoperative Ruhigstellung des Kniegelenks
- Posttraumatische Ruhigstellung

*Perforiertes Material steigert die Atmungsaktivität für ein angenehmes Hautklima*

*Ein Fixiergurt innen erleichtert das Anlegen und mindert das Rutschen der Orthese*

*3 anformbare Aluminium-Stabilisatoren seitlich und hinten geben sicheren Halt*

*Leichtes Öffnen und Schließen der Orthese durch flache Klickverschlüsse*



*Der 3-teilige Aufbau ermöglicht die individuelle Anpassung an Beinform und Beinumfang*

## RUHIGSTELLUNG DES KNIEGELENKS GERADE ODER GEBEUGT



Orthesenlänge*	Seite	Artikelnummer	
		Version 0°	Version 20°
30 cm	U	82-43-30	-
40 cm	U	82-43-01	82-43-201
50 cm	U	82-43-02	82-43-202
60 cm	U	82-43-03	82-43-203
65 cm	U	82-43-04	82-43-204

\* Richtwert: Orthesenlänge = Beinlänge medial - 20 cm

THE BEST WAY  
TO IMMOBILIZE



# IMMO AT4 EVEREST

Knieorthese zur Immobilisierung  
mit optionaler Kühlung und Kompression

HMV-Nummer: 23.04.01.2006 (einstellbar, 0° + 20°)

## Indikationen:

- Schädigung von Knochen-, Kapsel- und/oder Bandstrukturen des Kniegelenks
- Prä- oder postoperative Ruhigstellung des Kniegelenks
- Posttraumatische Ruhigstellung

**Optionale Kompression durch aufpumpbare externe Luftkammer (abnehmbar)**

**Individuell einstellbarer Kompressionsdruck mittels Handpumpe**

**Gel-Packs zur Kälteanwendung innen anklettbar**


**Orthese sowie Kompressions- und Kühleinheit können jeweils separat verwendet werden**



Ventral offenes Design erleichtert die Anwendung bei aufragenden Verbänden oder Drainagesystemen



Austausch der seitlichen 0°- gegen 20°-Stabilisatoren nach Bedarf



## RUHIGSTELLUNG DES KNIEGELENKS EINSTELLBAR



Wiederverwendbare Gel-Packs zur Kälteanwendung in Verbindung mit Kompression

Orthesenlänge*	Seite	Artikelnummer
50 cm	U	82-53-02
60 cm	U	82-53-03

\* Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte

# PLAYMAKER® EVEREST™

mit optionaler Kühlung und Kompression

HMV-Nummer: 23.04.03.0064

## Indikationen:

- Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenkes
- Stabilisierung und Führung des Kniegelenks bei freiem Bewegungsumfang

## Pumpe mit Schlauch

*Integrierte aufpumpbare Luftkammer ermöglicht eine individuell einstellbare Kompression*

*Universalgröße, kann links und rechts verwendet werden*

*Flache polyzentrische Gelenkschienen zur Stabilisierung mit Hyperextensionsschutz*



**OHNE BEWEGUNGSBEGRENZUNG**



*Wiederverwendbare Gel-Packs zur Kälteanwendung in Verbindung mit Kompression*

Größe	Seite	Knieumfang	Artikelnummer
U	U	bis 60 cm	82-0016

# PLAYMAKER® EVEREST™ PRO

mit Extensions- und Flexionsbegrenzung  
und optionaler Kühlung und Kompression

HMV-Nummer: 23.04.03.1048

**Indikationen:**

- Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenkes
- Stabilisierung und Führung des Kniegelenks mit erforderlicher Begrenzung des Bewegungsumfanges

*Integrierte aufpumpbare Luftkammer ermöglicht eine individuell einstellbare Kompression*

*Werkzeuglos einstellbare Gelenkschienen mit Extensions- und Flexionsbegrenzung*

*Pumpe mit Schlauch*

*Universalgröße, kann links und rechts verwendet werden*

*Werkzeuglos einstellbare Gelenkschienen mit Extensions- und Flexionsbegrenzung*



**MIT BEWEGUNGSBEGRENZUNG**



*Wiederverwendbare Gel-Packs zur Kälteanwendung in Verbindung mit Kompression*

Größe	Seite	Knieumfang	Artikelnummer
U	U	bis 60 cm	82-0017

**NEU**

# X-ROM

Knieorthese zur frühfunktionellen Mobilisierung

HMV-Nummer: 23.04.02.0040

**Indikationen:**

- Postoperative Ruhigstellung und/oder frühfunktionelle Mobilisierung des Kniegelenks
- Posttraumatische Ruhigstellung
- Nach Meniskusnaht, Meniskusimplantation

*Teleskopisch einstellbare Orthesenlänge, alle vier Beinauflagen sind verschiebbar*

*5-fache Quick-Lock-Funktion*

*Flache ROM-Gelenke, werkzeuglos einstellbar*

*Schnellverschlüsse für leichtes An- und Ablegen der Orthese*

*Gut anformbare Aluminiumschienen*

*Geruchsmindernde antimikrobielle Polster*

**MOBILISIERUNG UND STABILISIERUNG**

**Extra-Leicht**



*Einstellbar in 10°-Schritten:  
Extension -10° bis 90°  
Flexion -10° bis 120°  
Quick-Lock bei -10° bis 30°*

Seite	Umfang*	Orthesenlänge	Artikelnummer
U	< 71 cm	48-68 cm	11-2181-9

\* Oberschenkelumfang

# X-ACT ROM

## KNEE

Knieorthese zur frühfunktionellen Mobilisierung

HMV-Nummer: 23.04.02.0032

**Indikationen:**

- Postoperative Ruhigstellung und/oder frühfunktionelle Mobilisierung des Kniegelenks
- Posttraumatische Ruhigstellung
- Nach Meniskusnaht, Meniskusimplantation

*Orthesenlänge teleskopisch einstellbar zur Anpassung an die individuelle Beinlänge*

*3-fache Quick-Lock-Funktion*

*Flache ROM-Gelenke aus Aluminium, werkzeuglos einstellbar*

*Klickverschlüsse für sicheres An- und Ablegen der Orthese*

*Offenes Design für gute Beweglichkeit und freundliches Hautklima*

*Leicht anpassbare rutschhemmende Polster*



*Einstellbar in 10°-Schritten:  
Extension -10° bis 90°  
Flexion -10° bis 120°  
Quick-Lock bei 0°, 15°, 30°*

**MOBILISIERUNG UND STABILISIERUNG**

**Besonders stabil**



Seite	Umfang*	Orthesenlänge	Artikelnummer
U	< 71 cm	48-63 cm	11-2151-9

\* Oberschenkelumfang

# ARTROMOT® K1

für das Knie- und Hüftgelenk

HMV-Nummer: 23.04.01.2006

## Zur postoperativen, kontinuierlichen und passiven Bewegung des Kniegelenkes (continuous passive motion = CPM).

- Verhindert Gelenkverklebungen und Gelenksteifen
- Verbessert die Heilung von Gelenkknorpel, Sehnen, Bändern und Weichteilgeweben
- Verkürzt den stationären Aufenthalt und die Gesamtbehandlungsdauer

## Indikationsbeispiele:

- Arthrotomien und Arthroskopien in Kombination mit Synovektomie, Arthrolyse
- Kreuzbandplastiken
- Komplexe Knieoperationen
- Nach Gelenkmobilisation in Narkose
- Arthrosen mit Bewegungseinschränkung

Zum Einsatz im anspruchsvollen klinischen Alltag und im Homecare-/Mietservice.



CPM Kniebewegungsschienen sind für gesetzlich versicherte Patienten weiterhin erstattungsfähig!

Mehr Info:

[www.djoglobal.de/cpm-therapie-artromot](http://www.djoglobal.de/cpm-therapie-artromot)

## Haftungsausschluss

Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.

Stand der Informationen: Oktober 2020

## Patientenchipkarte



ARTROMOT®-K1  
Comfort Chip



Auch als  
XL-Version  
verfügbar!

