

PROCARE®

PLANTAR FASCIITIS NIGHT SPLINT

Die PROCARE® Plantar Fasciitis Night Splint ist eine Lagerungsorthese und dient unter anderem zur prä-/postoperativen/posttraumatischen Ruhigstellung von Fuß und Sprunggelenk. Sie lagert den Fuß in gelenkschonender Stellung über Nacht. Durch das luftige Design der PROCARE® Plantar Fasciitis Night Splint kann eine gleichzeitige Verordnung mit dem AIRCAST® AIRSELECT™ Elite/Short Walker die Wundheilung fördern sowie zu einer besseren Hygiene führen.



Rezeptierung

<small>Rp. Leist.</small>	Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)	<small>Vertragsarztstempel</small>
<small>auf dem</small>	AIRCAST AIRSELECT ELITE WALKER	
<small>auf dem</small>	Unterschenkel-Fuß-Orthese	
<small>auf dem</small>	HMV-Nr.: 23.06.01.0038	
<small>auf dem</small>	Indikation:	
bbbH		<small>Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)</small>
<small>1) s. Rückseite</small>		

<small>Rp. Leist.</small>	Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)	<small>Vertragsarztstempel</small>
<small>auf dem</small>	PROCARE PLANTAR FASCIITIS NIGHT SPLINT	
<small>auf dem</small>	Fußlagerungsorthese	
<small>auf dem</small>	HMV-Nr.: 23.03.01.0019	
<small>auf dem</small>	Indikation:	
bbbH		<small>Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)</small>
<small>1) s. Rückseite</small>		

enovis™

PROCARE®

PROCARE® PLANTAR FASCIITIS NIGHT SPLINT

Gepolsterte Fixiergurte

über Sprunggelenk und Unterschenkel

Korrektur von Spitzfußstellungen

stufenlos einstellbar durch seitliche Bandzüge

Zusätzlicher Zehenkeil

Leichtes Gewicht und luftiges Design

Gepolsterte dorsale Halbschale

mit seitlich hochgezogenem Rand, thermoplastisch verformbar



Indikationen

- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung in gelenkschonender Stellung
- Nachtlagerung
- Plantarfasciitis
- Spitzfußprophylaxe
- Leichte Spitzfußkorrektur
- Lagerung bei Peroneus-Parese

Größentabelle

SEITE	GRÖSSE	SCHUHGRÖSSE	ART.-NR.
U	S	< 38	79-97753
U	M	38-40	79-97755
U	L	40-43	79-97757
U	XL	> 43	79-97758

enovis™

Creating Better Together™

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

enovis-medtech.de | **Tel. 0180 1 676 333** **Fax 0180 11 676 33** **E-Mail: orthopaedietechnik@enovis.com**

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.