

PROCARE® PLANTAR FASCIITIS NIGHT SPLINT

Versorgungsmöglichkeiten

Ob bei Plantar Fasciitis, Fußheberschwäche oder zur prä-/postoperativen/posttraumatischen Ruhigstellung nach Fuß oder Sprunggelenksverletzungen, die PROCARE® PLANTAR FASCIITIS NIGHT SPLINT verhindert die Spitzfußstellung über Nacht und beugt somit möglichen Folgeerkrankungen vor. DJO bietet Ihnen Ihre individuelle Therapie-Option.

DONJOY® AchilloForce Air®

- Massiert die plantare Sehnenplatte durch intermittierende Kompression beim Gehen
- Erste Strickbandage mit pneumatischem Pelottensystem
- Breiter Gurt zur Kompressionsregulierung



CHATTANOOGA® CHATT-TAPE

- CHATT-TAPE ist hypoallergen (latexfrei), elastisch, atmungsaktiv und medikamentenfrei
- Hohe Elastizität gewährleistet optimale Passform
- Erholung von Muskeln, Sehnen und Bändern kann gefördert werden



Plantar Fasciitis
Dehnung der Sehnenplatte über Nacht

PROCARE® PLANTAR FASCIITIS NIGHT SPLINT

- Ruhigstellung und sichere Lagerung von Unterschenkel und Fuß
- Korrektur von Spitzfußstellungen/stufenlos einstellbar durch Bandzüge
- Gepolsterte dorsale Halbschale mit seitlich hochgezogenem Rand, thermoplastisch verformbar
- Zusätzlicher Zehenkeil



Fußheberschwäche
Verhinderung der Spitzfußstellung über Nacht

Prä-/postoperative/
posttraumatische Ruhigstellung
Sichere Lagerung und
Immobilisierung über Nacht

AIRCAST® PodaLib

- Bei neurologischer Schwäche oder Lähmung der fußhebenden Muskulatur
- Trägt dazu bei, ein laterales Ungleichgewicht zu verhindern, ohne die Bewegung einzuschränken
- Hilft, den Fuß in einem 90°-Winkel zu halten
- Kann mit Schuhen oder auch barfuß getragen werden



AIRCAST® AIRSELECT ELITE WALKER

- Immobilisierung bei Fuß und Sprunggelenksverletzungen
- Duplex™-Luftkammer-System fördert die Reduktion von Schmerzen und Schwellungen
- Drei einzeln anwählbare Luftkammern
- Biomechanisch optimierte Abrollsohle



PRODUKTÜBERSICHT

Größentabellen, Rezeptierungen und Bestellnummern


PROCARE® PLANTAR FASCIITIS NIGHT SPLINT

Indikationen:

- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung in gelenkschonender Stellung
- Nachtlagerung
- Plantar Fasciitis
- Spitzfußprophylaxe
- Leichte Spitzfußkorrektur
- Lagerung bei Peroneus-Parese

Artikelnummern:

Größe	Schuhgröße	Seite	Art.-Nr.
S	< 38	U	79-97753
M	38-40 cm	U	79-97755
L	40-43 cm	U	79-97757
XL	> 43 cm	U	79-97758



AIRCAST® PodaLib

Indikationen:

- Neurologische Schwäche oder Lähmung der fußhebenden Muskulatur
- Inkomplette Peroneus-Parese

Artikelnummern:

Größe	Umfang	Orthesenhöhe	Seite	Artikel-Nr.
XS	13-19 cm	10 cm	U	82-0013-1
S	13-20 cm	13 cm	U	82-0013-2
M	20-27 cm	13 cm	U	82-0013-3
L	27-34 cm	13 cm	U	82-0013-4




DONJOY® AchilloForce Air®

Indikationen:

- Plantar Fasciitis
- Chronische oder posttraumatische Reizzustände im Bereich der Achillessehne
- Achilloydnie
- Achillessehnenentzündung

Artikelnummern:

Größe	Umfang	Seite	Art.-Nr.
1	17-19 cm	U	82-0252-1
2	19-21 cm	U	82-0252-2
3	21-23 cm	U	82-0252-3
4	23-25 cm	U	82-0252-4
5	25-27 cm	U	82-0252-5
6	27-29 cm	U	82-0252-6



CHATTANOOGA® CHATT-TAPE

Indikationen:

- Distorsionen, Bandteillrisse, Überbeanspruchung, Tendovaginitis

Artikelnummern:

Farbe	Breite	Länge	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
Beige	5 cm	5 m	1 Box à 12 Rollen	5001
Blau	5 cm	5 m	1 Box à 12 Rollen	5002
Schwarz	5 cm	5 m	1 Box à 12 Rollen	5003
Pink	5 cm	5 m	1 Box à 12 Rollen	5004

