

enovis™

AIRCAST®
HALGU-LINIE

Schritt für Schritt zu neuer
Bewegungsfreude bei Hallux Valgus



AIRCAST®

Mehr Bewegungsfreude und Leichtigkeit im Alltag

In Deutschland leidet jeder achte Mensch unter einem Hallux Valgus. Damit ist der Hallux Valgus – oder Ballenzeh – eine der häufigsten Fuß-Fehlstellungen in der westlichen Welt. Aufgrund des schwächeren Bindegewebes tanzt insbesondere bei Frauen die Großzehe oft aus der Reihe. Neben dem ästhetischen Aspekt führt die Zehendeformität nicht nur zu Problemen bei der Schuhauswahl, sondern verursacht vor allem schmerzhafte Druckstellen und Entzündungen.

Meist entwickelt sich der Hallux Valgus als Folge eines jahrelangen Spreizfußes, der häufigsten schmerzhaften Fehlbildung des Fußes. Hierbei kommt es zu einer Aufspreizung des ersten und zweiten Mittelfußknochens und somit zu einer Fehlbelastung des Fußes. Die Fehlstellung der Großzehe nimmt durch die veränderte Belastung durch den Spreizfuß und den damit veränderten Sehnenzug mit der Zeit häufig zu. In schweren Fällen kann sich die Fehlstellung der Großzehe auch auf das angrenzende Fußskelett auswirken und zu einer Fehlstellung der zweiten und dritten Zehe führen.



Hohe Expertise für maximale Entlastung

Seit Generationen versorgen unsere AIRCAST® Produkte Ihre Patienten mit innovativen Lösungen. Mit der AIRCAST® Halgu-Linie setzen wir nun einen neuen Standard in der Versorgung von Fußproblemen. Die innovative Produktreihe kann Ihren Patienten dabei helfen, wieder leichten Fußes durchs Leben zu gehen und neue Bewegungsfreude zu entdecken.

AIRCAST®
HalguDay®



AIRCAST®
HalguNight®



AIRCAST®
HalguStrap®



AIRCAST® SofToes™

Hammerzehenpolster



Vorfußkissen



Vorfußkissen mit Ring



Zehentrenner



Zehenkappe



Zehenspreizer



Kleinzehenschutz



Zehenring



Ballenschutz mit
Zehenspreizer



AIRCAST® HalguDay®

Für mehr Bewegungsfreude
und neue Leichtigkeit bei Tag
und Nacht



AIRCAST® HalguDay®

HMV-Nr.: 23.01.01.1004

Hallux-Valgus-Korrekturorthese mit Gelenk

Indikationen

- Schmerzlinderung bei Patienten mit symptomatischem Hallux Valgus (Ballenzeh)
- Leichte oder mittelstarke Fehlstellung der Großzehe
- Aufrechterhaltung der Position nach Operation zur Behebung des Hallux Valgus (Ballenzehs)

Pluspunkte

- Gelenkschiene in drei Größen sorgt für volle Fußbeweglichkeit am Tag und in der Nacht
- Feststellbares Gelenk ermöglicht eine optionale Ruhigstellung direkt nach der OP mit anschließender Mobilisierung in 0° Position, in 30° Flexion für ein leichtes Abrollverhalten trotz Ruhigstellung und in 30° Extension zur Überstreckung der Sehnen
- Austauschbarer 10° Zehenschenkel für sanfte Korrektur bei stärkerem Hallux Valgus Grad
- Memory-Foam Kissen schmiegt sich sanft dem gereizten Ballen an, beruhigt und schützt
- Zugwirkung von außen für eine sanfte Patienten-Compliance
- Stabiler Mittelfußgurt sorgt für starken Halt und Aufrichtung

Bestellinformationen


GRÖSSE	SCHUHGRÖSSE	SEITE	ART. NR.
S	34 - 36	U	82-07S
M	36 - 42	U	82-07M
L	42 - 46	U	82-07L

Stabiler Mittelfußgurt

sorgt für starken Halt und Aufrichtung des Fußes

Anpassbarer Großzehengurt

hilft bei der schmerzfreien Bewegung der Großzehe




Austauschbarer 10° Zehenschenkel

schmiegt sich auch stärkeren Graden an und fördert sanft die Korrektur

„Memory Foam“ Kissen

schmiegt sich sanft an den gereizten Ballen an, beruhigt und schützt



Feststellbares Gelenk

ermöglicht eine optionale Ruhigstellung direkt nach der OP mit anschließender Mobilisierung

- 0° Position
- 30° Extension für ein leichtes Abrollverhalten trotz Ruhigstellung
- 30° Flexion zur Dehnung der Sehnen



AIRCAST® HalguNight®

Entspannung für die
Großzehe in der Nacht



AIRCAST® HalguNight®

HMV-Nr.: 23.01.01.0020

Hallux-Valgus-Korrekturorthese

Indikationen

- Schmerzlinderung bei Patienten mit symptomatischem Hallux Valgus (Ballenzeh)
- Leichte oder mittelstarke Fehlstellung der Großzehe
- Aufrechterhaltung der Position nach Operation zur Behebung des Hallux Valgus (Ballenzehs)

Pluspunkte

- Starre Schiene in drei Größen zur Ruhigstellung in der Nacht
- Memory-Foam Kissen schmiegt sich sanft dem gereizten Ballen an, beruhigt und schützt
- Zugwirkung von außen für hohe Patienten-Compliance
- Stabiler Mittelfußgurt sorgt für starken Halt und Aufrichtung

Bestellinformationen

GRÖSSE	SCHUHGRÖSSE	SEITE	ART. NR.
S	34 - 36	U	82-08S
M	36 - 42	U	82-08M
L	42 - 46	U	82-08L


Stabiler Mittelfußgurt
sorgt für starken Halt und
Aufrichtung des Fußes

Zugwirkung von außen
für hohe Patienten-Compliance



Starre Schiene
zur Ruhigstellung in
der Nacht

„Memory Foam“ Kissen
schmiegt sich sanft an den gereizten
Ballen an, beruhigt und schützt



A close-up photograph of a person's right foot standing on a grey carpet. The person is wearing light grey trousers. A blue, textured, strap-like device is wrapped around the arch of the foot. The device has a darker blue, possibly padded or reinforced, section at the heel. The background is blurred, showing a wooden floor and some indistinct shapes.

AIRCAST® HalguStrap®

Ideale Unterstützung des Fußgewölbes
im Alltag

AIRCAST® HalguStrap®

HMV-Nr.: 05.01.01.2013

Mittelfußbandage mit Pelotte

Indikationen

- Hallux Valgus
- Spreizfuß, Plattfuß (Senkfuß)
- Metatarsalgie

Pluspunkte

- Stabiler Klettgurt in einer Größe sorgt für starken Halt und Aufrichtung
- Optimale Passform durch die Kombination aus elastischem und starrem Material
- Gewölbeunterstützende Pelotte für einen angenehmen Massageeffekt
- Schlankes Design ermöglicht volle Fußbeweglichkeit am Tag und in der Nacht

Bestellinformationen

GRÖSSE	MITTELFUSSUMFANG	SEITE	ART. NR.
U	bis 30 cm	U	82-09

Stabiler Klettgurt

sorgt für starken Halt
und Aufrichtung

Anpassbarer Gurt

sorgt für eine optimale Passform



Schlankes Design

ermöglicht volle
Fußbeweglichkeit am Tag
und in der Nacht und bietet
auch im Alltag Komfort
und Unterstützung

Gewölbeunterstützende Pelotte

für einen angenehmen Massageeffekt



AIRCAST® SofToes™

Die passgenaue Lösung für jeden Bedarf im Zehen- und Ballenbereich

Pluspunkte

- Bieten sanften Schutz, angenehmer Komfort und sichere Unterstützung
- Ein dezenter Hauch von Menthol sorgt für ein besonders frisches, luftig-leichtes Lebensgefühl
- Für jeden Bedarf im Zehenbereich eine passgenaue Lösung



AIRCAST® SofToes™ Hammerzehenpolster

Indikationen

- Schmerzen im Zehenbereich
- Vermeidung von Druck auf die Zehen und Metatarsalköpfchen
- Unterstützung für gute Positionierung der Zehen

Bestellinformationen

GRÖSSE	SEITE	INHALT	ART. NR.
U	R+L	1 Paar	82-10-01



AIRCAST® SofToes™ Vorfußkissen

Indikationen

- Schutz für den Vorfuß und Druckreduzierung im Vorfußbereich
- Kann auch als rutschfeste Fußstütze verwendet werden

Bestellinformationen

GRÖSSE	SEITE	INHALT	ART. NR.
U	R+L	1 Paar	82-10-02



AIRCAST® SofToes™ Vorfußkissen mit Ring

Indikationen

- Schutz für den Vorfuß und Druckreduzierung im Vorfußbereich
- Stützt das Quergewölbe und sorgt für Abpolsterung und Komfort

Bestellinformationen

GRÖSSE	SEITE	INHALT	ART. NR.
U	R+L	1 Paar	82-10-03



AIRCAST® SofToes™ Zehentrenner

Indikationen

- Trennung von ausgerekten und sich dicht nebeneinander befindenden Zehen
- Druck- oder reibungsbedingte Schmerzen, Hautirritationen und Hühneraugen zwischen den Zehen
- Verringert die Reibung und den Druck zwischen den Zehen und hilft, Blasen, Hühneraugen und reibende Nägel zu vermeiden

Bestellinformationen

GRÖSSE	SEITE	INHALT	ART. NR.
U	U	2 Stück	82-10-04

AIRCAST® SofToes™ Zehenkappe

Indikationen

- Schmerzen von Druckpunkten im Zehenbereich
- Reduzierung von Druck und Reibung

Bestellinformationen

GRÖSSE	SEITE	INHALT	ART. NR.
U	U	2 Stück	82-10-05

AIRCAST® SofToes™ Zehenspreizer

Indikationen

- Ausgerenkte und sich dicht nebeneinander befindende oder überlappende große und zweite Zehen
- Druck- oder reibungsbedingte Schmerzen, Hautirritationen und Hühneraugen zwischen der großen Zehe und der zweiten Fußzehe
- Durch Ballenzehen verursachte Schmerzen und damit verbundener Diskomfort
- Verbesserung der Ausrichtung bei Schiefstellung der Großzehe (Hallux Valgus)

Bestellinformationen

GRÖSSE	SEITE	INHALT	ART. NR.
U	U	2 Stück	82-10-06

AIRCAST® SofToes™ Kleinzehenschutz

Indikationen

- Schmerzen bei Ballenproblemen am kleinen Zeh (kleiner Ballenzeh/Bunionette)
- Schutz gegen weitere(n) Druck, Reibung und Irritation
- Vermeidung von Hühneraugen und Schwielen

Bestellinformationen

GRÖSSE	SEITE	INHALT	ART. NR.
U	U	1 Stück	82-10-07

AIRCAST® SofToes™ Zehenring

Indikationen

- Von Druckpunkten ausgehende Schmerzen
- Reduzierung von Druck und Reibung
- Vermeidung der Bildung von Hühneraugen

Bestellinformationen

GRÖSSE	SEITE	INHALT	ART. NR.
U	U	2 Stück	82-10-08

AIRCAST® SofToes™ Ballenschutz mit Zehenspreizer

Indikationen

- Ausgerenkte und sich dicht nebeneinander befindende oder überlappende große und zweite Zehen
- Druck- oder reibungsbedingte Schmerzen, Hautirritationen und Hühneraugen zwischen den der großen Zehe und der zweiten Fußzehe
- Verbesserung der Ausrichtung bei Schiefstellung der Großzehe (Hallux Valgus)
- Schmerzlinderung und Druckabbau, wenn sich der Ballen wund anfühlt

Bestellinformationen

GRÖSSE	SEITE	INHALT	ART. NR.
U	U	1 Stück	82-10-09

WIR SIND FÜR SIE DA!

Service-Hotline Orthopädietechnik

Montag bis Freitag: 8.30 bis 16.30 Uhr Telefon: 0180 1 676 333* Telefax: 0180 11 676 33 E-Mail: orthopaedietechnik@enovis.com

* Gebühren für 0180er Nummern: 3,9 Cent pro Minute bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

WEITERE INFORMATIONEN



Vielfältige Behandlungsoptionen

Mehr Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.enovis-medtech.de



Produktkatalog Orthopädische Hilfsmittel

Unsere aktuellen Orthopädischen Hilfsmittel:
www.enovis-medtech.de/downloads/kataloge

enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.