

**DONJOY®**

# IN ALLEN FÄLLEN GUT GELAGERT

Schulterversorgung mit Konzept



# IMMOBILISIERUNG NACH BEDARF

ABDUKTIONSGRAD

## DONJOY® Ultrasling® Quadrant

HMV-Nr.: 23.09.01.2008

- Ruhigstellung variabel einstellbar, bis hin zu 90° Abduktion



## DONJOY® Ultrasling® Pro AB

HMV-Nr.: 23.09.04.0069

- Ruhigstellung in 45° oder 60° Abduktion



## DONJOY® Ultrasling® III AB

HMV-Nr.: 23.09.04.0035

- Ruhigstellung in 45° oder 60° Abduktion



## DONJOY® PSA-2

HMV-Nr.: 23.09.04.0017

- Ruhigstellung in 30° Abduktion



## DONJOY® Ultrasling® III ER

HMV-Nr.: 23.09.04.0060

- Ruhigstellung in 15° oder 30°/45° Außenrotation, Abduktion in 10°–15°



## DONJOY® Ultrasling® Pro ER

HMV-Nr.: 23.09.04.0070

- Ruhigstellung in 15° oder 30° Außenrotation, Abduktion in 10°–15°



## DONJOY® Ultrasling® Pro

HMV-Nr.: 23.09.04.0068

- Ruhigstellung in 15° Abduktion



## DONJOY® Ultrasling® III

HMV-Nr.: 23.09.04.0034

- Ruhigstellung in 10° bis 15° Abduktion



## DONJOY® PSI PLUS

HMV-Nr.: 23.09.01.0023

- Ruhigstellung in Innenrotation, 0° Abduktion



## DONJOY® Ultrasling® Pro

Kissen bei allen Varianten abnehmbar

- Ruhigstellung in Innenrotation, 0° Abduktion



# DONJOY® Ultrasling® Pro NEU

Schultergelenkorthesen  
zur Immobilisierung und Entlastung

HMV-Nummer: 23.09.04.0068


Die Vielseitige –  
4 Modelle, 4 Artikelnummern!

Innovative Gurtung verteilt das Gewicht auf  
angenehme Art und Weise

Einfaches An- und Ablegen

4 Modelle für jede gewünschte Lagerungsform

One-Size-Prinzip & seiteneruniversell



Unterarmtasche auf entsprechende Größe anpassbar –  
One-Size-Prinzip

Größe	Unterarmlänge*
S/M	26,7–38,1 cm
L/XL	> 38,1 cm

\* Unterarm ab Mittelhand

Artikelbeschreibung	HMV-Nr.	Artikelnummer
Ultrasling® Pro	23.09.04.0068	11-0447-9
Ultrasling® Pro 15° ER	23.09.04.0070	11-0471-9
Ultrasling® Pro 30° ER	23.09.04.0070	11-0472-9
Ultrasling® Pro AB	23.09.04.0069	11-0473-9
Zubehör Langer Schultergurt 71 cm (Standardgurt hat 48 cm Länge)		25-0447

# DONJOY® Ultrasling® Quadrant

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung,  
verstellbar in 4 Bewegungsrichtungen

Eine Orthese –  
alle Einstellungen möglich!


HMV-Nummer: 23.09.01.2008

Optionaler Schultergurt möglich

Eine Größe pro Seite – one size fits all

Individuell und werkzeuglos einstellbar

Schulter wird von der Hüfte aus gestützt



Größe	Hüftumfang	Seite	Artikel-Nr.
U	61–114 cm	rechts	11-0210
U	61–114 cm	links	11-0211
Zubehör Verlängerungsgurt			
U	114–152 cm	U	25-0212
Zubehör Antirotationsgurt			
U	U	U	11-1530

# DONJOY® Ultrasling® III

Schultergelenkorthese zur Abduktionslagerung –  
Ruhigstellung in 15° Abduktion

HMV-Nummer: 23.09.04.0034


Tausendfach bewährt!

Stabile Lagerung des Armes bis zur Mittelhand  
durch die bequeme Unterarmtasche

Atmungsaktive und hautfreundliche Materialien  
bieten höchsten Tragekomfort

Schnellverschlüsse ermöglichen eine leichte  
und schnelle Handhabung

Orthese auch in Außenrotationsvarianten und  
erhöhter Abduktion erhältlich



Größe	Unterarmlänge*	Artikel-Nr.
S	< 27 cm	11-0449-2
M	27–33 cm	11-0449-3
L	33–38 cm	11-0449-4
XL	> 38 cm	11-0449-5

\* Unterarm ab Mittelhand

# DONJOY® PSA-2

Schultergelenkorthese zur Abduktionslagerung –  
Ruhigstellung in 30° Abduktion

HMV-Nummer: 23.09.04.0017


Bequeme Versorgung  
mit 30° Abduktion!

Verbessertes Schulterpolster sorgt für  
Druckentlastung in der Hals-/Nackenregion

Optimale Gurtführung und Verschlüsse  
erlauben unkomplizierte Handhabung

Anatomisch geformtes Kissen für  
präzise und sichere Armlagerung

Luftdurchlässige Armtasche  
verhindert Wärmestau und  
ist angenehm auf der Haut



Größe	Unterarmlänge*	Artikel-Nr. links	Artikel-Nr. rechts
Standard	> 25 cm	OX0390-2L	OX0390-2R
Small	< 25 cm	OX0391-2L	OX0391-2R

\* Unterarm ab Mittelhand

# DONJOY® PSI Plus

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung –  
Ruhigstellung in Innenrotation

Der Immobilizer  
nach dem Gilchrist-Prinzip

HMV-Nummer: 23.09.01.0023


Patientenschonende, individuelle und leichte Anpassung

Hoher Tragekomfort durch angenehmes Material

Ruhigstellung und Stabilisierung des Schultergelenks nach dem Prinzip des Gilchrist-Verbandes

Zwei Handschlaufen zur Auswahl inklusive:

- Variante 1: Unterarmschleife lösbar und zur Nachbehandlung zu öffnen
- Variante 2: Geschlossenes Handteil



Größe	Bauchumfang in cm	Artikel-Nr.
Standard	< 115 cm	OX0380 Plus
Large	115–135 cm	OX0381 Plus

## Wir sind für Sie da!

### Service-Hotline

Montag–Freitag: 8.30–16.30 Uhr · Telefon: 0180 1 676 333 \* · Telefax: 0180 11 676 33  
E-Mail: orthopaedietechnik@DJOglobal.com

\* Gebühren für 0180er Nummern: 3,9 Cent pro Minute bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

## Weitere Informationen

### Schulterversorgung nach Bedarf

Eine große Produktauswahl für die Schulterversorgung (z. B. CPM-Therapie mit Bewegungsschienen, Schulterorthesen u.v.m.) finden Sie auf unserer Webseite.



### Aktuelle Produktkataloge zum Download

Unsere aktuellen Produktkataloge finden Sie jederzeit aktuell auf <https://www.djoglobal.de/djo-kataloge/>



### Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.

