

DONJOY®

Der Spezialist
zur Immobilisierung
der Wirbelsäule

DONJOY® ISOFORM™ TLSO **NEU**



enovis™

DONJOY® IsoFORM™ TLSO NEU

Immobilisierungsorthese mit Mobilisierungsfunktion

HMV-Nummer: 23.15.02.0006

Mit einer individuell anpassbaren Orthese, gezielter Kompression sowie Immobilisierung kann die TLSO mit nur zwei Größen jeden Patienten versorgen.

Indikationen:

Die DONJOY® IsoFORM™ TLSO wurde zur Ruhigstellung der Lenden- und Brustwirbelsäule entwickelt. Sie kann sowohl prä- als auch postoperativ sowie nach traumatischen Ereignissen eingesetzt werden. Im Therapieverlauf ist auch eine funktionelle Mobilisierung möglich.

- Kompressionsfrakturen an der Brustwirbelsäule
- Schädigungen im BWS- und LWS-Bereich
- Osteoporose
- Kyphose
- Präoperativ
- Postoperativ

Rezeptierung:


DONJOY IsoFORM TLSO

Immobilisierungsorthese mit Mobilisierungsfunktion

HMV-Nr.: 23.15.02.0006



Größe	Taillenumfang	Art.-Nr.
S/M	71–122 cm	11-1698-2
L/XL	122–152 cm	11-1698-4



Drehbare Schnellverschluss-
schnallen für einfaches An-
und Ausziehen

Werkzeuglos einstellbare
Sternumpelotte

Zwei Frontverschlüsse
für komfortables An- und
Ausziehen (abnehmbare
Kunststoffplatte)

Einschränkung der Vorwärts-
bewegung und Rumpfrotation

Zwei Flaschenzüge für
individuelle Kompression



Kann über die Schulter oder unter
den Armen getragen werden

Immobilisierungselement
für Lenden- und Brust-
wirbelsäule (L5-Th2)

Flaschenzugsystem mit
unabhängiger oberer und
unterer Kompression



WIR SIND FÜR SIE DA!

Service-Hotline Orthopädietechnik

Montag bis Freitag: 8.30 bis 16.30 Uhr Telefon: 0180 1 676 333* Telefax: 0180 11 676 33 E-Mail: orthopaedietechnik@enovis.com

* Gebühren für 0180er Nummern: 3,9 Cent pro Minute bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

WEITERE INFORMATIONEN



Vielfältige Behandlungsoptionen

Mehr Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.enovis-medtech.de



Produktkatalog Orthopädische Hilfsmittel

Unsere aktuellen Orthopädischen Hilfsmittel:
www.enovis-medtech.de/downloads/kataloge

enovis™

Creating Better Together™

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.