

**DONJOY®**

Für mehr  
Lebensqualität

**DONJOY® OSTEOSTRAP**

**enovis™**

# DONJOY® OSTEOSTRAP

## Osteoporoseorthese

HMV-Nummer: 23.15.04.4036

**Die DONJOY OsteoStrap überzeugt mit ihrem Aufbau aus zwei Komponenten, die ideal aufeinander abgestimmt sind und zusammenwirken – für das wirksame Stützen sowie die Stabilisierung, Teil-Immobilisierung und Haltungskorrektur der Wirbelsäule.**

- 1 DONJOY OsteoStrap Rückenschiene
- 2 DONJOY OsteoStrap Lendengurt

Modulare Wirbelsäulenorthese für optimale Passform

Aktive Aufrichtung, Entlastung und Stabilisierung der gesamten Wirbelsäule

Atmungsaktives Gewebe mit Carbon-Garn für maximalen Komfort

Lendengurt stabilisiert und stützt die Lendenwirbelsäule

Anatomisch vorgeformte und individuell anpassbare Rückenschiene zur aktiven Entlastung der Brustwirbelsäule

Schulter-Reklinationsgurte zur Korrektur der Kyphose

Handschlaufen für einfaches Anlegen der Orthese







**Indikationen:**

DONJOY® OsteoStrap kann bei Indikationen eingesetzt werden, bei denen eine aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der LWS/ BWS sowie eine Bewegungseinschränkung in Sagittalebene notwendig ist, wie z.B.:

- Haltungsschäden im Zusammenhang mit der Parkinson-Krankheit
- Traumatische Frakturen
- Osteoporose
- Stabile Wirbelfrakturen
- Osteoarthritis
- Dorsale Hyperkyphose
- Muskelschwäche

**Rezeptierung:**

DONJOY OsteoStrap  
 Osteoporoseorthese  
 HMV-Nr.: 23.15.04.4036



DONJOY® OsteoStrap	Größe	Taillenumfang	Rückenlänge S1-C7	Art.-Nr.
	S1	68-82 cm	43-49 cm	82-0049-S1
	M1	82-98 cm	43-49 cm	82-0049-M1
	M2	82-98 cm	50-57 cm	82-0049-M2
	L2	98-116 cm	50-57 cm	82-0049-L2
	L3	98-116 cm	58-67 cm	82-0049-L3

DONJOY® OsteoStrap Rückenschiene	Größe	Rückenlänge S1-C7	Art.-Nr.
	1	43-49 cm	82-0049-1
	2	50-57 cm	82-0049-2
	3	58-67 cm	82-0049-3

DONJOY® OsteoStrap Lendengurt	Größe	Taillenumfang	Art.-Nr.
	XS	56-68 cm	82-0049-XS
	S	68-82 cm	82-0049-S
	M	82-98 cm	82-0049-M
	L	98-116 cm	82-0049-L
	XL	116-136 cm	82-0049-XL

## WIR SIND FÜR SIE DA!

### Service-Hotline Orthopädietechnik

Montag bis Freitag: 8.30 bis 16.30 Uhr Telefon: 0180 1 676 333\* Telefax: 0180 11 676 33 E-Mail: orthopaedietechnik@enovis.com

\* Gebühren für 0180er Nummern: 3,9 Cent pro Minute bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

## WEITERE INFORMATIONEN



### Vielfältige Behandlungsoptionen

Mehr Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter:  
[www.enovis-medtech.de](http://www.enovis-medtech.de)



### Produktkatalog Orthopädische Hilfsmittel

Unsere aktuellen Orthopädischen Hilfsmittel:  
[www.enovis-medtech.de/downloads/kataloge](http://www.enovis-medtech.de/downloads/kataloge)

**enovis™**

*Creating Better Together™*

ORMED GmbH, Bötzinger Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

### Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.