


DONJOY[®] LumboForce[®]

5 starke Lösungen für den Rücken



LumboForce® – volle Kraft für Ihre Therapie

Ein System – fünf Optionen

Die fünfstufige LumboForce® Linie deckt alle wesentlichen Indikationen der Lendenwirbelsäule ab und bietet größtmögliche Flexibilität bei der Produktauswahl nach individuellen therapeutischen Schwerpunkten.



Anlegen und Anwenden von LumboForce® sind einfach komfortabel. Dafür sorgen durchdachte Details und hochwertige Verarbeitung.

Mikroklett

Starker Halt, sanft zur Kleidung.



Verschlussystem

Mit praktischen Hand- und Finger-Einschubtaschen – erleichtern das Anlegen.




Stoll-

Strickmaschinen
Eine Grundlage für vertrauenswürdige Qualität.



3D-Strick – die intelligente Masche

Hochwertiger 3D-Flachstrick bildet die Grundlage aller LumboForce®-Produkte. Er steht für sehr gute Passform, hohe Propriozeptionswirkung und ein optimiertes Kompressionsprofil vom Zentrum bis zum Rand.



„Wenn es um den Rücken geht, liegt nichts so nahe, wie das umfassende Orthesenprogramm von DJO Global.“




Für ein hohes Qualitätsniveau bürgt Technologie „Made in Germany“, denn LumboForce® wird exklusiv auf Strickmaschinen des Weltmarktführers STOLL aus Deutschland hergestellt.

Das Stufenkonzept gegen Rückenerkrankungen


Das LumboForce® Rückenkonzept setzt physikalische Prinzipien in therapeutischen Nutzen um. Für alle wesentlichen Indikationen finden Sie hier die passende Orthese. LumboForce® 4 und 5 sind abrüstbar für eine flexible Therapiegestaltung.

LumboForce® 1




Leichte Stabilisierung der Lendenwirbelsäule und Unterstützung der Bauch- und Rückenmuskulatur.

LumboForce® 2



Stabilisierung und Abstützung der Lendenwirbelsäule. Regulierbare Unterstützung der Bauch- und Rückenmuskulatur.

LumboForce® 3



Teilentlastung durch Entlordosierung der Lendenwirbelsäule mit individuell einstellbarer dorsaler Stützwirkung.

LEICHT STABILISIEREN

STABILISIEREN


STÜTZEN

1

2


3

LumboForce® 4



Entlastung durch Entlordosierung der Lendenwirbelsäule. Die überbrückende Rückenschale nimmt Gewichtskräfte auf und entlastet wirksam die Wirbelhinterkanten.

LumboForce® 5



Entlastung und Aufrichtung der Lendenwirbelsäule. Aluminium-Flexionsrahmen, Rückenschale und Bauchpelotte schützen gemeinsam gegen unzuträgliche Bewegungen.

ÜBERBRÜCKEN

4

ÜBERBRÜCKEN & AUFRICHTEN

5

| Indikationen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schwerere Schmerzzustände im LWS-Bereich | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schwere oder rezidivierende Lumbalgie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Facettensyndrom | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spondylarthrose | ● | ● | ● | ● | ● |
| Postdiskotomiesyndrom | ● | ● | ● | ● | ● |
| Osteochondrose | ● | ● | ● | ● | ● |
| Leichte Lumboischialgie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bandscheibenprotrusion/-Prolaps | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mittelschwere Lumboischialgie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spondylolisthese mit Lumbalgie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mittelgradige lumbale Deformität | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mittelschweres radikuläres Lumbalsyndrom | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spinalkanalstenose | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schwere Lumboischialgie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schwere/r Bandscheibenprotrusion/-Prolaps | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spondylolisthese mit rezidivierenden Lumboischialgien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schweres radikuläres Lumbalsyndrom | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schwere lumbale Deformität | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zustand nach Bandscheiben-OP | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schwerste Lumboischialgie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schwerstes radikuläres Lumbalsyndrom | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spondylolisthese mit schweren Lumboischialgien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stabile Wirbelfrakturen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zustand nach Wirbelfusion | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hilfsmittelnummer | 23.14.03.2069 | 23.14.03.3059 | 23.14.04.0019 | 23.14.04.1010 | 23.14.02.2007 |

● Orthese geeignet

LumboForce® 1 – die Leichte

Für die **leichte Stabilisierung** der Lendenwirbelsäule



Leichte Stabilisierung der Lendenwirbelsäule und Unterstützung der Bauch- und Rückenmuskulatur.

Merkmale:


- Zweizugelastischer 3D-Strick bringt optimale Kompression und Passform
- Frontverschluss mit Handeinschub erleichtert das Anlegen
- Individuell positionierbare Propriozeptionspelotte

Indikationen:

- Schwerere Schmerzzustände im LWS-Bereich
- Schwere oder rezidivierende Lumbalgie
- Facettensyndrom
- Spondylarthrose



Individuell positionierbare
Propriozeptionspelotte massiert
und fördert die Durchblutung –
dort wo es schmerzt



LumboForce® 1

| Größe | Taillenumfang in cm | Artikel-Nr. Höhe: 23 cm dorsal 16 cm ventral |
|-------|------------------------|--|
| XS | 65 – 75 | 82-0216-1 |
| S | 75 – 85 | 82-0216-2 |
| M | 85 – 95 | 82-0216-3 |
| L | 95 – 105 | 82-0216-4 |
| XL | 105 – 115 | 82-0216-5 |
| XXL | 115 – 125 | 82-0216-6 |
| 3XL | 125 – 135 | 82-0216-7 |

Rezeptierung:

DONJOY LumboForce 1

Stabilisierungsorthese mit Pelotte

HMV-Nr.: 23.14.03.2069

LumboForce® 2 – die Flexible

Für die **Stabilisierung** der Lendenwirbelsäule mit flexibler Kompressionsanpassung

Patentierter Umlenkschnalle
zur kraftsparenden, feinfühligem
Kompressionsdosierung



Zuggurt
mit praktischer Finger-
Einschubtasche



Stabilisierung und Abstützung der Lendenwirbelsäule. Regulierbare Unterstützung der Bauch- und Rückenmuskulatur.


Merkmale:

- Flexible Rückenstabilisatoren zur Unterstützung der betroffenen Wirbelsäulensegmente
- Leichtgängiges Zuggurtsystem verstärkt die stabilisierende Wirkung und ist situativ anpassbar
- Patentierter Umlenkschnallen zur kraftsparenden und feinfühligem Kompressionsdosierung

Indikationen:

- Schwerere Schmerzzustände im LWS-Bereich
- Schwere oder rezidivierende Lumbalgie
- Facettensyndrom
- Spondylarthrose
- Postdiskotomiesyndrom
- Osteochondrose
- Leichte Lumboischialgie

Individuell positionierbare
Propriozeptionspelotte



Flexible Rückenstabilisatoren
mit Federstahlkern



LumboForce® 2

| Größe | Taillenumfang in cm | Artikel-Nr. Höhe: 26 cm dorsal 16 cm ventral |
|-------|------------------------|--|
| XS | 65 – 75 | 82-0218-1 |
| S | 75 – 85 | 82-0218-2 |
| M | 85 – 95 | 82-0218-3 |
| L | 95 – 105 | 82-0218-4 |
| XL | 105 – 115 | 82-0218-5 |
| XXL | 115 – 125 | 82-0218-6 |
| 3XL | 125 – 135 | 82-0218-7 |

Rezeptierung:

DONJOY LumboForce 2

Stabilisierungsorthese mit Pelotte und Zugelementen

HMV-Nr.: 23.14.03.3059

LumboForce® 3 – die Starke

Für die entlordosierende **Stützung** und Teilentlastung der Lendenwirbelsäule

Patentierter Umlenkschnalle
zur kraftsparenden, feinfühligem
Kompressionsdosierung



Zuggurte
mit praktischen Finger-
Einschubtaschen



Teilentlastung durch Entlordosierung der Lendenwirbelsäule mit individuell einstellbarer dorsaler **Stützwirkung**.

Merkmale

- Anformbare Stützelemente mit Aluminiumkern für eine wirksame Entlordosierung
- Zwei Zuggurte zur Wirkungsunterstützung
- Patentierter Umlenkschnallen zur kraftsparenden, feinfühligem Kompressionsdosierung

Indikationen

- Bandscheibenprotrusion/-Prolaps
- Mittelschwere Lumboischialgie
- Spondylolisthese mit Lumbalgien
- Mittelgradige lumbale Deformität
- Mittelschweres radikuläres Lumbalsyndrom



Anformbare Stabilisatoren
mit Aluminium-Kern für
Kraftvolle Entlordosierung



LumboForce® 3

| Größe | Taillenumfang in cm | Artikel-Nr. | |
|--|------------------------|--|--|
| | | Höhe: 26 cm dorsal 16 cm ventral | Höhe: 32 cm dorsal 19 cm ventral |
| XS | 65 – 75 | 82-0219-1 | – |
| S | 75 – 85 | 82-0219-2 | – |
| M | 85 – 95 | 82-0219-3 | 82-0220-3 |
| L | 95 – 105 | 82-0219-4 | 82-0220-4 |
| XL | 105 – 115 | 82-0219-5 | 82-0220-5 |
| XXL | 115 – 125 | 82-0219-6 | 82-0220-6 |
| 3XL | 125 – 135 | – | 82-0220-7 |
| Optional erhältlich: Propriozeptionspelotte, Art.Nr.: PELOTE_DOS_SPINE | | | |

Rezeptierung

DONJOY LumboForce 3

Lumbalstützorthese

HMV-Nr.: 23.14.04.0019

LumboForce® 4 – die Stabile

Für die entlastende **Überbrückung** der Lendenwirbelsäule

Patentierter Umlenkschnalle
zur kraftsparenden, feinfühligem
Kompressionsdosierung



Zuggurte
mit praktischen Finger-
Einschubtaschen




Entlastung durch Entlordosierung der Lendenwirbelsäule. Die **überbrückende** Rückenschale nimmt Gewichtskräfte auf und entlastet wirksam die Wirbelhinterkanten.

Merkmale

- Überbrückende Kunststoff-Rückenschale
- Doppelte Zuggurte für optimale Anpassung
- Im Therapieverlauf zur Lumbalstützorthese abrüstbar

Indikationen


- Spinalkanalstenose
- Schwere Lumboischialgie
- Schwere/r Bandscheibenprotrusion/-Prolaps
- Spondylolysthese mit rezidivierenden Lumboischialgien
- Schweres radikuläres Lumbalsyndrom
- Schwere lumbale Deformität
- Zustand nach Bandscheiben-OP



Kunststoff-Rückenschale
mit überbrückender Funktion



Anformbare Stabilisatoren
mit Aluminium-Kern



LumboForce® 4


| Größe | Taillenumfang in cm | Artikel-Nr. | |
|-------|------------------------|--|--|
| | | Höhe: 26 cm dorsal 16 cm ventral | Höhe: 32 cm dorsal 19 cm ventral |
| XS | 65 – 75 | 82-0221-1 | – |
| S | 75 – 85 | 82-0221-2 | – |
| M | 85 – 95 | 82-0221-3 | 82-0222-3 |
| L | 95 – 105 | 82-0221-4 | 82-0222-4 |
| XL | 105 – 115 | 82-0221-5 | 82-0222-5 |
| XXL | 115 – 125 | 82-0221-6 | 82-0222-6 |
| 3XL | 125 – 135 | – | 82-0222-7 |

Rezeptierung

DONJOY LumboForce 4
Überbrückungsorthese
HMV-Nr.: 23.14.04.1010

LumboForce® 5 – die Schützende

Für die **Überbrückung und Aufrichtung** der Lendenwirbelsäule




Entlastung und Aufrichtung der Lendenwirbelsäule. Aluminium-Flexionsrahmen, Rückenschale und Bauchpelotte schützen gemeinsam gegen unzutragliche Bewegungen.

Merkmale:

- Anformbarer Aluminium-Flexionsrahmen¹
- Überbrückende Kunststoff-Rückenschale²
- Kunststoff-Bauchpelotte erhöht den intraabdominellen Druck
- Zur Überbrückungs- bzw. Lumbalstützorthese abrüstbar

Indikationen:


- Schwere lumbale Deformität
- Zustand nach Bandscheiben-OP
- Schwerste Lumboischialgie
- Schwerstes radikuläres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese mit schweren Lumboischialgien
- Stabile Wirbelfrakturen
- Zustand nach Wirbelfusion



¹ Anformbarer Aluminium-Flexionsrahmen (Akutphase)

² Überbrückende Kunststoff-Rückenschale (nach Abrüsten)

Anformbare Stabilisatoren mit Aluminium-Kern



LumboForce® 5

| Größe | Taillenumfang in cm | Artikel-Nr. | |
|-------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Höhe: 26 cm dorsal 16 cm ventral | Höhe: 32 cm dorsal 19 cm ventral |
| XS | 65 – 75 | 82-0223-1 | – |
| S | 75 – 85 | 82-0223-2 | – |
| M | 85 – 95 | 82-0223-3 | 82-0224-3 |
| L | 95 – 105 | 82-0223-4 | 82-0224-4 |
| XL | 105 – 115 | 82-0223-5 | 82-0224-5 |
| XXL | 115 – 125 | 82-0223-6 | 82-0224-6 |
| 3XL | 125 – 135 | – | 82-0224-7 |

Rezeptierung:

DONJOY LumboForce 5

Flexionsorthese mit Mobilisierungsfunktion

HMV-Nr.: 23.14.02.2007

Private Label Programm

Mit dem **DONJOY®-Private Label Programm** ist jede Versorgung zugleich auch Werbung für Sie! Platzieren Sie deshalb Ihr Logo direkt auf dem Produkt. Die Gestaltung und Produktion Ihrer Private-Label-Aufkleber übernehmen wir für Sie – individuell nach Ihren Wünschen!

