

**DONJOY® DEFIANCE®**

Farbtafel

**Metallicfarben**



**Grundfarben**



**Zweifarbige**



Alle Farben sind kombinierbar.  
Fließender Farbübergang (siehe Beispiele) möglich, außer matte Farben.

Bitte beachten Sie eine längere Lieferzeit aufgrund von Maßanfertigung. Drucktechnisch können Farbabweichungen auftauchen.

Maßblatt

Servicetelefon: 0180 1 676 333  
Servicefax: 0180 11 676 33  
orthopaedietechnik@enovis.com

<b>Besteller</b>		Datum _____	
Sanitätshaus _____	_____	Kundennummer _____	_____
zuständig _____	_____	Auftragsnummer _____	_____
Telefon _____ Fax _____	_____	PO _____	_____
Code _____	_____	Order-Nummer _____	_____
Anschrift _____	_____	Seriennummer _____	_____
_____	_____	Artikelnummer _____	_____
<b>Patient</b>			
Patientencode _____	_____	Alter _____	Größe _____ Gewicht _____
Messung am <input type="checkbox"/> rechten Bein <input type="checkbox"/> linken Bein <input type="checkbox"/> vorgenommen von _____			
<input type="checkbox"/> Erstversorgung <input type="checkbox"/> Zweitmessung <input type="checkbox"/> Remake	<input type="checkbox"/> EILIG!		
<b>Produktdaten</b>			
Rahmen: <input type="checkbox"/> DEFIANCE <input type="checkbox"/> DEFIANCE III*			
Gurtung: <input type="checkbox"/> ACL <input type="checkbox"/> PCL <input type="checkbox"/> CI			
Gelenke: <input type="checkbox"/> Fource Point™ (nicht PCL) <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> DropLock (nur CI)			
<input type="checkbox"/> OA Adjust. mediale Entlastung _____ ° (1° bis 7°) laterale Entlastung _____ ° (1° bis 7°)			
Grundfarben: <input type="checkbox"/> Black Gloss <input type="checkbox"/> Black Matte <input type="checkbox"/> White Gloss <input type="checkbox"/> Smoke Matte <input type="checkbox"/> Navy Gloss <input type="checkbox"/> Seafoam Gloss <input type="checkbox"/> Bright Blue Gloss <input type="checkbox"/> Emerald Gloss <input type="checkbox"/> Volt Gloss <input type="checkbox"/> Powder Gloss <input type="checkbox"/> Bumble Gloss <input type="checkbox"/> Safety Gloss <input type="checkbox"/> True Red Gloss <input type="checkbox"/> Fuchsia Gloss <input type="checkbox"/> Crimson Gloss <input type="checkbox"/> Cotton Candy Gloss <input type="checkbox"/> Grape Gloss <input type="checkbox"/> Velvet Gloss <input type="checkbox"/> Olive Drab Green Matte <input type="checkbox"/> Desert Tan Matte <input type="checkbox"/> Flat Dark Earth Matte			
Metallicfarben: <input type="checkbox"/> Metallic Black Gloss <input type="checkbox"/> Metallic Gunmetal Gloss <input type="checkbox"/> Metallic Silver Gloss <input type="checkbox"/> Metallic White Gloss <input type="checkbox"/> Metallic Bright Blue Gloss <input type="checkbox"/> Metallic Navy Gloss <input type="checkbox"/> Metallic Forest Gloss <input type="checkbox"/> Metallic Gold Gloss <input type="checkbox"/> Metallic True Red Gloss			
Zweifarbige: Farbe Oberschenkelrahmen: _____ Farbe Unterschenkelrahmen: _____ Fließender Farbübergang (außer matte Farben) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			

Standard-Oberschenkelumfang (inch/cm) Umfang bei **kurzem** Oberschenkelrahmen

Kniebreite (inch/cm) lateraler Versatz

Standard-Unterschenkelumfang (inch/cm) Umfang bei **kurzem** Unterschenkelrahmen

Bitte tragen Sie nur den Umfang für die jeweils gewünschte Rahmenvariante (Standard- oder kurzer Rahmen) bei Ober- und Unterschenkel ein.

DEFIANCE Extra (Carbonrahmen verstärkt)

**Zubehör (gegen Aufpreis):**

- Edelstahl-Zahnkränze
- Schutzhülle über der Orthese
- Patella / Schienbeinschutz
- Luftgefüllte Kondylenpolster
- Silikonbeschichtete Gurtpolster
- Chamois Innenbeschichtung / Gurtpolster
- Baumwoll-Lycra-Unterziehstrumpf
- 0°-Flexions-Ruhigstellungskeil

\* Oberschenkelrahmen medial abgeschrägt (nur bei Standardlänge oben)

Maß- und Bestell-  
information

**DONJOY® A22™ UND DONJOY® DEFIANCE®**



# DONJOY® A22

Perfekter Begleiter im Alltag  
und für den Freizeitsport



### Dämpfung

- FourcePoint™-Gelenk unterstützt die natürliche Dämpfung des Kniegelenks
- Mindert starke Stöße auf die Gelenkstrukturen
- Hilft den Gelenkknorpel zu schonen

### Raus aus der Risikozone

- Signifikante Vergrößerung des Knie-Beugewinkels nach Sprung-Stopp-Bewegung<sup>1</sup>
- Erhöhung des Beugewinkels um ca. 5° reduziert die Scherkraft auf das vordere Kreuzband bei Frauen um 9%, bei Männern um 13%<sup>2</sup>



**Geruchsmindernd**  
Anti-Mikrobielle  
Innenbeschichtung  
mit Wabenstruktur

### Titan-Orthese nach Maß

Individuell gefertigter  
Titan-Rahmen – aus-  
gewogen in Leicht-  
gewicht, Stabilität und  
Design für maßvolle  
Beanspruchungen

### Tragekomfort


- Bequemes, modernes  
Polster- und Gurtmaterial
- Optionaler Unter-  
ziehstrumpf

# DONJOY® A22™

Maßblatt

Servicetelefon: 0180 1 676 333  
Servicefax: 0180 11 676 33  
orthopaedietechnik@enovis.com

<b>Besteller</b>		Datum _____	
Sanitätshaus _____	_____	Kundennummer _____	_____
zuständig _____	_____	Auftragsnummer _____	_____
Telefon _____ Fax _____	_____	PO _____	_____
Code _____	_____	Order-Nummer _____	_____
Anschrift _____	_____	Seriennummer _____	_____
_____	_____	Artikelnummer _____	_____
<b>Patient</b>			
Patientencode _____	_____	Alter _____	Grösse _____ Gewicht _____
Messung am _____	<input type="checkbox"/> rechten Bein	<input type="checkbox"/> linken Bein	<input type="checkbox"/> vorgenommen von _____
_____	<input type="checkbox"/> Erstversorgung	<input type="checkbox"/> Zweitmessung	<input type="checkbox"/> Remake
_____	<input type="checkbox"/> EILIG!	_____	
<b>Produktdaten</b>		_____	
Rahmen:	<input checked="" type="checkbox"/> Titan	_____	
Gurtung:	<input checked="" type="checkbox"/> ACL (nur vorderes Kreuzband)	_____	
Gelenke:	<input checked="" type="checkbox"/> Fource Point™	_____	
<b>Welche Extensionskeile sollen bereits eingebaut sein?</b> (nur ankreuzen, wenn zutreffend)		_____	
<input type="checkbox"/> 0°		_____	
<input type="checkbox"/> 10°		_____	
<input type="checkbox"/> 20°		_____	
<input type="checkbox"/> 30°		_____	
<input type="checkbox"/> 40°		_____	
<b>Zubehör (gegen Aufpreis):</b>		_____	
<input type="checkbox"/> Baumwoll-Lycra-Unterziehstrumpf (Größe S-XXL)		_____	
<input type="checkbox"/> Schutzhülle über der Orthese		_____	
<input type="checkbox"/> Luftgefüllte Kondylenpolster		_____	



**Bitte messen Sie immer die Standard-Beinumfänge (inch).**  
Der A22™ Unterschenkelrahmen fällt in der Länge ca. 2 cm  
kürzer als ein Standard-Unterschenkelrahmen aus.

## WIR SIND FÜR SIE DA!

### Service-Hotline Orthopädietechnik

Montag bis Freitag: 8.30 bis 16.30 Uhr Telefon: 0180 1 676 333\* Telefax: 0180 11 676 33 E-Mail: orthopaedietechnik@enovis.com

\*Gebühren für 0180er Nummern: 3,9 Cent pro Minute bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

## WEITERE INFORMATIONEN



### Vielfältige Behandlungsoptionen

Mehr Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter:  
[www.enovis-medtech.de](http://www.enovis-medtech.de)



### Produktkatalog Orthopädische Hilfsmittel

Unsere aktuellen Orthopädischen Hilfsmittel:  
[www.enovis-medtech.de/downloads/kataloge](http://www.enovis-medtech.de/downloads/kataloge)

**enovis™**

*Creating Better Together™*

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

### Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.

<sup>1</sup> Yu B, Herman D, Preston J, Lu W, Kirkendall DT, Garrett WE. Immediate Effects of a Knee Brace with a Constraint to Knee Extension on Knee Kinematics and Ground Reaction Forces in a Stop-Jump Task. AJSM. 2004; 32:1136-1143.

<sup>2</sup> Nuntley R.M. et al. Research in Sports Medicine. 2003